







Zentrifugationsbedingungen

Abbildung	Präparierung	Zeiten und g-Zahlen (=RZB*)					
		Standard Empfehlung		Alternative Empfehlung			
	EDTA ¹ (K2E)	5 min	4.000 x g	oder	9 min	2.000 x g	
	EDTA ¹ (K3E)		2.000 x g		10.000 x g		
	Lithium-Heparin (LH)		2.000 x g		2.000 - 10.000 x g		
	Lithium-Heparin-Gel ² (LH-Gel)		10.000 x g		4.000 - 10.000 x g		
	Glukose Fluorid (FE)		2.000 x g		2.000 - 10.000 x g		
	Serum (CAT)		10.000 x g			10 min	
	Serum-Gel ¹ (CAT-Gel)						
	Citrat (9NC)		10 min		1.500 x g		









¹ Die Zentrifugationsbedingungen gelten nur für die Plasma-Trennung, nicht für hämatologische Untersuchungen.

² Für Gel-präparierte Gefäße empfehlen wir die Verwendung von Ausschwingrotoren.

*RZB: relative Zentrifugalbeschleunigung Zentrifugation bei 20° C

Optional bieten wir spezielle Trägerröhren in verschiedenen Ausführungen an, mit denen die Dimension der Microvette® und Multivette® an die Einsätze der vorhandenen Zentrifugen angepaßt werden kann.

Centrifugation conditions

Figure	Preparation	Times and g forces (= RCF*)					
		Standard recommendation		Alternative recommendation			
	EDTA ¹ (K2E)	5 min	4,000 x g	or	9 min	2,000 x g	
	EDTA ¹ (K3E)		2,000 x g		10,000 x g		
	Lithium-Heparin (LH)		2,000 x g		2,000 - 10,000 x g		
	Lithium-Heparin-Gel ² (LH-Gel)		10,000 x g		4,000 - 10,000 x g		
	Glucose Fluorid (FE)		2,000 x g		10 min	2,000 - 10,000 x g	
	Serum (CAT)		10,000 x g				
	Serum-Gel ¹ (CAT-Gel)						
	Citrate (9NC)		10 min		1,500 x g		

¹ The centrifugation conditions only apply to plasma separation, not to hematological examinations.

² For gel-prepared tubes, we recommend using swing-out rotor.

*RCF: relative centrifugal force

Centrifugation at 20° C

Optionally, we offer special carrier tubes in various designs, with which the dimensions of the Microvette® and Multivette® can be adapted to the inserts of the existing centrifuges.