

4


3

2

1

 $\square 105,7 \pm 0,3$ $\square 106,55 \pm 0,3$ $\square 103 \pm 0,3$ $\square 101,45 \pm 0,3$ $9,9 \pm 0,2$ $19,45 \pm 0,2$ $21,2 \pm 0,3$ 

SARSTEDT



Änderungen vorbehalten

Modifications reserved

Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.

All rights are reserved and neither this drawing nor any information it contains is to be used, copied, reproduced or disclosed to others.



Maßstab 1:1

~~Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten.~~

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzen

Material PS
Behandlung
Besonderheiten

Sachnummer 82-KB01-100X100

Datum Name

Bearb. 14.02.22 my

Gepr. 21.02.22 hd

Norm

Petrischale 100x100x20
82.9923.422

Materialnummer

T0138375

Index Blatt 1

02

Bl.

Zust. Änderung

Datum

Name

Urspr. my

SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co. KG
D-51588 Nümbrecht

Ers. f. gl. Zeichnungs-nr. -01

Ers. d.