

# Schlauch-Segment-Öffner

Einfache und sichere Probenentnahme aus Schlauchsegmenten



## Schlauch-Segment-Öffner

- Minimierung des Kontaminations- und Verletzungsrisiko
- Keine Hilfsmittel wie Messer oder Schere erforderlich
- Einfache und sichere Handhabung



# Schlauch-Segment-Öffner



Führen Sie das Schlauchsegment leicht angewinkelt in den Schlauch-Segment-Öffner ein und schieben Sie dieses nach vorn, ohne den Schlauch zu quetschen.



Drücken Sie nun einmal auf das Ende des Schlauches, um einen kleinen Blutstropfen abzugeben.



Zur Entleerung des Schlauchsegmentes falten und quetschen Sie den Schlauch. Tropfen vermeidet man durch nachlassenden Druck vor der Entfernung des Segmentes aus dem Schlauch-Segment-Öffner.



## Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
95.1000	Schlauch-Segment-Öffner	2.000/Karton
95.1000.476	S-S-Ö mit Röhre 75 x Ø 12 mm, montiert	400/Karton, Stapelverpackung
95.1000.800	S-S-Ö für Röhre mit Innen-Ø 8,2 mm	2.000/Karton
55.476	Röhre 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/Karton, Stapelverpackung
55.476.005	Röhre 75 x Ø 12 mm, PS	2.000/Karton
86.1509	Röhre 75 x Ø 11.5 mm, Glas	2.352/Karton, Stapelverpackung

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon +49 22 93 305 - 0  
Telefax +49 22 93 305 - 3450  
**☎ Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 305 - 0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com