

Röhren mit Zwischenboden

Vielfalt von Röhrenvarianten maßgeschneidert für die Laborautomation



- **NEU!** 75 x 13 mm
- Konischer Zwischenboden besonders geeignet für kleine Volumina und Direktadaptionen in Analysern
- Gerundeter Boden zur vereinfachten Bestückung des Probenträgers
- Erfüllt die IATA-Anforderungen für den Probenversand
- Geeignet zum Tiefrieren
- Zentrifugierbar bis 4.500 x g, 10 Min.
- Anwenderfreundliche, kompakte Stapelpackung

	Bestell-Nr.	Länge/Ø	Volumen	Ausführung	Röhrenboden	Verpackung
	60.614.010	75/13 mm	2,5 ml	ohne Verschluss, geschüttet zu 100 im Beutel	rund	1.000 Stk./Karton
	60.614.015	75/13 mm	2,5 ml	ohne Verschluss, zu 500 in Stapelpackung	rund	2.000 Stk./Karton
	65.647	65.647.020	65.806	65.1379	65.163	
	Archivierungs-Stopfen für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Archivierungs-Stopfen mit Filter für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Eindrückstopfen für Röhren mit Ø 13 mm	Universal-Stopfen für Röhren mit Ø 12 bis 16 mm (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)	Schraubkappe für Röhre mit Zwischenboden 75/13 mm	
						
Verpackung	5.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	10.000 Stk./Karton	10.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	

	Bestell-Nr.	Länge/Ø	Volumen	Ausführung	Röhrenboden	Verpackung
	60.617.010	92/13 mm	3,5 ml	ohne Verschluss, ohne Druck	rund	1.000 Stk./Karton
	62.617	92/13 mm	3,5 ml	Verschluss montiert, mit Druck	rund	
	60.613.010	92/13 mm	3,5 ml	ohne Verschluss, ohne Druck	flach	
	62.613	92/13 mm	3,5 ml	Verschluss montiert, mit Druck	flach	
	65.647	65.647.020	65.806	65.1379	65.728	
Archivierungs-Stopfen für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Archivierungs-Stopfen mit Filter für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Eindrückstopfen für Röhren mit Ø 13 mm	Universal-Stopfen für Röhren mit Ø 12 bis 16 mm (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)	Schraubkappe für Röhre mit Zwischenboden 92/13 mm		
						
Verpackung	5.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	10.000 Stk./Karton	10.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	

	Bestell-Nr.	Länge/Ø	Volumen	Ausführung	Röhrenboden	Verpackung
	60.612.010	92/15,3 mm	5,0 ml	ohne Verschluss, ohne Druck	rund	1.000 Stk./Karton
	62.612	92/15,3 mm	5,0 ml	Verschluss montiert, mit Druck	rund	
	60.611.011	92/15,3 mm	5,0 ml	ohne Verschluss, ohne Druck, braun eingefärbt	flach	
	60.611.010	92/15,3 mm	5,0 ml	ohne Verschluss, ohne Druck	flach	
	62.611	92/15,3 mm	5,0 ml	Verschluss montiert, mit Druck	flach	
65.647	65.647.020	65.803	65.1379	65.645 *	65.729	
Archivierungs-Stopfen für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Archivierungs-Stopfen mit Filter für Röhren mit Ø 13 bis 16 mm	Eindrückstopfen für Röhren mit Ø 15,3 mm	Universal-Stopfen für Röhren mit Ø 12 bis 16 mm (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)	Schraubkappe für Röhre mit Zwischenboden 92/15 mm	Schraubkappe für Röhre mit Zwischenboden 92/15 mm	
						
Verpackung	5.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	10.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton	5.000 Stk./Karton

* empfohlen für RC 1200 von Sarstedt

SARSTEDT AG & Co.
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon (+49) 0 22 93 30 50
 Telefax (+49) 0 22 93 305-282
Service 0800 (Deutschland)
 Telefon (0800) 0 83 30 50
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com