

Safety producten

Met ons staat u al aan de veilige zijde!

NIEUW!



11 mei 2013:
Omzetting van de Europese richtlijn
2010/32/EU in de nationale wetgeving

Bescherm uzelf en uw patiënten

...met de volledige oplossing voor veilige
bloedafname van SARSTEDT



SARSTEDT

Europese richtlijn inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche

De Europese richtlijn 2010/32/EU inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche die op 11 mei 2013 in de nationale wetgeving moet worden omgezet, heeft tot doel een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren voor personeel in de gezondheidszorg.

Werknemers in de gezondheidszorgbranche lopen een risico van prikaccidenten of scherpe letsels. Ze kunnen besmet raken met door bloed overgedragen pathogenen (virussen, bacteriën, schimmels of andere micro-organismen). De meest verspreide virussen zijn hiv, hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV), maar er bestaan meer dan 20 door bloed overgedragen ziekten die men kan oplopen.

De verplichte preventie- en beschermingsmaatregelen omvatten:

- onnodig gebruik van scherpe voorwerpen vermijden
- beschermingsmechanismen met ingebouwde veiligheid voorzien
- veilige werksystemen toepassen
- veilige procedures voor het gebruik en de verwijdering van medische scherpe voorwerpen toepassen
- het terugplaatsen van gebruikte naalden in de beschermhuls verbieden
- persoonlijke beschermuitrusting gebruiken

Publicaties:

- Case study: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, bron: <http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how-to-prevent-needlestick-injuries-effectively>
- E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, bron: <http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40>
- NHS informatie, bron: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Safety-naald – Veiligheid voor routinematige bloedafname



Vooraf gemonteerd systeem

De Safety-naald is steeds gebruiksklaar. Ze moet niet meer op een naaldhouder worden geplaatst.



Veilig prikken

...onder een aanbevolen kleine hoek, vooral voor kwetsbare aders.

Beschermhuls voor de Safety-naald


Dankzij de speciale beschermhuls voor de Safety-naald kan de naald na de bloedafname veilig worden opgeborgen in de beschermhuls. Vervolgens kan het geheel worden weggegooid in een geschikte naaldcontainer voor scherpe voorwerpen.



Safety-Multifly® – Veiligheid voor kwetsbare aders

Naaldbescherming met één hand, vooraf gemonteerde adapter, optimale verpakking en aangepast materiaal

De met één hand te bedienen Safety-Multifly® naaldbeschermer biedt maximaal gebruiksgemak. De S-Monovette® adapter van de Safety-Multifly® is reeds gemonteerd tot een volledige, gebruiksklare eenheid. De verpakking en het buisje zijn aangepast aan de vereisten voor bloedafname en aan de daaropvolgende verwijdering in een naaldcontainer voor scherpe voorwerpen.



Safety-Lancet – Veilige en gemakkelijke bloedafname met meer comfort voor de patiënt

- Dit steriel product voor eenmalig gebruik voorkomt het risico van prikaccidenten omdat de naald en het blad voor en na gebruik veilig in de behuizing zijn opgeborgen
- Keuze uit verschillende naaldgrootten en bladen met vastgelegde prikdiepten voor bloedafname uit de vinger, oorlel of hiel
- Gebruiksklaar, zodat het gemakkelijk is om de beschermhuls van de naald te verwijderen en de drukknop te activeren
- Vleugels met profiel, en inkepingen in de behuizing zorgen voor een goede grip en gemakkelijke hantering





Multi-Safe naaldcontainers

- Veilige en gebruiksvriendelijke verwijdering van scherpe voorwerpen
- De grootte van de opening kan worden aangepast door de twee geperforeerde delen uit te breken voordat het deksel op de naaldcontainer wordt geplaatst
- Universeel ontkoppelsysteem voor luer-lock spuit en insulinepennen

Onze service – Uw voordeel



Onze bekwame productspecialisten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u altijd en overal te helpen.

We bieden groeps- en individuele opleiding aan om te garanderen dat onze producten correct worden gebruikt en dat de gebruikers de relevante eigenschappen inzake veiligheid en hantering begrijpen.



Voor ons betekenen **service** en **samenwerking** ook directe steun aan al uw personeelsleden die regelmatig in contact komen met onze producten of aan diegenen die ze in de toekomst zullen gebruiken.

SARSTEDT B.V.B.A./S.P.R.L.
Postbus 74 / Boîte Postale 74
2910 Essen
Tel: 03/541.76.92
Fax: 03/541.81.03
info.be@sarstedt.com
www.sarstedt.com