



Πληροφορίες παραγγελιών συστημάτων αιμοληψίας





Προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1601	01.1601.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1934	04.1934.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1104	05.1104.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1924		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1943.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1557	05.1557.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1904	04.1904.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1663.001	

Προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1602	01.1602.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1935	04.1935.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1925	04.1925.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1923.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1667.001	


Προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1604	01.1604.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1936	04.1936.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1106	05.1106.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1920		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1929	04.1929.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1553	05.1553.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1906	04.1906.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1666.001	

ηπαρίνη λιθίου υγρή	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1608.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm		04.1939.001	



	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1634		
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1940	04.1940.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1928	04.1928.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1907		
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1669.001	



	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1954	04.1954.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1953	04.1953.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1952	04.1952.001	

* Κατόπιν αιτήσεως
 Το οριζόμενο μήκος αναφέρεται σε S-Monovette χωρίς το έμβολο και το βιδωτό πώμα. Με ενσωματωμένο το βιδωτό πώμα, κάθε S-Monovette είναι κατά 16 mm μακρύτερη.
 Συσκευασία Όλες οι S-Monovettes που αναφέρονται παραπάνω είναι συσκευασμένες σε αποστειρωμένη συσκευασία των 50 τεμαχίων ανά κουτί και σε 500 τεμάχια ανά κιβώτιο. S-Monovettes ατομικά συσκευασμένες, αποστειρωμένες διατίθενται με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 20.000 τεμαχίων.

Προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1613.100	
	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1614.100	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm		04.1913.100	
	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1603		
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1105		

Προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1605.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1931	04.1931.001	
	4,0 ml	75 mm x 15 mm	03.1068	03.1068.001	
	3,4 ml	65 mm x 13 mm	04.1914	04.1914.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1917	04.1917.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1167	05.1167.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1901	04.1901.001	
	1,8 ml	65 mm x 13 mm	04.1951	04.1951.001	
	1,6 ml	66 mm x 11 mm	05.1081	05.1081.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1664.001	

	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1621.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm		04.1932.001	

Προπαρασκευή	Όγκος πλήρωσης	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1918	04.1918.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1665.001	

Προπαρασκευή	Όγκος πλήρωσης	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με διαφανή ετικέτα	Αρ. παραγγελίας με έγχρωμη χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	8,2 ml	92 mm x 15 mm		01.1606.001	
	5,0 ml	92 mm x 11 mm	05.1071	05.1071.001	
	4,3 ml	75 mm x 13 mm	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1919	04.1919.001	
	3,0 ml	66 mm x 11 mm	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65 mm x 13 mm	04.1902	04.1902.001	
	1,8 ml	75 mm x 13 mm	04.1955	04.1955.001	
	1,4 ml	66 mm x 8 mm		06.1668.001	

Ουδέτερο S-Monovette®

χωρίς προπαρασκευή	Όγκος	Μήκος / Ø	Αρ. παραγγελίας με χάρτινη ετικέτα	Χρωματική κωδικοποίηση πώματος/ετικέτας
	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1728.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1926.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1727.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1729.001	

* Σύντομο διαθέσιμο με καφέ πώμα σύμφωνα με ISO 6710.

Ειδικό S-Monovette®

Προπαρασκευή	Αριθμός παραγγελίας	Όγκος	Μήκος / Ø	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
S-Monovette® EDTA K ₂ -γέλη	01.1621.001	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® EDTA K ₂ -γέλη	04.1932.001	4,9 ml	90 mm x 13 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού	04.1910.001	3,8 ml	65 mm x 13 mm	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® CPDA ₁	01.1610.001	8,5 ml	92 mm x 15 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® CPDA ₁	04.1938.001	5,6 ml	90 mm x 13 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® GlucoEXACT, κιτρικό φθοριούχο άλας*	05.1074.001	3,1 ml	66 mm x 11 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® GlucoEXACT, κιτρικό φθοριούχο άλας*	04.1945.001	3,1 ml	75 mm x 13 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ανάλυση μεταλλικών στοιχείων**	01.1604.400	7,5 ml	92 mm x 15 mm	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ομοκυστεΐνης HCY-Z-γέλη	04.1908.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ιρουδίνη	04.1959.001	1,6 ml	75 mm x 13 mm	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ThromboExact	05.1168.001	2,7 ml	66 mm x 11 mm	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® ορός, ετικέτα τράπεζας αίματος	01.1601.014	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® CTAD	04.1909.001	2,9 ml	65 mm x 13 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® DNA Exact	04.1948.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
S-Monovette® RNA Exact	01.2048.001	≤ 2,4 ml	10 mm x 15 mm	20 τεμάχια / 20 τεμάχια

* Σύντομα διαθέσιμο με ροζ πώμα σύμφωνα με ISO 6710 (αρ. παραγγελίας: 05.1074.201, 04.1945.201).

** Σύντομα διαθέσιμο με μπλε πώμα σύμφωνα με ISO 6710 (αρ. παραγγελίας: 01.1609.201).

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών


S-Sedivette® κιτρικό 1:5

Προπαρασκευή	Αριθμός παραγγελίας	Όγκος	Μήκος / Ø	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	06.1690.001	3,5 ml	130 mm x 8 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια

Στατώ καθίζησης για S-Sedivette®

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	90.1090	Στατώ καθίζησης με οπίσθιο τοίχωμα με διαβαθμίσεις	1 τεμάχιο / 1 τεμάχιο



























S-Monovette® ESR, κιτρικό 1:5

Προπαρασκευή	Αριθμός παραγγελίας	Όγκος	Μήκος / Ø	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	05.1079	2,0 ml	66 mm x 11 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
	05.1079.001	2,0 ml (με χάρτινη ετικέτα)	66 mm x 11 mm	500 τεμάχια / 50 τεμάχια








Σύστημα Sediplus®

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	86.1996	Πιπέτα καθίζησης με επισήμανση 0	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	86.1996.062	Πιπέτα καθίζησης με τυπωμένες διαβαθμίσεις	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	90.1060	Στατώ καθίζησης με οπίσθιο τοίχωμα με διαβαθμίσεις	1 τεμάχιο / 1 τεμάχιο
	90.1060.062	Στατώ καθίζησης χωρίς οπίσθιο τοίχωμα	1 τεμάχιο / 1 τεμάχιο

Βελόνα Safety-Multifly® για S-Monovette®

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Ø/Μήκος	Τύπος	Χρωματική κωδικοποίηση	Μήκος σωλήνα	Συσκευασία
	85.1637.235	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", Αρ. 1		200 mm	480/κουτί 120/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.235	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", Αρ. 2		200 mm	
	85.1640.235	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", Αρ. 16		200 mm	
	85.1642.235	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", Αρ. 18		200 mm	
	85.1637.205	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", Αρ. 1		80 mm	480/κουτί 120/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.205	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", Αρ. 2		80 mm	
	85.1640.205	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", Αρ. 16		80 mm	
	85.1642.205	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", Αρ. 18		80 mm	
	85.1637.203	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 1		80 mm	480/κουτί 120/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.203	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 2		80 mm	
	85.1640.203	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 16		80 mm	
	85.1637.201	0,9 mm/19 mm	20G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 1		240 mm	480/κουτί 120/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1638.201	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 2		240 mm	
	85.1640.201	0,6 mm/19 mm	23G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 16		240 mm	
	85.1642.201	0,5 mm/19 mm	25G x 3/4", χωρίς πολυπροσαρμογέα, Αρ. 18		240 mm	
	85.1638.200	0,8 mm/19 mm	21G x 3/4", βιδωτό χιτώνιο οδήγησης, Αρ. 2		200 mm	480/κουτί 120/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα


S-Monovette® βελόνες ασφαλείας

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Ø/Μήκος	Τύπος	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
	85.1372.200	0,9 mm/25 mm	20G x 1"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1373.200	0,8 mm/25 mm	21G x 1"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1441.200	0,7 mm/25 mm	22G x 1"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1160.200	0,9 mm/38 mm	20G x 1½"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1162.200	0,8 mm/38 mm	21G x 1½"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα
	85.1440.200	0,7 mm/38 mm	22G x 1½"		500/κουτί • 50/εσωτερικό κουτί ατομικά αποστειρωμένα

Προσαρμογείς

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	1 14.1112	Προσαρμογέας μεμβράνης	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	2 14.1205	Πολυπροσαρμογέας Luer	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	3 14.1205.100	Πολυπροσαρμογέας Luer-Lock	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	4 14.1207	Προσαρμογέας καλλιέργειας αίματος LongNeck	250 τεμάχια / 50 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	5 51.1638.945	Safety-Multifly® 21G σετ προσαρμογέα καλλιέργειας αίματος	50 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	6+5 51.1640.945	Safety-Multifly® 23G σετ προσαρμογέα καλλιέργειας αίματος	50 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα




Βιδωτά πώματα για την επανασφράγιση των S-Monovette

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Μεσαία σωληνάρια - εξωτερική Ø	Βιδωτά πώματα - εξωτερική Ø	Μήκος σωληναρίου με βιδωτό πώμα	Μήκος σωληναρίου χωρίς βιδωτό πώμα	Μονάδα πώλησης / δευτερεύουσα συσκευασία
	65.176	16 mm	19 mm	108 mm	92 mm	5.000 τεμάχια / 1.000 τεμάχια
	65.729	15 mm	18 mm	108 mm	92 mm	5.000 τεμάχια / 1.000 τεμάχια
		15 mm	18 mm	91 mm	75 mm	
	65.728	13 mm	16 mm	106 mm	90 mm	5.000 τεμάχια / 1.000 τεμάχια
		13 mm	16 mm	91 mm	75 mm	
		13 mm	16 mm	81 mm	65 mm	
	65.1121	11 mm	13 mm	108 mm	92 mm	5.000 τεμάχια / 1.000 τεμάχια
		11 mm	13 mm	82 mm	66 mm	
		8 mm	13 mm	146 mm	130 mm	
		8 mm	13 mm	82 mm	66 mm	

Παρελκόμενα

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	14.1218	Ηαεμο-Diff® με άκρη επιχρίσματος	2.000 τεμάχια / 500 τεμάχια
	55.1570	Σωληνάριο στήριξης με επίπεδο πυθμένα για S-Monovette® με Ø 8 mm για προσαρμογή σε εξωτερικές διαστάσεις 66 x 11 mm	1.000 τεμάχια / 250 τεμάχια
	55.1570.002	βλ. 55.1570, χρώμα: καφέ	
	55.1572	Σωληνάριο στήριξης με στρογγυλό πυθμένα για S-Monovette® με Ø 8 mm για προσαρμογή σε εξωτερικές διαστάσεις 65 x 13 mm	1.000 τεμάχια / 250 τεμάχια
	55.1571	Σωληνάριο στήριξης με στρογγυλό πυθμένα για S-Monovette® με Ø 8 mm για προσαρμογή σε εξωτερικές διαστάσεις 75 x 13 mm	1.000 τεμάχια / 250 τεμάχια
	55.1571.051	βλ. 55.1571, χρώμα: γαλάζιο	1.000 τεμάχια / 250 τεμάχια
	53.677	Seraplas® V11, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 11 mm	5.000 τεμάχια / 500 τεμάχια
	53.419	Seraplas® V13, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 13 mm	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	53.428	Seraplas® V15, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 15 mm	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	53.420	Seraplas® V16, κατάλληλο για S-Monovette® με Ø 16 mm	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	14.1513	Χρωματικά κωδικοποιημένοι δακτύλιοι πώματος, κόκκινο νέον	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	14.1513.001	Χρωματικά κωδικοποιημένοι δακτύλιοι πώματος, μπλε	
	14.1513.002	Χρωματικά κωδικοποιημένοι δακτύλιοι πώματος, κίτρινοι	
	14.1513.005	Χρωματικά κωδικοποιημένοι δακτύλιοι πώματος, πράσινο νέον	
	14.1513.008	Χρωματικά κωδικοποιημένοι δακτύλιοι πώματος, γκρι	
	95.1006	Αιμοστατική ταινία μίας χρήσης	4.800 τεμάχια / 200 τεμάχια
	95.1008	Ατομικής χρήσης αιμοστατική ταινία	500 τεμάχια / 25 τεμάχια
	95.1007	Αιμοστατική ταινία	200 τεμάχια / 1 τεμάχιο
	95.1007.001	Αιμοστατική ταινία, χωρίς λάτεξ	

Μικροκάνουλα

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος	Χρωματική κωδικοποίηση	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	85.921	Μικροκάνουλα, 21 G x ¾", No. 2	0,8 mm/36 mm	πράσινο	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
	85.923	Μικροκάνουλα, 23 G x ¾", No. 16	0,6 mm/36 mm	μπλε	50 τεμάχια / 50 τεμάχια
	85.925	Μικροκάνουλα, 25 G x ¾", No. 18	0,5 mm/36 mm	πορτοκαλί	50 τεμάχια / 50 τεμάχια

Μικροφιαλίδια δείγματος με συνδεδεμένο πιεστό πώμα και διαφανή ετικέτα

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Ø/Μήκος	Χρωματική κωδικοποίηση	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	41.1501.005*	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	λευκό	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1500.005*	Ορός-γέλη, ενεργοποιητής πήξης	1,1 ml	10,8 mm / 40 mm	καφέ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1503.005*	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	πορτοκαλί	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1504.005*	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	κόκκινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1505.005*	Γλυκόζη, φθοριούχο άλας	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	κίτρινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1506.005	Πήξη, κτρικό	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	πράσινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1506		1,0 ml			
41.1506.002	0,5 ml					

* Διαθέσιμος τύπος επιπροσθέτως με χάρτινη ετικέτα: Τελικός αριθμός .015

Μικροφιαλίδια δείγματος με βιδωτό πώμα και χάρτινη ετικέτα

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Ø/Μήκος	Χρωματική κωδικοποίηση	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	41.1392.005	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	λευκό	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1378.005	Ορός-γέλη, ενεργοποιητής πήξης	1,1 ml	10,8 mm / 45 mm	καφέ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1393.005	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	πορτοκαλί	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1395.005	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	κόκκινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.3395.005	Βιδωτό πώμα με μεμβράνη για άμεση προσαρμογή, κάλιο-EDTA	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	κόκκινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1394.005	Γλυκόζη, φθοριούχο άλας	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	κίτρινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	41.1350.005	Πήξη, κτρικό	1,3 ml	10,8 mm / 45 mm	πράσινο	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια


Σωληνάρια στήριξης για Microvette® και μικροφιαλίδια δείγματος

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	55.525.003	Σωληνάρια στήριξης με στρογγυλό πυθμένα, κλειστά για Microvette®, μικροφιαλίδια δείγματος, Ø 13 mm, μήκος 75 mm	2.000/κιβώτιο 250/σακούλα
	55.525.002	βλ. 55.525.003, χρώμα: καφέ (προστασία από το φως)	2.000/κιβώτιο 250/σακούλα
	55.1571	Σωληνάρια στήριξης με στρογγυλό πυθμένα, ανοιχτά για Microvette®, μικροφιαλίδια δείγματος, Ø 13 mm, μήκος 64 mm	1.000/κιβώτιο 250/σακούλα
	55.1571.051	βλ. 55.1571, χρώμα: γαλάζιο	1.000/κιβώτιο 250/σακούλα
	55.1577	Σωληνάρια στήριξης με επίπεδο πυθμένα για Multivette® Ø 11,5 mm, μήκος 60 mm	1.000/κιβώτιο 250/σακούλα
	55.1577.002	βλ. 55.1577, χρώμα: καφέ (προστασία από το φως)	1.000/κιβώτιο 250/σακούλα

Microvette® 100 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1280	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	100 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1282	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	100 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια

Microvette® 100 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1278	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	100 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια

Microvette® 200 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1290	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	200 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1292	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	200 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1289	Γλυκόζη, φθοριούχο άλας	200 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια


Microvette® 200 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1291	Ορός-γέλη, ενεργοποιητής πήξης	200 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1288	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	200 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια

Microvette® 300 με κωνικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1308	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	300 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1309	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	300 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1307	Γλυκόζη, φθοριούχο άλας	300 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια


Microvette® 500 με κυλινδρικό εσωτερικό φιαλίδιο

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	20.1343	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	500 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1344	Ορός-γέλη, ενεργοποιητής πήξης	500 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1345	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	500 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1346	Πλάσμα-γέλη, ηπαρίνη λιθίου	500 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	20.1341	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	500 μλ	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια

Microvette® CB 200 BSG

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	18.1325	200 μλ	500 τεμάχια / 50 τεμάχια

Στατώ καθίζησης για Microvette® CB 200 BSG

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	90.1091	Στατώ καθίζησης με οπίσθιο τοίχωμα με διαβαθμίσεις	1 τεμάχιο / 1 τεμάχιο

Multivette® 600

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Προπαρασκευή	Όγκος	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	15.1670	Ορός, ενεργοποιητής πήξης	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	15.1674	Ορός-γέλη, ενεργοποιητής πήξης	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	15.1673	Πλάσμα, ηπαρίνη λιθίου	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	15.1675	Πλάσμα-γέλη, ηπαρίνη λιθίου	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	15.1671	Αιματολογία, κάλιο-EDTA	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια
	15.1672	Γλυκόζη, φθοριούχο άλας	600 µl	1.000 τεμάχια / 100 τεμάχια

Σκαρφιστήρας ασφαλείας

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μέγεθος βελόνας	Βάθος διείσδυσης	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	85.1015	Σκαρφιστήρας ασφαλείας Mini	28 G	1,6 mm	1.200 τεμάχια / 200 τεμάχια
	85.1016	Σκαρφιστήρας ασφαλείας Normal	21 G	1,8 mm	1.200 τεμάχια / 200 τεμάχια
	85.1017	Σκαρφιστήρας ασφαλείας Extra	18 G	1,8 mm	1.200 τεμάχια / 200 τεμάχια
	85.1018	Σκαρφιστήρας ασφαλείας Super	Λεπίδα 1,5 mm	1,6 mm	1.200 τεμάχια / 200 τεμάχια
	85.1019	Σκαρφιστήρας ασφαλείας Neonatal	Λεπίδα 1,5 mm	1,2 mm	1.200 τεμάχια / 200 τεμάχια

Σκαρφιστήρας τομής - Safety-Heel®

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Τομέας εφαρμογής	Βάθος διείσδυσης	Μήκος τομής	Συσκευασία
	85.1025	Πρώρα βρέφη	0,85 mm	1,75 mm	50/εσωτερικό κουτί, 200/κουτί
	85.1026	Νεογέννητα βρέφη	1,0 mm	2,5 mm	

Monovette® αερίων αίματος

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης / εσωτερική συσκευασία
	05.1146	Monovette® αερίων αίματος 1 ml	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
	05.1146.020	Monovette® αερίων αίματος 1 ml	500 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	05.1147	Monovette® αερίων αίματος 2 ml	500 τεμάχια / 50 τεμάχια
	05.1147.020	Monovette® αερίων αίματος 2 ml	500 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	05.1147.028	Monovette® αερίων αίματος 2 ml, με προσαρμογέα μεμβράνης	500 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	05.1147.048	Monovette® αερίων αίματος 2 ml, εγκατεστημένη βαλβίδα εξαερισμού	500 τεμάχια / 100 τεμάχια, ατομικά αποστειρωμένα
	14.1148	Βαλβίδα εξαερισμού	1.000 τεμάχια / 500 τεμάχια

Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Ø/Μήκος σε mm	Μονάδα πώλησης
	19.930.100	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό 100 µl	2,05/100	250 τεμάχια
	19.930.125	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό 125 µl	2,05/110	250 τεμάχια
	19.930.140	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό 140 µl	2,3/75	200 τεμάχια
	19.930.175	Τριχοειδή αερίων αίματος από πλαστικό 175 µl	2,3/100	200 τεμάχια

Σετ τριχοειδών αερίων αίματος από πλαστικό

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης
	51.931.100	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος 100 µl, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμειξης	1.000 τεμάχια
	51.931.125	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος 125 µl, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμειξης	1.000 τεμάχια
	51.931.140	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος 140 µl, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμειξης	800 τεμάχια
	51.931.175	Σετ τριχοειδών αερίων αίματος 175 µl, πώματα σφράγισης και ράβδοι ανάμειξης	800 τεμάχια

Παρελκόμενα

Εικόνα	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Μονάδα πώλησης
	65.935.205	Πώμα σφράγισης, λευκό για τριχοειδή αερίων αίματος με εξωτερική Ø 2,05 mm	500 τεμάχια
	65.935.230	Πώμα σφράγισης, μπλε για τριχοειδή αερίων αίματος με εξωτερική Ø 2,3 mm	400 τεμάχια
	95.936	Ράβδος ανάμειξης, Ø 1 mm, μήκος 9 mm	250 τεμάχια
	95.937	Κωνικός μαγνήτης, κόκκινος	10 τεμάχια

Εάν έχετε ερωτήσεις:
Θα χαρούμε να
σας βοηθήσουμε!



75_615_0300_2820

Η παρούσα δημοσίευση μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες

Υπό την επιβλέψη τεχνικών τροποποιήσεων

SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής
Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

