

Medicina Veterinária

Soluções completas para a coleta de amostras





Hoje em dia, os testes laboratoriais para pequenos animais, como cachorros ou gatos, fazem parte do cotidiano veterinário. Seja para os pacientes de pequeno ou grande porte, a Sarstedt oferece para todas as questões uma solução, que pode ser adaptada às mais diversas circunstâncias.

O S-Monovette®, por exemplo, é a solução perfeita para uma coleta delicada de sangue venoso em cães de grande porte.

Como alternativa existe também a possibilidade de realizar a coleta de sangue através do gotejamento em recipientes de amostra preparados.





Testes laboratoriais em animais de grande porte e de criação já são comuns há muito tempo. Para isso, a coleta de sangue com o S-Monovette® ou Monovette® Luer garante a melhor qualidade das amostras.

Soluções adequadas estão disponíveis tanto para cavalos quanto para animais de criação – tudo de maneira segura, higiênica e sem riscos de contaminação durante a coleta e manuseio.

Para uma identificação clara e rápida em ensaios oficiais na área dos animais de criação, foi desenvolvido o Monovette® VetMed com códigos de barras duplos.

Um separador de alta velocidade, otimizado especialmente para a medicina veterinária, garante a preparação e o arquivamento rápidos das amostras.





A escolha certa também para os menores pacientes: a Sarstedt oferece muitas soluções para as exigências especiais na coleta de sangue de pequenos mamíferos, pássaros e répteis:

- Microvette® também em combinação com a microagulha
- Multivette® 600 para a coleta de sangue venoso simples através de autoenchimento
- Microtubo de amostra preparado, em combinação com a microagulha





Recipientes práticos que permitem uma coleta simples e com quantidades suficientes de fezes.



Para as diversas exigências de análise de urina, está disponível o Monovette® para urina. Utilizado para uma coleta específica e higiênica de amostras, também pode ser utilizado para a obtenção de sedimentos. Neste caso oferecemos o Monovette® para urina com estabilizador, para uma análise bacteriológica da amostra. Itens padrão como tubos cônicos e frascos de urina completam nosso portfólio.





Amostras especiais, como líquido obtido por punção e líquido cefalorraquidiano (líquor), requerem recipientes adequados que garantem melhores resultados laboratoriais.

Soluções completas para descarte, armazenamento, aprovisionamento e envio racional das amostras.



S-Monovette®

Figura	Código	Preparação	Volume	Comprimento/Ø*	Cor	Embalagem
	01.1601	Ativador de coagulação, soro	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	03.1397		5,5 mL	75 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1934		4,9 mL	90 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1924		4,0 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1904		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1557.001		2,7 mL	66 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	01.1602	Ativador de coagulação, soro-gel	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	03.1524		4,7 mL	75 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1935		4,9 mL	90 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1925		4,0 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1905		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	06.1667.001		1,1 mL	66 mm x 8 mm		50/pacote • 500/caixa
	01.1604	Heparina de lítio, plasma	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	03.1628		5,5 mL	75 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1936		4,9 mL	90 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1929.001		2,7 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1906		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1106		4,5 mL	92 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	01.1634	Gel de heparina de lítio, gel de plasma	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	03.1631.001		4,7 mL	75 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1940		4,9 mL	90 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1928		2,7 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1907		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	06.1669.001		1,1 mL	66 mm x 8 mm		50/pacote • 500/caixa
	01.1605.001	EDTA, hematologia	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	03.1068		4,0 mL	75 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1931		4,9 mL	90 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1914		3,4 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1917		2,7 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1901		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1167	Fluoreto, glicose	2,7 mL	66 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	06.1664.001		1,2 mL	66 mm x 8 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1918		2,7 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1903		2,6 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1073		2,7 mL	66 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	06.1665.001		1,2 mL	66 mm x 8 mm		50/pacote • 500/caixa
	01.1606.001	Citrato, Coagulação	8,2 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1919		3,0 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1922		4,3 mL	75 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	04.1902		2,9 mL	65 mm x 13 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1071		5,0 mL	92 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1165		3,0 mL	66 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
06.1668.001	1,4 mL	66 mm x 8 mm	50/pacote • 500/caixa			

S-Monovette® especial

	01.1604.400**	Análise de metal	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 mL	66 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa

* Para tubos de ø 8 mm: Adaptação em automação de laboratório com tubos de suporte especiais 55.1570, 55.1572, 55.1571.

** Recomendado apenas em combinação com a agulha de segurança 85.1162.600.

Monovette® Luer

Figura	Código	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Cor	Embalagem
	02.263	Ativador de coagulação, soro	9,0 mL	92 mm x 16 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.274		4,5 mL	92 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	02.261	Ativador de coagulação, soro-gel	9,0 mL	92 mm x 16 mm		50/pacote • 500/caixa
	09.315.001		25,0 mL	97 mm x 25 mm		42/cont. • 210/caixa
	02.265	Heparina de lítio, plasma	9,0 mL	92 mm x 16 mm		50/pacote • 500/caixa
	05.276.001		4,5 mL	92 mm x 11 mm		50/pacote • 500/caixa
	02.267.001	EDTA, hematologia	9,0 mL	92 mm x 16 mm		50/pacote • 500/caixa
	09.225	sem	25,0 mL	97 mm x 25 mm		50/pacote • 500/caixa

Monovette® VetMed com rótulo e código de barras duplo, tipo 128

Figura	Código	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Cor	Embalagem
	09.207.xxx	Ativador de coagulação, soro	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa
	09.208.xxx	EDTA, hematologia	7,5 mL	92 mm x 15 mm		50/pacote • 500/caixa

S-Sedivette® para VHS

Figura	Código	Preparação	Volume	Comprimento/Ø	Cor	Embalagem
	06.1690.001	Citrato, VHS	3,5 mL	130 mm x 8 mm		50/pacote • 500/caixa
Suporte de sedimentação para S-Sedivette®						
Figura	Código	Descrição	Embalagem			
	90.1090	Suporte de sedimentação com painel traseiro com escala	1/pacote • 1/caixa			

Monovette® para gases sanguíneos, Luer

Figura	Código	Preparação	Volume	Cor	Embalagem
	05.1146	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gases sanguíneos	1 mL		50/pacote • 500/caixa
	05.1146.020	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gases sanguíneos	1 mL		100/pacote • 500/caixa, individual estéril
	05.1147	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gases sanguíneos	2 mL		50/pacote • 500/caixa
	05.1147.020	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gases sanguíneos	2 mL		100/pacote • 500/caixa, individual estéril
	05.1147.028	Heparina balanceada com Ca ²⁺ , gases sanguíneos com adaptador de membrana	2 mL		100/pacote • 500/caixa, individual estéril
					100/pacote • 500/caixa, individual estéril

Agulha Luer

Figura	Código	Descrição	Ø/Comprimento	Cor	Embalagem
	85.993	Agulha Luer, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/pacote • 2.000/caixa
	85.926	Agulha Luer, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/pacote • 2.000/caixa
	A pedido	Agulha Luer	2 mm/100 mm		A pedido

Outros tamanhos e agulhas de segurança a pedido.

Adaptadores S-Monovette® para outros sistemas

Figura	Código	Descrição	Embalagem
	14.1112	O adaptador de membrana permite adaptar uma agulha S-Monovette® ou Multifly® a um sistema Luer, por exemplo, Monovette® para gases sanguíneos	100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	14.1205	O multiadaptador Luer permite adaptar um sistema Luer (cateter, borboleta, etc.) ao S-Monovette®	100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	14.1205.100	O multiadaptador Luer-Lock permite adaptar um sistema Luer (cateter, borboleta, etc.) ao S-Monovette®	100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril

Agulha (de segurança) para S-Monovette®

Figura	Código	Descrição	Ø/Comprimento mm	Cor	Embalagem
	85.1372	Agulha 20G x 1", N° 1	0,9/25		100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	85.1160.200	Agulha de segurança 20G x 1½", N° 1	0,9/38		50/pacote • 500/caixa, individual estéril
	85.1160	Agulha 20G x 1½", N° 1	0,9/38		100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	85.1373	Agulha 21G x 1", N° 2	0,8/25		100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	85.1162.200	Agulha de segurança 21G x 1½", N° 2	0,8/38		50/pacote • 500/caixa, individual estéril
	85.1162	Agulha 21G x 1½", N° 2	0,8/38		100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril
	85.1162.600*	Agulha de segurança 21G x 1½", N° 2 para a análise de metais	0,8/38		50/pacote • 500/caixa, individual estéril
	85.1441	Agulha 22G x 1", N° 12	0,7/25		100/pacote • 1.000/caixa, individual estéril

* Recomendado apenas em combinação com o S-Monovette® para análise de metais 01.1604.400.

Agulha (de segurança) Multifly® para S-Monovette®

Figura	Código	Descrição	Ø/Comprimento mm	Comprimento do tubo flexível	Cor	Embalagem
	85.1637.235	Agulha de segurança Multifly® 20 G x ¾", N° 1	0,9/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1637.035	Agulha Multifly® 20 G x ¾", N° 1	0,9/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1638.235	Agulha de segurança Multifly® 21 G x ¾", N° 2	0,8/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1638.035	Agulha Multifly® 21 G x ¾", N° 2	0,8/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1640.235	Agulha de segurança Multifly® 23 G x ¾", N° 16	0,6/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1640.035	Agulha Multifly® 23 G x ¾", N° 16	0,6/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril
	85.1642.235	Agulha de segurança Multifly® 25 G x ¾", N° 18	0,5/19	200 mm		100/pacote • 400/caixa, individual estéril

Também estão disponíveis agulhas Multifly® e Safety-Multifly® com tubo flexível de 80 mm de comprimento.

Microagulha

Figura	Código	Descrição	Ø/Comprimento	Cor	Embalagem
	85.921	Microagulha 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (comprimento da punção 19 mm)		50/pacote • 500/caixa
	85.923	Microagulha 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (comprimento da punção 19 mm)		50/pacote • 500/caixa
	85.925	Microagulha 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (comprimento da punção 19 mm)		50/pacote • 500/caixa

Tubos de amostra com fundo redondo em PP, com tampa de pressão e rótulo / impressão

Figura	Código	Preparação	Volume	Comprimento/Ø mm	Cor	Embalagem
	29.373.004	Ativador de coagulação, soro	7 mL	100 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	32.329	Ativador de coagulação, soro	4,5 mL	75 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	32.311.001	Ativador de coagulação, soro-gel	4,4 mL	75 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	32.331	Heparina de lítio, plasma	4,5 mL	75 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	32.332	EDTA, hematologia	5 mL	75 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	38.346	EDTA, hematologia	2 mL	55 x 12		100/pacote • 2.000/caixa
	32.333	Fluoreto, glicose	2 mL	75 x 13		100/pacote • 1.000/caixa
	32.525.326	Citrato, coagulação	5 mL	75 x 13		100/cont. • 500/caixa

Outros tubos sob demanda.

Microtubo em PP com tampa de pressão

Figura	Código	Vol.	Comprimento/Ø mm	Cor	Embalagem
	72.691	2,0 mL	40 x 10,8	incolor	500/pacote • 5.000/caixa

Para outros recipientes, consulte o catálogo

Microtubo com tampa de pressão e rótulo transparente

Figura	Código	Preparação	Vol.	Comprimento/Ø mm	Cor	Embalagem
	41.1501.005*	Ativador de coagulação, soro	1,3 mL	40 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1500.005*	Ativador de coagulação, soro-gel	1,1 mL	40 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1503.005*	Heparina de lítio, plasma	1,3 mL	40 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1504.005*	EDTA, hematologia	1,3 mL	40 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1505.005*	Fluoreto, glicose	1,3 mL	40 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1506.005	Citrato, coagulação	1,3 mL	40 x 10,8		100/cont • 1.000/caixa
	41.1506		1,0 mL			
	41.1506.002		0,5 mL			

* Versão disponível com rótulo de papel: Número final .015.

Microtubo com tampa de rosca e rótulo de papel

Figura	Código	Preparação	Vol.	Comprimento/Ø mm	Cor	Embalagem
	41.1392.005	Ativador de coagulação, soro	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1378.005	Ativador de coagulação, soro-gel	1,1 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1393.005	Heparina de lítio, plasma	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1395.005	EDTA, hematologia	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.3395.005	EDTA, tampa de rosca para hematologia com membrana para adaptação direta	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1394.005	Fluoreto, glicose	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa
	41.1350.005	Citrato, coagulação	1,3 mL	45 x 10,8		100/pacote • 1.000/caixa

Adaptação em automação laboratorial através de tubos de transporte especiais, código: 55.525.003, 55.1571.

Minivette® POCT

Figura	Código	Preparação	Volume	Cor	Embalagem
	17.2111.010	sem	10 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2111.020	sem	20 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2111.050	sem	50 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2111.100	sem	100 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2111.200	sem	200 µl		150/pacote • 1.500/caixa
	17.2112.020	Heparina de lítio, plasma	20 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2112.050	Heparina de lítio, plasma	50 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2112.100	Heparina de lítio, plasma	100 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2112.200	Heparina de lítio, plasma	200 µl		150/pacote • 1.500/caixa
	17.2113.020	EDTA, hematologia	20 µl		200/pacote • 2.000/caixa
	17.2113.050	EDTA, hematologia	50 µl		200/pacote • 2.000/caixa

Microvette® 100, 200, 300, 500

Figura	Código	Preparação	Volume	Formato interno do tubo	Cor	Embalagem
	20.1280	Ativador de coagulação, soro	100 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1282	Heparina de lítio, plasma	100 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1278	EDTA, hematologia	100 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1290	Ativador de coagulação, soro	200 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1291	Ativador de coagulação, soro-gel	200 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1292	Heparina de lítio, plasma	200 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1288	EDTA, hematologia	200 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1289	Fluoreto, glicose	200 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1308	Ativador de coagulação, soro	300 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1309	Heparina de lítio, plasma	300 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1307	Fluoreto, glicose	300 µl	cônico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1343	Ativador de coagulação, soro	500 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1344	Ativador de coagulação, soro-gel	500 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1345	Heparina de lítio, plasma	500 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1346	Heparina de lítio, gel de plasma	500 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa
	20.1341	EDTA, hematologia	500 µl	cilíndrico		100/pacote • 1.000/caixa

Adaptação para automação laboratorial através de tubos de transporte, código: 55.525.003, 55.1571.

Microvette® CB 200 VHS

Figura	Código	Preparação	Volume	Cor	Embalagem
	18.1325	Citrato, VHS	200 µl		50/pacote • 500/caixa

Suporte de sedimentação VHS para Microvette® CB 200 VHS

Figura	Código	Descrição	Embalagem
	90.1091	Suporte de sedimentação com painel traseiro com graduação	1/pacote • 1/caixa

Multivette® 600

Figura	Código	Preparação	Volume	Cor	Embalagem
	15.1670	Ativador de coagulação, soro	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa
	15.1674	Ativador de coagulação, soro-gel	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa
	15.1673	Heparina de lítio, plasma	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa
	15.1675	Heparina de lítio, gel de plasma	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa
	15.1671	EDTA, hematologia	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa
	15.1672	Fluoreto, glicose	600 µl		100/pacote • 1.000/caixa

Adaptação para automação laboratorial - Tubo de transporte código: 55.1577.

Tubos com fundo falso

Figura	Código	Versão	Vol.	Comprimento/Ø mm	Fundo do tubo	Embalagem
	60.614.010	Sem tampa	2,5 mL	75 x 13	Redondo	1.000/pacote • 2.000/caixa
	60.614.011	Tampa inclusa	2,5 mL	75 x 13	Redondo	100/pacote • 1.000/caixa
	60.617.010*	Sem tampa, sem impressão	3,5 mL	92 x 13	Redondo	100/pacote • 1.000/caixa
	62.617*	Tampa inclusa, com impressão	3,5 mL	92 x 13	Redondo	100/pacote • 1.000/caixa
	60.612.010*	Sem tampa, sem impressão	5,0 mL	92 x 15,3	Redondo	100/pacote • 1.000/caixa
	62.612*	Tampa inclusa, com impressão	5,0 mL	92 x 15,3	Redondo	100/pacote • 1.000/caixa

* Disponível também com tubo de fundo plano. Mais opções em nosso catálogo

Tampas de rosca adequadas para tubos com fundo falso


Figura	Código	Versão	Indicado para	Embalagem
	65.647	Tampa para arquivamento	2,5 mL / 3,5 mL / 5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.647.020	Tampa para arquivamento com filtro	2,5 mL / 3,5 mL / 5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.806	Tampa de pressão	2,5 mL / 3,5 mL	1.000/pacote • 10.000/caixa
	65.803	Tampa de pressão	5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.1379	Tampa universal	2,5 mL / 3,5 mL / 5 mL	1.000/pacote • 10.000/caixa
	65.163	Tampa de rosca	2,5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.728	Tampa de rosca	3,5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.645	Tampa de rosca	5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.729	Tampa de rosca	5 mL	1.000/pacote • 5.000/caixa

Recipientes de descarte Multi-Safe


Figura	Código	Descrição	Volume	Embalagem
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/caixa
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/caixa
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/caixa
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/caixa
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 com alça	6 l	576/paletes

Outros tamanhos sob demanda, ver o folheto 15.636.


Monovette® para urina

Figura	Código	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.258	8,5 mL	92 x 15	64/pacote • 512/caixa
	10.258.020	8,5 mL	92 x 15	100/pacote • 500/caixa, individual estéril
	10.252	10 mL	102 x 15	64/pacote • 512/caixa
	10.252.020	10 mL	102 x 15	100/pacote • 500/caixa, individual estéril


Monovette® para urina com estabilizador

Figura	Código	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.253	10 mL	102 x 15	64/pacote • 512/caixa
	10.253.020	10 mL	102 x 15	100/pacote • 500/caixa, individual estéril


Tubos com fundo cônico, tampa de pressão

Figura	Código	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Tampa (encaminhadas separadamente)	Embalagem
	57.462 com escala 57.527 com escala	PS PP	12 mL	110 x 17	65.793 65.816	500/pacote • 1.000/caixa
	57.469 57.519	PS PP	10 mL	95 x 16,8	65.793 65.816 65.720	500/pacote • 1.000/caixa


Tubos com fundo cônico, tampa de rosca, graduação e espaço para escrita

Figura	Código	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Versão	Embalagem
	62.553.041	PS	15 mL	120 x 17	Tampa amarela, inclusa	50/pacote • 500/caixa
	62.553.542	PS	15 mL	120 x 17	Tampa amarela, inclusa, estéril, isenta de pirogênicos	50/pacote • 500/caixa
	62.9924.284	PP	10 mL	100 x 16	Tampa amarela, inclusa, estéril	100/pacote • 1.000/caixa

Tubos com fundo cônico e base com borda, tampa de rosca

Figura	Código	Material	Volume	Comprimento/Ø mm	Versão	Embalagem
	60.9921.830	PS	10 mL	97 x 16	Tampa amarela, inclusa	100/pacote • 1.000/caixa
	60.9921.829	PS	10 mL	97 x 16	Tampa amarela, inclusa, estéril	100/pacote • 1.000/caixa


Frasco 125 mL, altamente transparente

Figura	Código	Material	Altura / Ø mm	Embalagem
	75.1355	PP	67 x 66	1.000 pacote/caixa
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/pacote • 1.000/caixa


Tampa de encaixe, vermelha

Código	Versão	Material	Unidade/pacote	Embalagem
76.1477	Com bico	PE	1.000	1.000 pacote/caixa
76.1477.100	Com bico	PE	100	
76.1414	Sem bico	PE	1.000	
76.1414.100	Sem bico	PE	100	


Frasco de 100 mL, transparente, tampa de rosca verde

Figura	Código	Versão	Material	Altura / Ø mm	Embalagem
	75.1354.001	Frasco com tampa inclusa	PP/PEAD	74 x 58	Tampa 100/pacote - Frasco 25/pacote


Frasco de 100 mL, transparente, com tampa de rosca, incolor

Figura	Código	Versão	Material	Altura / Ø mm	Embalagem
	75.563	Frasco separado sem tampa	PP	72 x 62	50/pacote • 500/caixa
	76.564	Tampa separada	PEAD	14 x 62	50/pacote • 500/caixa
	75.562.105	Frasco com tampa inclusa, estéril, com rótulo de segurança	PP/PEAD	73 x 62	5/pacote • 200/caixa
	75.562.005	Frasco com tampa inclusa, com rótulo de segurança	PP/PEAD	73 x 62	5/pacote • 200/caixa
	75.562.300	Frasco com tampa inclusa	PP/PEAD	72 x 62	50/pacote • 250/caixa


Frasco de 70 mL, transparente, com tampa de rosca inclusa, amarelo

Figura	Código	Versão	Material	Altura / Ø mm	Embalagem
	75.9922.744	Tampa inclusa	PP/PEAD	55 x 44	250/pacote • 500/caixa
	75.9922.745	Tampa inclusa, com rótulo padronizado	PP/PEAD	55 x 44	250/pacote • 500/caixa
	75.9922.721	Tampa inclusa, com rótulo padronizado	PP/PEAD	55 x 44	25/pacote • 100/caixa, individual estéril

Tubos para fezes, transparentes com tampa de rosca marrom e pá coletora integrada para a coleta

Figura	Coleta	Versão	Material do tubo	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	80.622	Estéril	PP	107 x 25	50/pacote • 400/caixa
	80.622.111	Não estéril	PP	107 x 25	250/pacote • 500/caixa
	80.623	Estéril	PP	101 x 16,5	500/pacote • 500/caixa
	80.623.111	Não estéril	PP	101 x 16,5	500/pacote • 500/caixa
	80.734.001	Estéril	PP	76 x 20	100/pacote • 500/caixa
	80.734	Não estéril	PP	76 x 20	100/pacote • 500/caixa
	80.734.311	Estéril, com rótulo	PP	76 x 20	100/pacote • 500/caixa
	80.734.301	Não estéril, com rótulo	PP	76 x 20	100/pacote • 500/caixa
	80.734.401	Não estéril, com rótulo	PP branco	76 x 20	100/pacote • 500/caixa

Tubos para fezes, brancos com tampa de rosca marrom e pá coletora integrada para a coleta

Figura	Código	Versão	Material do tubo	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	80.9924.014	Branco com tampa marrom e rótulo	PP	25 mL	54 x 28	50/pacote • 500/caixa
	80.9924.027	Branco com tampa marrom e rótulo	PP	70 mL	55 x 44	250/pacote • 500/caixa

Tubos para a coleta de líquido cefalorraquidiano

Figura	Código	Descrição	Material do tubo	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	10.252.027	Monovette® Liquor	PP	10 mL	102 x 15	100/pacote • 500/caixa, individual estéril
	60.9924.952	Tubo com tampa de rosca inclusa, com graduação impressa e caixas numeradas para marcar com cruz	SAN/PEAD	12 mL	99 x 16	4/pacote • 100/caixa por kit de quatro, estéril
	62.610.018	Tubo com tampa de rosca inclusa, com graduação impressa "Liquor"	PP	10 mL	92 x 15,3	100/pacote • 500/caixa, individual estéril

Tubos para a coleta de líquido obtido por punção

Figura	Código	Descrição	Material do tubo	Volume	Comprimento/Ø mm	Embalagem
	62.554.502	Tubo com tampa de rosca vermelha inclusa, fundo cônico, isento de pirogênicos	PP	15 mL	120 x 17	50 / pacote • 500/caixa
	60.540.108	Tubo com tampa de rosca inclusa	PP	13 mL	101 x 16,5	100/pacote • 500/caixa, individual estéril

Swab de esfregaço neutro, estéril – para utilização em pele intacta e aberturas naturais do corpo

Figura	Código	Comprimento/Ø mm	Material da haste/ Comprimento em mm	Material do swab	Embalagem
	80.625	101 x 16,5	Plástico/85	Algodão	500/pacote • 500/caixa, estéril
	80.628	130 x 17	Madeira/120	Algodão	100/pacote • 500/caixa, estéril
	80.1301.500	165 x 13	Plástico/150	Viscose	500/pacote • 2.000/caixa, estéril
	80.1303.500	165 x 13	Alumínio/150	Viscose	500/pacote • 2.000/caixa, estéril

Swab de esfregaço com meio de transporte Amies, individual estéril

Figura	Código	Comprimento/Ø mm	Material da haste/ Comprimento em mm	Material do swab	Embalagem
	80.1361.500	165 x 13	Plástico/150	Viscose	100/pacote • 600/caixa, individual estéril
	80.1363.500	165 x 13	Alumínio/150	Viscose	

Swab de esfregaço com meio de transporte Amies e aditivo de carvão, individual estéril

Código	Comprimento/Ø mm	Material da haste/ Comprimento em mm	Material do swab	Embalagem
80.1362.500	165 x 13	Plástico/150	Viscose	100/pacote • 600/caixa, individual estéril
80.1366.500	165 x 13	Alumínio/150	Viscose	

Racks com e sem puxador

Figura	Código	Descrição	Cor	Embalagem
	93.852	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	cinza	20/caixa
	93.852.171	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	vermelha	20/caixa
	93.852.172	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	amarela	20/caixa
	93.852.173	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	verde	20/caixa
	93.852.174	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	azul	20/caixa
	93.852.175	Racks D17 - para tubos de até Ø 17 mm	laranja	20/caixa
	93.851	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	cinza	12/caixa
	93.851.171	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	vermelha	12/caixa
	93.851.172	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	amarela	12/caixa
	93.851.173	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	verde	12/caixa
	93.851.174	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	azul	12/caixa
	93.851.175	Racks D17 - com puxador para tubos de até Ø 17 mm	laranja	12/caixa

Outros modelos disponíveis. Ver o folheto 10.225 e 10.458.

Proteção contra evaporação

Figura	Código	Descrição	Embalagem
	93.857	Cobertura para rack D17, cinza-claro	25/caixa
	65.648	Tampa de proteção contra evaporação para S-Monovette® Ø 15 mm	1.000/pacote • 5.000/caixa
	65.1379	Tampa universal para tubos de Ø 12 a 16 mm, cor natural (outras cores disponíveis a pedido)	1.000/pacote • 10.000/caixa
	65.647	Tampa de arquivamento para tubos com Ø 13 a 16 mm, azul-claro	1.000/pacote • 5.000/caixa

Caixas de armazenamento de papelão laminado resistente ao frio (até -80 °C) com tampa e grade divisória

Figura	Código	Capacidade de alojamento	Formato	Dimensões em mm	Para tubos de Ø máx.	Para comprimento mm	Embalagem
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 para tubos de 1,5 e 2 mL	12 mm	36 - 45	120/caixa
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 para tubos de 1,5 e 2 mL	13 mm	36 - 45	120/caixa
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (versão alta)	13 mm	35 - 56	96/caixa
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 para recipientes de 0,2 mL	9,5 mm	19 - 26	216/caixa
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 para recipientes de 0,5 mL	12 mm	29 - 34	156/caixa
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 para tubos de 15 mL	20 mm	88,5 - 129	27/caixa
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 para tubos de 50 mL	34 mm	89 - 115	30/caixa

Quantidade mínima para pedido: 10 unidades.

Para o transporte de amostras dentro das instalações

Figura	Código	Descrição	Embalagem/caixa
	95.1720	Mala de transporte 360 x 310 x 275 mm com inserto para 2 racks D13 ou D17 para até 100 amostras	1
	95.1720.011	Mala de transporte 270 x 170 x 215 mm com tampa transparente e parte inferior cinza-claro, indicada para 1 rack D17 de 50 amostras	1

Para outros sistemas de transporte e envio: ver o folheto 10.458.

Ordem de coleta de sangue *Rotulagem de código de barras

Hemocultura

-  Citrato
-  Soro/Soro-gel
-  Heparina/
Heparina-gel
-  EDTA
-  Fluoreto/
GlucoEXACT

Linha de código de barras



* Caso se pretenda retirar primeiro um tubo de citrato, é recomendada a coleta anterior com um tubo vazio.
* Recomendações conforme o método padrão CLSI H3-A6: "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition"

Manuseio de amostras

Preenchimento CORRETO para resultados exatos



Inverter 8 - 10 x

Heparina / EDTA / Fluoreto / Citrato



Armazenamento CORRETO após a coleta de sangue: Armazenar S-Monovette® soro/soro-gel na posição vertical durante 30 minutos



Estes temas também podem ser interessantes...



Código: 49.453

Código: 49.219

Código: 49.412

Código: 49.419

Código: 49.458

*Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!*

*Visite também o nosso
website: www.sarstedt.com*



49_656_0100_6025

Esta publicação pode conter informações sobre produtos que talvez não estejam disponíveis no seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com