

Állatgyógyászat

Teljes körű mintavételi megoldások az állatgyógyászatban



SARSTEDT



Napjainkban a kutyák, macskák és más kisállatok laborvizsgálata az állatorvosok mindennapjainak a részét képezi. Akár kisebb, akár nagyobb betegekről legyen is szó, a Sarstedt cég termékpalalettája, a felmerülő legkülönfélébb problémákra is ideális megoldást kínál.

Nagyobb méretű kutyák esetén a kíméletes vénás vérvételhez például a S-Monovette® cső a tökéletes megoldás.

Alternatív megoldásként preparációval előkészített mintacsőbe történő lecsöpögtetéssel is nyerhet vért.





A nagytestű állatok és a haszonállatok laborvizsgálatai már régóta a mindennapi gyakorlat részét képezik. A kíméletes vérvétel során a vérminta legjobb minőségét a S-Monovette®, illetve Monovette® Luer-mintacsövek garantálják.

Lovak és haszonállatok számára is megfelelő megoldás – veszélytelen és biztonságos vérvétel, szennyeződésmentes kezelés.

A haszonállatok körében történő hatósági vizsgálatokhoz az egyértelmű és gyors azonosítás érdekében fejlesztettük ki a kettős vonalkóddal ellátott Monovette® VetMed csöveinket.

Az állatorvosi gyakorlathoz optimalizált High Speed osztályozó, biztosítja a minták gyors előkészítését és későbbi archiválását.





A legkisebb páciensek számára is rendelkezésre áll a megfelelő választás: A Sarstedt számos megoldást kínál a kisemlősök, madarak és hüllők vérvételével kapcsolatos kihívásokra:

- Microvette[®], mikrokannüllel együtt is,
- Multivette[®] 600 az egyszerű vénás vérvételhez öntöltő megoldással,
- előkészített mintavételi mikrocsovek mikrokannüllel kombinálva.





A praktikus gyűjtőtartályok lehetővé teszik a kellő mennyiségű ürülék minta levételét.



A vizeletelemzés különféle követelményeihez kaphatók vizelet Monovette® csövek, a vizelet célzott és higiénikus levételére, mely egyben az üledék kinyerésére is szolgál, valamint kapható stabilizátorral ellátott vizelet Monovette® cső, a vizelet bakteriológiai elemzéséhez.

A programot olyan klasszikus termékek egészítik ki, mint pl. a hegyes aljú vizeletcső és a vizelet gyűjtésre alkalmas pohár.





A speciális mintavételi anyagok, például a lecsapolt folyadék vagy a liquor a legjobb laboreredmények elérése érdekében különleges mintavételi tartályokat igényelnek.

Teljes körű hulladékkezelési megoldások, gazdaságos mintatárolás, -szállítás és -küldés.



S-Monovette®

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Hossz/Ø*	Színkód	Csomagolás
	01.1601	alvadás aktivátor, szérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	06.1663.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	01.1602	alvadás aktivátor, szérum gél	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
			01.1604	lítium-heparin, plazma		7,5 ml
03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
05.1553		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz	
	06.1666.001	lítium-heparin gél, plazma gél	1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	01.1634		7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1907		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	01.1605.001	EDTA, hematológia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1917		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1167		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	06.1664.001	fluorid, glükóz	1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1918		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1903		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1073		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	06.1665.001	citrát, alvadás	1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	01.1606.001		8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1165		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
06.1668.001	1,4 ml	66 mm x 8 mm	50/belső karton • 500/kartondoboz			

Speciális S-Monovette®

	01.1604.400**	fémanalitika	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz

* ø 8 mm-es csövek számára: adaptálás laborautomatizálási rendszerekhez 55.1570, 55.1572 és 55.1571 hordozócsövekkel.

** csak a 85.1162.600 biztonsági kanüllel együtt javasolt.

Monovette® Luer

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Hossz/Ø	Színkód	Csomagolás
	02.263	alvadás aktivátor, szérum	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.274		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	02.261	alvadás aktivátor, szérum gél	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	09.315.001	lítium-heparin, plazma	25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/tartály • 210/kartondoboz
	02.265		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	02.267.001	EDTA, hematológia	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.319		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.318	citrát, alvadás	3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	09.225	nincs	25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/tasak • 250/kartondoboz

Monovette® VetMed kettős vonalkóddal ellátott címkével, 128-as típus

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Hossz/Ø	Színkód	Csomagolás
	09.207.xxx	alvadás aktivátor, szérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
	09.208.xxx	EDTA, hematológia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz

S-Sedivette®, véresejsüllyedés vizsgálatához

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Hossz/Ø	Színkód	Csomagolás
	06.1690.001	citrát, VSS	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/belső karton • 500/kartondoboz
Állvány süllyedés vizsgálatához S-Sedivette® számára						
	Rendelési szám	Megjelölés				Csomagolás
	90.1090	Állvány süllyedés vizsgálatához fokbeosztásos hátfallal				1/belső karton • 1/kartondoboz

Vérgáz Monovette®, Luer

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Színkód	Csomagolás
	05.1146	Ca ²⁺ -kiegyensúlyozott heparin, vérgáz	1 ml		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1146.020	Ca ²⁺ -kiegyensúlyozott heparin, vérgáz	1 ml		100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	05.1147	Ca ²⁺ -kiegyensúlyozott heparin, vérgáz	2 ml		50/belső karton • 500/kartondoboz
	05.1147.020	Ca ²⁺ -kiegyensúlyozott heparin, vérgáz	2 ml		100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	05.1147.028	Ca ²⁺ -kiegyensúlyozott heparin, vérgáz membránadapterrel	2 ml		100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban

Luer-kanül

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Ø/hossz	Színkód	Csomagolás
	85.993	Luer-kanül, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/belső karton • 2 000/kartondoboz
	85.926	Luer-kanül, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/belső karton • 2 000/kartondoboz
	Kérésre	Luer-kanül	2 mm/100 mm		Kérésre

További méretek, illetve biztonsági kanülök kérésre.

Adapter – S-Monovette® csatlakoztatása más rendszerekhez

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Csomagolás
	14.1112	A membrán adapter lehetővé teszi az S-Monovette® kanül vagy a Multitly® kanül átalakítását Luer-rendszerhez, például a vérgázokhoz való Monovette® csövekhez.	100/belső karton • 1 000/kartondoboz egyenként steril csomagolásban
	14.1205	A Luer-multi-adapter lehetővé teszi egy Luer-rendszer (katéter, butterfly, stb.) átalakítását az S-Monovette® csövekhez.	100/belső karton • 1 000/kartondoboz egyenként steril csomagolásban
	14.1205.100	A Luer-lock multi-adapter lehetővé teszi egy Luer-rendszer (katéter, butterfly, stb.) átalakítását az S-Monovette® csövekhez.	100/belső karton • 1 000/kartondoboz egyenként steril csomagolásban

(Biztonsági) kanül S-Monovette® számára

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Ø/hossz mm-ben	Színkód	Csomagolás
	85.1372	Kanül 20G x 1", Nr. 1	0,9/25		100/belső karton • 1 000/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1160.200	Biztonsági kanül 20G x 1½", Nr. 1	0,9/38		50/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1160	Kanül 20G x 1½", Nr. 1	0,9/38		100/belső karton • 1 000/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1373	Kanül 21G x 1", Nr. 2	0,8/25		100/belső karton • 1 000/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1162.200	Biztonsági kanül 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		50/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1162	Kanül 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		100/belső karton • 1 000/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1162.600* fémanalitika számára	Biztonsági kanül 21G x 1½", Nr. 2	0,8/38		50/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1441	Kanül 22G x 1", Nr. 12	0,7/25		100/belső karton • 1 000/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban

* Csak az S-Monovette® Metallanalitik (01.1604.400) csővel együttesen használva javasolt.

(Safety) Multifly® kanül S-Monovette® számára

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Ø/hossz mm-ben	Csőhossz	Színkód	Csomagolás
	85.1637.235	Safety Multifly® kanül 20 G x ¼", Nr. 1	0,9/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1637.035	Multifly® kanül 20 G x ¼", Nr. 1	0,9/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1638.235	Safety Multifly® kanül 21 G x ¼", Nr. 2	0,8/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1638.035	Multifly® kanül 21 G x ¼", Nr. 2	0,8/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1640.235	Safety Multifly® kanül 23 G x ¼", Nr. 16	0,6/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1640.035	Multifly® kanül 23 G x ¼", Nr. 16	0,6/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	85.1642.235	Safety Multifly® kanül 25 G x ¼", Nr. 18	0,5/19	200 mm		100/belső karton • 400/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban

80 mm csőhosszúságú Multifly® és Safety Multifly® kanülök is kaphatók.

Mikrokanül

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Ø/hossz	Színkód	Csomagolás
	85.921	Mikrokanül 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (beszúrási hossz: 19 mm)		50/belső karton • 500/kartondoboz
	85.923	Mikrokanül 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (beszúrási hossz: 19 mm)		50/belső karton • 500/kartondoboz
	85.925	Mikrokanül 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (beszúrási hossz: 19 mm)		50/belső karton • 500/kartondoboz

Kerek aljú PP mintacsövek nyomódugóval és címkével

Kép	Rendelési szám	Előkészítés	Térfogat	Hossz/Ø mm	Színkód	Csomagolás
	29.373.004	alvadás aktivátor, szérum	7 ml	100 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	32.329	alvadás aktivátor, szérum	4,5 ml	75 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	32.311.001	alvadás aktivátor, szérum gél	4,4 ml	75 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	32.331	lítium-heparin, plazma	4,5 ml	75 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	32.332	EDTA, hematológia	5 ml	75 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	38.346	EDTA, hematológia	2 ml	55 x 12		100/tasak • 2 000/kartondoboz
	32.333	fluorid, glükóz	2 ml	75 x 13		100/tasak • 1 000/kartondoboz
	32.525.326	citrát, alvadás	5 ml	75 x 13		100/tartály • 500/kartondoboz

További csövek kérésre.

Reagenső rögzített PP-dugóval

Kép	Rendelési szám	Térf.	Hossz/Ø mm	Szín	Csomagolás
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	színtelen	500/tasak • 5 000/kartondoboz

További csövekről lásd a katalógust

Mintavételi mikrocövek rögzített benyomókupakkal és átlátszó címkével

Kép	Rendelési szám	preparáció	Térf.	Hossz/Ø mm	Színkód	Csomagolás
	41.1501.005*	alvadás aktivátor, szérum	1,3 ml	40 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1500.005*	alvadás aktivátor, szérum gél	1,1 ml	40 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1503.005*	lítium-heparin, plazma	1,3 ml	40 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1504.005*	EDTA, hematológia	1,3 ml	40 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1505.005*	fluorid, glükóz	1,3 ml	40 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	citrát, alvadás	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/tartály • 1.000/kartondoboz

* A kivétel papírcímkével is kapható:akkor az utolsó három szám .015.

Mintavételi mikrocövek csavaros kupakkal és papírcímkével

Kép	Rendelési szám	Preparáció	Térf.	Hossz/Ø mm	Színkód	Csomagolás
	41.1392.005	alvadás aktivátor, szérum	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1378.005	alvadás aktivátor, szérum gél	1,1 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1393.005	lítium-heparin, plazma	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1395.005	EDTA, hematológia	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.3395.005	EDTA, hematológia membrános csavaros kupak a közvetlen adaptáláshoz	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1394.005	fluorid, glükóz	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz
	41.1350.005	citrát, alvadás	1,3 ml	45 x 10,8		100/tasak • 1.000/kartondoboz

Adaptálás laborautomatizálási rendszerekhez 55.525.003 és 55.1571 rendelési számú hordozócsővel.

Minivette® POCT

Kép	Rendelési szám	Preparáció	Térfogat	Színkód	Csomagolás
	17.2111.010	nincs	10 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2111.020	nincs	20 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2111.050	nincs	50 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2111.100	nincs	100 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2111.200	nincs	200 µl		150/belső karton • 1.500/kartondoboz
	17.2112.020	lítium-heparin, plazma	20 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2112.050	lítium-heparin, plazma	50 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2112.100	lítium-heparin, plazma	100 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2112.200	lítium-heparin, plazma	200 µl		150/belső karton • 1.500/kartondoboz
	17.2113.020	EDTA, hematológia	20 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz
	17.2113.050	EDTA, hematológia	50 µl		200/belső karton • 2.000/kartondoboz

Microvette® 100, 200, 300, 500

Kép	Rendelési szám	Preparáció	Térfogat	Belső csőforma	Színkód	Csomagolás
	20.1280	alvadás aktivátor, szérum	100 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1282	lítium-heparin, plazma	100 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1278	EDTA, hematológia	100 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1290	alvadás aktivátor, szérum	200 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1291	alvadás aktivátor, szérum gél	200 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1292	lítium-heparin, plazma	200 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1288	EDTA, hematológia	200 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1289	fluorid, glükóz	200 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1308	alvadás aktivátor, szérum	300 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1309	lítium-heparin, plazma	300 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1307	fluorid, glükóz	300 µl	kónikus alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1343	alvadás aktivátor, szérum	500 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1344	alvadás aktivátor, szérum gél	500 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1345	lítium-heparin, plazma	500 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1346	lítium-heparin, plazma-gél	500 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	20.1341	EDTA, hematológia	500 µl	henger alakú		100/belső karton • 1.000/kartondoboz

Adaptálás laborautomatizálási rendszerekhez 55.525.003 és 55.1571 rendelési számú hordozócsővel.

Microvette® CB 200 BSG

Kép	Rendelési szám	Preparáció	Térfogat	Színkód	Csomagolás
	18.1325	citrát, Vérséjtsülyedés	200 µl		50/belső karton • 500/kartondoboz
	Állvány vérséjtsülyedés vizsgálatához Microvette® CB 200 BSG számára				
	Rendelési szám	Megnevezés			Csomagolás
	90.1091	Állvány sülyedés vizsgálatához beosztással ellátott hátfallal			1/belső karton • 1/kartondoboz

Multivette® 600

Kép	Rendelési szám	Preparáció	Térfogat	Színkód	Csomagolás
	15.1670	alvadás aktivátor, szérum	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	15.1674	alvadás aktivátor, szérum gél	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	15.1673	lítium-heparin, plazma	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	15.1675	lítium-heparin, plazma-gél	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	15.1671	EDTA, hematológia	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz
	15.1672	fluorid, glükóz	600 µl		100/belső karton • 1.000/kartondoboz

Adaptálás laborautomatizálási rendszerekhez: 55.1577 rendelési számú hordozócsővel.

Köztes aljú csövek

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Térf.	Hossz/Ø mm	Csőalj	Csomagolás
	60.614.010	kupak nélkül	2,5 ml	75 x 13	kerek	1 000/tasak • 2.000/kartondoboz
	60.614.011	szereelt kupakkal	2,5 ml	75 x 13	kerek	100/tasak • 1.000/kartondoboz
	60.617.010*	kupak nélkül, beosztás nélkül	3,5 ml	92 x 13	kerek	100/tasak • 1.000/kartondoboz
	62.617*	szereelt kupakkal, beosztással	3,5 ml	92 x 13	kerek	100/tasak • 1.000/kartondoboz
	60.612.010*	kupak nélkül, beosztás nélkül	5,0 ml	92 x 15,3	kerek	100/tasak • 1.000/kartondoboz
	62.612*	szereelt kupakkal, beosztással	5,0 ml	92 x 15,3	kerek	100/tasak • 1.000/kartondoboz

* Lapos csőaljjal is kapható. Lásd a katalógusban

Megfelelő kupakok/csavaros kupakok a köztes aljú csövek számára



Kép	Rendelési szám	Kivitel	Passzol a következők-höz:	Csomagolás
	65.647	archiváló kupak	2,5 ml/3,5 ml/5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.647.020	archiváló dugó szűrővel	2,5 ml/3,5 ml/5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.806	benyomókupak	2,5 ml/3,5 ml	1.000/tasak • 10.000/kartondoboz
	65.803	benyomókupak	5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.1379	univerzális dugó	2,5 ml/3,5 ml/5 ml	1.000/tasak • 10.000/kartondoboz
	65.163	csavaros kupak	2,5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.728	csavaros kupak	3,5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.645	csavaros kupak	5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.729	csavaros kupak	5 ml	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz

Multi-Safe hulladékgyűjtő doboz


Kép	Rendelési szám	Megnevezés	Térfogat	Csomagolás
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/kartondoboz
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/kartondoboz
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/kartondoboz
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/kartondoboz
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 fogantyúval	6 l	576/raklap

További méretek kérésre, lásd még a 15.636 sz. prospektust.

Vizelet Monovette®cső

Kép	Rendelési szám	Térfogat	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/tasak • 512/kartondoboz
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban
	10.252	10 ml	102 x 15	64/tasak • 512/kartondoboz
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban


Stabilizátorral ellátott vizelet Monovette®cső

Kép	Rendelési szám	Térfogat	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	10.253	10 ml	102 x 15	64/tasak • 512/kartondoboz
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/belső karton • 500/kartondoboz, egyenként steril csomagolásban

Kónikus aljú csövek benyomókupakkal

Kép	Rendelési szám	Anyag	Térfogat	Hossz/Ø mm	Kupak (külön rendelendő)	Csomagolás
	57.462	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/tasak • 1.000/kartondoboz
	57.527	PP	12 ml	110 x 17	65.816	500/tasak • 1.000/kartondoboz
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500/tasak • 1.000/kartondoboz
	57.519	PP	10 ml	95 x 16,8	65.816 65.720	500/tasak • 1.000/kartondoboz


Kónikus aljú cső, csavaros kupakkal, beosztással és feliratmezővel

Kép	Rendelési szám	Anyag	Térfogat	Hossz/Ø mm	Kivitel	Csomagolás
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	sárga szerelt kupakkal	50/tasak • 500/kartondoboz
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	Sárga szerelt kupakkal, steril, pirogénmentes	50/tasak • 500/kartondoboz
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	Sárga szerelt kupakkal, steril	100/tasak • 1.000/kartondoboz

Kónikus aljú, csövek álló peremmel, csavaros kupakkal

Kép	Rendelési szám	Anyag	Térfogat	Hossz/Ø mm	Kivitel	Csomagolás
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	Sárga szerelt kupakkal	100/tasak • 1.000/kartondoboz
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	Sárga szerelt kupakkal, steril	100/tasak • 1.000/kartondoboz

125 ml-es pohár, teljesen átlátszó

Kép	Rendelési szám	Anyag	Magasság/Ø mm	Csomagolás
	75.1355	PP	67 x 66	1.000/tasak/kartondoboz
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/tasak • 1.000/kartondoboz

Rápatintható fedél, piros

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Anyag	db/tasak	Csomagolás
	76.1477	kiöntővel	PE	1.000	1.000/tasak/kartondoboz
	76.1477.100	kiöntővel	PE	100	
	76.1414	kiöntő nélkül	PE	1.000	
	76.1414.100	kiöntő nélkül	PE	100	

100 ml-es pohár, átlátszó, csavaros zárótetővel, zöld

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Anyag	Magasság/Ø mm	Csomagolás
	75.1354.001	pohár mellékelt tetővel	PP/HD-PE	74 x 58	fedél 100/tasak pohár 25/rakat

100 ml-es pohár, átlátszó, csavaros fedéllel, színtelen

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Anyag	Magasság/Ø mm	Csomagolás
	75.563	pohár, különálló, fedél nélkül	PP	72 x 62	50/tasak • 500/kartondoboz
	76.564	fedél, mellékelve	HD-PE	14 x 62	50/tasak • 500/kartondoboz
	75.562.105	pohár szerelt tetővel, steril, biztosítócímkével	PP/HD-PE	73 x 62	5/tasak • 200/kartondoboz
	75.562.005	pohár szerelt tetővel, biztosítócímkével	PP/HD-PE	73 x 62	5/tasak • 200/kartondoboz
	75.562.300	pohár mellékelt tetővel	PP/HD-PE	72 x 62	50/tasak • 250/kartondoboz



70 ml-es pohár, átlátszó, szerelt csavaros fedéllel, sárga

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Anyag	Magasság/Ø mm	Csomagolás
	75.9922.744	szerelt tetővel	PP/HD-PE	55 x 44	250/tasak • 500/kartondoboz
	75.9922.745	szerelt tetővel, szabványos címkével	PP/HD-PE	55 x 44	250/tasak • 500/kartondoboz
	75.9922.721	szerelt tetővel, szabványos címkével	PP/HD-PE	55 x 44	25/tasak • 100/kartondoboz egyenként sterilcsomagolásban


Széketcsövek, átlátszó, csavaros zárókupakkal, barna, integrált széketkanállal

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Cső anyaga	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	80.622	steril	PP	107 x 25	50/tasak • 400/kartondoboz
	80.622.111	nem steril	PP	107 x 25	250/tasak • 500/kartondoboz
	80.623	steril	PP	101 x 16,5	500/tasak • 500/kartondoboz
	80.623.111	nem steril	PP	101 x 16,5	500/tasak • 500/kartondoboz
	80.734.001	steril	PP	76 x 20	100/tasak • 500/kartondoboz
	80.734	nem steril	PP	76 x 20	100/tasak • 500/kartondoboz
	80.734.311	steril, címkével	PP	76 x 20	100/tasak • 500/kartondoboz
	80.734.301	nem steril, címkével	PP	76 x 20	100/tasak • 500/kartondoboz
	80.734.401	nem steril, címkével	PP, fehér	76 x 20	100/tasak • 500/kartondoboz


Széketcsövek, fehér, csavaros zárókupakkal, barna, integrált széketkanállal

Kép	Rendelési szám	Kivitel	Cső anyaga	Térf., ml	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	80.9924.014	fehér, barna kupakkal és címkével	PP	25	54 x 28	50/tasak • 500/kartondoboz
	80.9924.027	fehér, barna kupakkal és címkével	PP	70	55 x 44	250/tasak • 500/kartondoboz

Liquor mintavételi csövek

Kép	Rendelési szám	Megnevezés	Cső anyaga	Térf., ml	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	10.252.027	Monovette® Liquor	PP	10	102 x 15	100/belső karton • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban
	60.9924.952	cső, szerelt, csavaros kupakkal, beosztással és számozott jelölőnégyzetekkel	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4/tasak • 100/kartondoboz 4 db-os készletben, steril
	62.610.018	cső, szerelt csavaros kupakkal, rányomott beosztással „Liquor” jelöléssel	PP	10	92 x 15,3	100/belső karton • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban


Csövek punktátum mintavételéhez

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Cső anyaga	Térfogat ml	Hossz/Ø mm	Csomagolás
	62.554.502	cső szerelt piros csavaros kupakkal, hegyes aljú, pirogénmentes	PP	15	120 x 17	50/tasak • 500/kartondoboz steril
	60.540.108	cső szerelt csavaros kupakkal	PP	13	101 x 16,5	100/belső karton • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban

Mintavételi tampon, semleges, steril – sértetlen bőrön és természetes testnyílásokban való használatra

Kép	Rendelési szám	Hossz/Ø mm	Pálca anyaga/hossza mm-ben	Tampon anyaga	Csomagolás
	80.625	101 x 16,5	műanyag/85	pamut	500/tasak • 500/kartondoboz steril
	80.628	130 x 17	fa/120	pamut	100/tasak • 500/kartondoboz steril
	80.1301	155 x 12	műanyag/135	viszkóz	100/tasak • 1.000/kartondoboz steril
	80.1303	155 x 12	alumínium/145	viszkóz	100/tasak • 1.000/kartondoboz steril

Mintavételi tampon Amies transzport tápközeggel, egyenként steril csomagolásban – a transzport tápközeg a DIN 58942 szabvány 4 TP-AL szerinti követelménynek megfelel


Kép	Rendelési szám	Hossz/Ø mm	Pálca anyaga/hossza mm-ben	Tampon anyaga	Csomagolás
	80.1361	155 x 12	műanyag/145	viszkóz	50/tasak • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban
	80.1363	155 x 12	alumínium/140	viszkóz	50/tasak • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban
Mintavételi tampon Amies transzport tápközeggel és hozzáadott szénnel, egyenként steril csomagolásban – a transzport tápközeg a DIN 58942 szabvány 4 TP-AL szerinti követelménynek megfelel					
Rendelési szám	Hossz/Ø mm	Pálca anyaga/hossza mm-ben	Tampon anyaga	Csomagolás	
80.1362	155 x 12	műanyag/145	viszkóz	50/tasak • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban	
80.1366	155 x 12	alumínium/140	viszkóz	50/tasak • 500/kartondoboz egyenként steril csomagolásban	

Blokállványok foggantyúval és anélkül


Kép	Rendelési szám	Megnevezés	Szín	Csomagolás
	93.852	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.852.171	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.852.172	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.852.173	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.852.174	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.852.175	D17 blokkállvány – max. Ø 17 mm-es csövekhez		20/kartondoboz
	93.851	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz
	93.851.171	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz
	93.851.172	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz
	93.851.173	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz
	93.851.174	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz
	93.851.175	D17 blokkállvány – foggantyúval, max. Ø 17 mm-es csövekhez		12/kartondoboz

További modellek is elérhetők, lásd még a 10.225 és 10.458 sz. prospektust.

Párolgás elleni védelem


Kép	Rendelési szám	Megnevezés	Csomagolás
	93.857	állványfedél D17 blokkállványhoz, világos szürke	25/kartondoboz
	65.648	párolgás elleni védőkupak S-Monovette® Ø 15 mm csövek számára	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz
	65.1379	univerzális kupak Ø 12–16 mm-es csövekhez, natúr, (további színek kérésre kaphatók)	1.000/tasak • 10.000/kartondoboz
	65.647	archiváló kupakok Ø 13–16 mm-es csövekhez, világoskék	1.000/tasak • 5.000/kartondoboz

Tárolódobozok hidegálló kartonból (-80°C-ig) fedéllel és osztóbetéttel

Kép	Rendelési szám	Befogadóképesség	Formátum	Méret mm-ben	Max. cső Ø	Csőhosszhoz, mm-ben	Csomagolás
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 1,5 és 2 ml-es csövekhez	12 mm	36 - 45	120/kartondoboz
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 1,5 és 2 ml-es csövekhez	13 mm	36 - 45	120/kartondoboz
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (magas kivétel)	13 mm	35 - 56	96/kartondoboz
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 0,2 ml-es csövekhez	9,5 mm	19 - 26	216/kartondoboz
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 0,5 ml-es csövekhez	12 mm	29 - 34	156/kartondoboz
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 15 ml-es csövekhez	20 mm	88,5 - 129	27/kartondoboz
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 50 ml-es csövekhez	34 mm	89 - 115	30/kartondoboz

Minimális rendelés: 10 darab






Minták üzemen belüli szállításához

Kép	Rendelési szám	Megjelölés	Csomagolás/karton
	95.1720	szállítódoboz, 360 x 310 x 275 mm, betéttel 2 db D13 vagy D17 blokkállványhoz, max. 100 mintáig	1
	95.1720.011	szállítódoboz, 270 x 170 x 215 mm, átlátszó fedéllel és világos szürke alsó résszel, megfelelő 1 db D17 blokkállványhoz, 50 minta számára	1


További szállító- és küldőrendszerek: lásd a 10.458 sz. prospektust.

Vérvételi sorrend*Vonalkódos címkézés

vérkultúra

-  Citrát-vér
-  Szérum- /
szérum-gél-vér
-  Heparin- /
heparin-gél-vér
-  EDTA-vér
-  Fluorid-vér /
GlucoEXACT


Vonalkód vonal



*Elsőként egy citrátos-csővet kell levételhez alkalmazni, javasolt elsőnek egy üres cső használata.
*A CLSI H3-A6 szabvány szerinti javaslatok: „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition”

Mintakezelés

MEGFELELŐ csőfeltöltés a megfelelő eredmény érdekében



8–10-szer döntögetni
heparin / EDTA / fluorid / citrát



MEGFELELŐ tárolás vérvétel után:
S-Monovette® szérum/szérum-gél csöveket
30 percig függőlegesen álló helyzetben
kell tárolni



Ezek a témák is érdekelhetik...

				
Rendelési szám: 10.454	Rendelési szám: 10.219	Rendelési szám: 15.636	Rendelési szám: 10.419	Rendelési szám: 10.458

*További kérdések esetén
örömmel állunk
rendelkezésére!*

*Látogasson el honlapunkra is:
www.sarstedt.com*

 **SARSTEDT**

54_656_0000_2100

A prospektus olyan termékinformációt is tartalmazhat, mely nem minden országban kerül forgalmazásra

A technikai változtatásokat jogát fenntartjuk

Sarstedt K.f.t.
Szugló u. 54
1145 BUDAPEST
Tel: +36 1 383 1216
Fax: +36 1 383 1213
info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com