

# Medicina veterinaria

Soluzioni complete per il prelievo di campioni in medicina veterinaria





Oggi le analisi di laboratorio negli animali di piccola taglia, quali cani e gatti, rientrano nella normale routine dell'ambulatorio veterinario. Si tratti di piccoli o grandi pazienti, Sarstedt è in grado di offrire la soluzione ideale per tutte le problematiche e adatta a qualsiasi esigenza.

S-Monovette® rappresenta, ad es., la soluzione perfetta per prelievi ematici atraumatici in cani di grossa taglia.

In alternativa esiste anche la possibilità di prelevare il sangue per gocciolamento in apposite provette e micro-provette preparate.





Le analisi di laboratorio in animali di grossa taglia e da allevamento sono da anni una procedura standard. Il prelievo ematico atraumatico con S-Monovette® e/o Monovette® Luer garantisce la qualità ottimale del campione.

Esistono soluzioni appositamente concepite per cavalli e per animali da allevamento, in grado di garantire un prelievo sicuro e privo di pericoli, nonché condizioni di igiene ottimali durante la manipolazione.

La Monovette® VetMed, con doppio codice a barre, consente un'identificazione chiara e rapida dei campioni nei controlli ufficiali condotti su animali da allevamento.

Lo smistatore ad alta velocità ottimizzato per la medicina veterinaria assicura la rapida preparazione dei campioni e la successiva archiviazione.





La scelta giusta anche per i pazienti più piccoli; Sarstedt offre numerose soluzioni in grado di soddisfare le particolari esigenze per il prelievo ematico di mammiferi di piccola taglia, uccelli e rettili:

- Microvette®, anche abbinata a micro-ago
- Multivette® 600 per il semplice prelievo di sangue venoso mediante autoriempimento
- Microprovette preparate in combinazione a micro-aggi





Pratici contenitori di raccolta consentono il facile prelievo di sufficienti quantità di escrementi.



Per rispondere alle diverse esigenze nell'ambito delle analisi delle urine, oltre alla Monovette® urina per il prelievo mirato e igienico delle urine, utilizzata anche per ottenere sedimento urinario, oggi è disponibile anche una Monovette® urina con stabilizzatore, per l'analisi batteriologica delle urine.

Classici prodotti quali provette con fondo a punta e contenitori per urine completano la gamma.





*Campioni particolari, quali, ad esempio liquido cerebro spinale (liquor), richiedono recipienti adeguati in grado di garantire risultati di laboratorio ottimali.*

*Soluzioni complete per lo smaltimento degli scarti e lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto razionali dei campioni.*



S-Monovette®

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Lunghezza/Ø*	Codice colore	Confezione
	01.1601	Attivatore della coagulazione, siero	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1602	Attivatore della coagulazione, siero gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1604	Litio eparina, plasma	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1553	Litio eparina gel, plasma gel	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1666.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1634		7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1907	EDTA, ematologia	2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1605.001		7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1917	Fluoruro, glucosio	2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1167		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1664.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1918		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1073		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1665.001	Citrato, coagulazione	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1606.001		8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1165	Analisi metalli	3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	06.1668.001		1,4 ml	66 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	01.1604.400**	ThromboExact	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1168.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.

S-Monovette® speciale

	01.1604.400**	Analisi metalli	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.

\* Per provette ø 8 mm: Adattamento a sistemi automatici di laboratorio con adattatori 55.1570, 55.1572, 55.1571.

\*\* Raccomandata solo in abbinamento a cannula Safety 85.1162.600.

Monovette® Luer

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Lunghezza/Ø	Codice colore	Confezione
	02.263	Attivatore della coagulazione, siero	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.274		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	02.261	Attivatore della coagulazione, siero gel	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	09.315.001	Litio eparina, plasma	25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/cont. • 210/cart.est.
	02.265		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	02.267.001	EDTA, ematologia	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	09.225	nessuna	25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/sacc. • 250/cart.est.

Monovette® VetMed con etichetta a doppio codice a barre, tipo 128

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Lunghezza/Ø	Codice colore	Confezione
	09.207.xxx	Attivatore della coagulazione, siero	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
	09.208.xxx	EDTA, ematologia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.

S-Sedivette® per VES

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Lunghezza/Ø	Codice colore	Confezione
	06.1690.001	Citrato, VES	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/cart.int. • 500/cart.est.
<b>Portaprovette per sedimentazione per S-Sedivette®</b>						
	Codice articolo	Descrizione				Confezione
	90.1090	Portaprovette per sedimentazione con sfondo graduato				1/cart.int. • 1/cart.est.

Monovette® per emogas, Luer

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Codice colore	Confezione	
	05.1146	Eparina bilanciata con Ca <sup>2+</sup> , emogas	1 ml		50/cart.int. • 500/cart.est.	
	05.1146.020	Eparina bilanciata con Ca <sup>2+</sup> , emogas	1 ml		100/cart.int. • 500/cart.est., confez. singole sterili	
	05.1147	Eparina bilanciata con Ca <sup>2+</sup> , emogas	2 ml		50/cart.int. • 500/cart.est.	
	05.1147.020	Eparina bilanciata con Ca <sup>2+</sup> , emogas	2 ml		100/cart.int. • 500/cart.est., confez. singole sterili	
	05.1147.028	Eparina bilanciata con Ca <sup>2+</sup> , emogas con adattatore a membrana			2 ml	100/cart.int. • 500/cart.est., confez. singole sterili

Ago Luer

Figura	Codice articolo	Descrizione	Ø/lunghezza	Codice colore	Confezione
	85.993	Ago Luer, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/cart.int. • 2.000/cart.est.
	85.926	Ago Luer, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/cart.int. • 2.000/cart.est.
	Su richiesta	Ago Luer	2 mm/100 mm		Su richiesta

Altre misure e aghi Safety su richiesta.

Adattatore - Collegamento di S-Monovette® ad altri sistemi

Figura	Codice articolo	Descrizione	Confezione
	14.1112	L'adattatore a membrana consente di adattare una cannula S-Monovette® o Multify® a un sistema Luer, ad es. Monovette® per emogas	100/cart.int. • 1.000/cart.est. confez. singole sterili
	14.1205	L'adattatore multiplo Luer consente di adattare un sistema Luer (catetere, butterfly ecc.) alla S-Monovette®	100/cart.int. • 1.000/cart.est. confez. singole sterili
	14.1205.100	L'adattatore multiplo Luer-Lock consente di adattare un sistema Luer (catetere, butterfly ecc.) alla S-Monovette®	100/cart.int. • 1.000/cart.est. confez. singole sterili

Ago (Safety) per S-Monovette®

Figura	Codice articolo	Descrizione	Ø/lunghezza mm	Codice colore	Confezione
	85.1372	Ago 20G x 1", n. 1	0,9/25		100/cart.int. • 1.000/cart.est., confez.singole sterili
	85.1160.200	Ago Safety 20G x 1½", n. 1	0,9/38		50/cart.int. • 500/cart.est., confez.singole sterili
	85.1160	Ago 20G x 1½", n. 1	0,9/38		100/cart.int. • 1.000/cart.est., confez.singole sterili
	85.1373	Ago 21G x 1", n. 2	0,8/25		100/cart.int. • 1.000/cart.est., confez.singole sterili
	85.1162.200	Ago Safety 21G x 1½", n. 2	0,8/38		50/cart.int. • 500/cart.est., confez.singole sterili
	85.1162	Ago 21G x 1½", n. 2	0,8/38		100/cart.int. • 1.000/cart.est., confez.singole sterili
	85.1162.600* per l'analisi dei metalli	Ago Safety 21G x 1½", n. 2	0,8/38		50/cart.int. • 500/cart.est., confez.singole sterili
	85.1441	Ago 22G x 1", n. 12	0,7/25		100/cart.int. • 1.000/cart.est., confez.singole sterili

\* Raccomandata solo in abbinamento a S-Monovette® analisi metalli 01.1604.400.

Ago (Safety) Multifly® per S-Monovette®

Figura	Codice articolo	Descrizione	Ø/lunghezza mm	Lunghezza stelo	Codice colore	Confezione
	85.1637.235	Ago Safety Multifly® 20 G x ¼", n. 1	0,9/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1637.035	Ago Multifly® 20 G x ¼", n. 1	0,9/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1638.235	Ago Safety Multifly® 21 G x ¼", n. 2	0,8/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1638.035	Ago Multifly® 21 G x ¼", n. 2	0,8/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1640.235	Ago Safety Multifly® 23 G x ¼", n. 16	0,6/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1640.035	Ago Multifly® 23 G x ¼", n. 16	0,6/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili
	85.1642.235	Ago Safety Multifly® 25 G x ¼", n. 18	0,5/19	200 mm		100/cart.int. • 400/cart.est., confez.singole sterili

Sono disponibili anche aghi Multifly® e Safety-Multifly® con lunghezza stelo di 80 mm.

Micro-ago

Figura	Codice articolo	Descrizione	Ø/lunghezza	Codice colore	Confezione
	85.921	Micro-ago 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (profondità penetrazione 19 mm)		50/cart.int. • 500/cart.est.
	85.923	Micro-ago 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (profondità penetrazione 19 mm)		50/cart.int. • 500/cart.est.
	85.925	Micro-ago 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (profondità penetrazione 19 mm)		50/cart.int. • 500/cart.est.

Provette per campioni con fondo tondo in PP, con tappo a pressione e stampa / etichetta

Figura	Ordine n.	Preparazione	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Codice colore	Confezione
	29.373.004	Attivatore della coagulazione, siero	7 ml	100 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	32.329	Attivatore della coagulazione, siero	4,5 ml	75 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	32.311.001	Attivatore della coagulazione, siero gel	4,4 ml	75 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	32.331	Litio eparina, plasma	4,5 ml	75 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	32.332	EDTA, ematologia	5 ml	75 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	38.346	EDTA, ematologia	2 ml	55 x 12		100/sacc. • 2.000/cart.est.
	32.333	Fluoruro, glucosio	2 ml	75 x 13		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	32.525.326	Citrato, coagulazione	5 ml	75 x 13		100/cont. • 500/cart.est.

Altre provette su richiesta.

Micro provetta per reazione con tappo collegato in PP

Figura	Codice articolo	Vol.	Lunghezza/Ø mm	Colore	Confezione
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	incolore	500/sacc. • 5.000/cart.est.

Per altri contenitori, vedere il catalogo

Micro-provetta per campioni con tappo a pressione collegato ed etichetta trasparente

Figura	Codice articolo	Preparazione	Vol.	Lunghezza/Ø mm	Codice colore	Confezione
	41.1501.005*	Attivatore della coagulazione, siero	1,3 ml	40 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1500.005*	Attivatore della coagulazione, siero gel	1,1 ml	40 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1503.005*	Litio eparina, plasma	1,3 ml	40 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1504.005*	EDTA, ematologia	1,3 ml	40 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1505.005*	Fluoruro, glucosio	1,3 ml	40 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	Citrato, coagulazione	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/cont. • 1.000/cart.est.

\* Versione disponibile anche con etichetta di carta: numero finale .015.

Micro-provetta per campioni con chiusura a vite ed etichetta di carta

Figura	Codice articolo	Preparazione	Vol.	Lunghezza/Ø mm	Codice colore	Confezione
	41.1392.005	Attivatore della coagulazione, siero	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1378.005	Attivatore della coagulazione, siero gel	1,1 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1393.005	Litio eparina, plasma	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1395.005	EDTA, ematologia	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.3395.005	EDTA, ematologia Cappuccio a vite con membrana per adattamento diretto	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1394.005	Fluoruro, glucosio	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.
	41.1350.005	Citrato, coagulazione	1,3 ml	45 x 10,8		100/sacc. • 1.000/cart.est.

Adattamento a sistemi automatici di laboratorio tramite adattatore codice articolo 55.525.003, 55.1571.

Minivette® POCT

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Codice colore	Confezione
	17.2111.010	nessuna	10 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2111.020	nessuna	20 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2111.050	nessuna	50 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2111.100	nessuna	100 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2111.200	nessuna	200 µl		150/cart.int. • 1.500/cart.est.
	17.2112.020	Litio eparina, plasma	20 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2112.050	Litio eparina, plasma	50 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2112.100	Litio eparina, plasma	100 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2112.200	Litio eparina, plasma	200 µl		150/cart.int. • 1.500/cart.est.
	17.2113.020	EDTA, ematologia	20 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.
	17.2113.050	EDTA, ematologia	50 µl		200/cart.int. • 2.000/cart.est.



Microvette® 100, 200, 300, 500

Figura	codice articolo	Preparazione	Volumi	Forma contenitore, interno	Codice colore	Confezione
	20.1280	Attivatore della coagulazione, siero	100 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1282	Litio eparina, plasma	100 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1278	EDTA, ematologia	100 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1290	Attivatore della coagulazione, siero	200 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1291	Attivatore della coagulazione, siero gel	200 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1292	Litio eparina, plasma	200 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1288	EDTA, ematologia	200 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1289	Fluoruro, glucosio	200 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1308	Attivatore della coagulazione, siero	300 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1309	Litio eparina, plasma	300 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1307	Fluoruro, glucosio	300 µl	conico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1343	Attivatore della coagulazione, siero	500 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1344	Attivatore della coagulazione, siero gel	500 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1345	Litio eparina, plasma	500 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1346	Litio eparina, plasma gel	500 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	20.1341	EDTA, ematologia	500 µl	cilindrico		100/cart.int. • 1.000/cart.est.

Adattamento a sistemi automatici di laboratorio tramite adattatore codice articolo 55.525.003, 55.1571.

Microvette® CB 200 BSG

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Codice colore	Confezione
	18.1325	Citrato, VES	200 µl		50/cart.int. • 500/cart.est.

**Portaprovette per VES per Microvette® CB 200 BSG**

Codice articolo	Descrizione	Confezione
90.1091	Portaprovette per sedimentazione con sfondo graduato	1/cart.int. • 1/cart.est.

Multivette® 600

Figura	Codice articolo	Preparazione	Volumi	Codice colore	Confezione
	15.1670	Attivatore della coagulazione, siero	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	15.1674	Attivatore della coagulazione, siero gel	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	15.1673	Litio eparina, plasma	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	15.1675	Litio eparina, plasma gel	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	15.1671	EDTA, ematologia	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.
	15.1672	Fluoruro, glucosio	600 µl		100/cart.int. • 1.000/cart.est.

Adattamento a sistemi automatici di laboratorio: Adattatore codice articolo 55.1577.

Provette con falso fondo

Figura	Codice articolo	Versione	Vol.	Lunghezza/ Ø mm	Fondo provetta	Confezione
	60.614.010	senza chiusura	2,5 ml	75 x 13	tondo	1.000/sacc. • 2.000/cart. est.
	60.614.011	Chiusura montata	2,5 ml	75 x 13	tondo	100/sacc. • 1.000/cart.est.
	60.617.010*	senza chiusura, senza stampa	3,5 ml	92 x 13	tondo	100/sacc. • 1.000/cart.est.
	62.617*	Chiusura montata, con stampa	3,5 ml	92 x 13	tondo	100/sacc. • 1.000/cart.est.
	60.612.010*	senza chiusura, senza stampa	5,0 ml	92 x 15,3	tondo	100/sacc. • 1.000/cart.est.
	62.612*	Chiusura montata, con stampa	5,0 ml	92 x 15,3	tondo	100/sacc. • 1.000/cart.est.

\*Disponibile anche con fondo provetta piatto. Vedere anche il catalogo

Tappo/cappuccio a vite adatti per provette con falso fondo

Figura	Codice articolo	Versione	Adatto a provette	Confezione
	65.647	Tappo archiviazione	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.647.020	Tappo archiviazione con filtro	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.806	Tappo a pressione	2,5 ml / 3,5 ml	1.000/sacc. • 10.000/cart.est.
	65.803	Tappo a pressione	5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.1379	Tappo universale	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/sacc. • 10.000/cart.est.
	65.163	Cappuccio a vite	2,5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.728	Cappuccio a vite	3,5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.645	Cappuccio a vite	5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.729	Cappuccio a vite	5 ml	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.

Recipienti per smaltimento Multi-Safe

Figura	Codice articolo	Descrizione	Volumi	Confezione
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/cart. est.
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/cart. est.
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/cart. est.
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/cart. est.
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 con staffa	6 l	576/pal.

Altre misure su richiesta, vedere anche brochure 15.636.

Monovette® urina

Figura	Codice articolo	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Confezione
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/sacc. • 512/cart.est.
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili
	10.252	10 ml	102 x 15	64/sacc. • 512/cart.est.
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili

Monovette® urina con stabilizzatore

Figura	Codice articolo	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Confezione
	10.253	10 ml	102 x 15	64/sacc. • 512/cart.est.
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili

Provette con fondo conico, tappo a pressione

Figura	Codice colore	Materiale	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Tappo (da ordinare a parte)	Confezione	
	57.462 graduata	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/sacc. • 1.000/cart.est.	
	57.527 graduata	PP			65.816		
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793		500/sacc. • 1.000/cart.est.
	57.519	PP			65.816		

Provette con fondo conico, tappo a vite, etichetta, graduate

Figura	Codice articolo	Materiale	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Versione	Confezione
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	Tappo giallo assemblato	50/sacc. • 500/cart.est.
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	Tappo giallo assemblato, sterile, apirogena	50/sacc. • 500/cart.est.
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	Tappo giallo assemblato, sterile	100/sacc. • 1.000/cart.est.

Provette con fondo conico e bordo rialzato, tappo a vite

Figura	Codice articolo	Materiale	Volumi	Lunghezza/Ø mm	Versione	Confezione
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	Tappo giallo assemblato	100/sacc. • 1.000/cart.est.
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	Tappo giallo assemblato, sterile	100/sacc. • 1.000/cart.est.

Contenitore da 125 ml, alta trasparenza

Figura	Codice articolo	Materiale	Altezza/Ø mm	Confezione
	75.1355	PP	67 x 66	1.000 sacc./cart.est.
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/sacc. • 1.000/cart.est.

Coperchio a scatto, rosso

Codice articolo	Versione	Materiale	pezzi/sacchetto	Confezione
76.1477	con beccuccio	PE	1.000	1.000 sacc./cart.est.
76.1477.100	con beccuccio	PE	100	
76.1414	senza beccuccio	PE	1.000	
76.1414.100	senza beccuccio	PE	100	

Contenitore da 100 ml, trasparente, tappo a vite verde

Figura	Codice articolo	Versione	Materiale	Altezza/Ø mm	Confezione
	75.1354.001	Contenitore con coperchio a scelta	PP/HD-PE	74 x 58	Coperchio 100/sacc. Contenitore 25/pila

Contenitore da 100 ml, trasparente con tappo a vite, incolore

Figura	Codice colore	Versione	Materiale	Altezza/Ø mm	Confezione
	75.563	Contenitore a parte senza coperchio	PP	72 x 62	50/sacc. • 500/cart.est.
	76.564	Coperchio a parte	HD-PE	14 x 62	50/sacc. • 500/cart.est.
	75.562.105	Contenitore con coperchio assemblato, sterile, con etichetta di sicurezza	PP/HD-PE	73 x 62	5/sacc. • 200/cart.est.
	75.562.005	Contenitore con coperchio assemblato, con etichetta di sicurezza	PP/HD-PE	73 x 62	5/sacc. • 200/cart.est.
	75.562.300	Contenitore con coperchio a scelta	PP/HD-PE	72 x 62	50/sacc. • 250/cart.est.

Contenitore da 70 ml, trasparente, con tappo a vite assemblato, giallo

Figura	Codice colore	Versione	Materiale	Altezza/Ø mm	Confezione
	75.9922.744	Tappo assemblato	PP/HD-PE	55 x 44	250/sacc. • 500/cart.est.
	75.9922.745	Tappo assemblato, con etichetta standard	PP/HD-PE	55 x 44	250/sacc. • 500/cart.est.
	75.9922.721	Tappo assemblato, con etichetta standard	PP/HD-PE	55 x 44	25/sacc. • 100/cart.est. confez.singole sterili

Provette per feci, trasparenti con tappo a vite marrone e palettina integrata

Figura	Codice articolo	Versione	Materiale provetta	Lunghezza/Ø mm	Confezione
	80.622	sterile	PP	107 x 25	50/sacc. • 400/cart.est.
	80.622.111	non sterile	PP	107 x 25	250/sacc. • 500/cart.est.
	80.623	sterile	PP	101 x 16,5	500/sacc. • 500/cart.est.
	80.623.111	non sterile	PP	101 x 16,5	500/sacc. • 500/cart.est.
	80.734.001	sterile	PP	76 x 20	100/sacc. • 500/cart.est.
	80.734	non sterile	PP	76 x 20	100/sacc. • 500/cart.est.
	80.734.311	sterile, con etichetta	PP	76 x 20	100/sacc. • 500/cart.est.
	80.734.301	non sterile, con etichetta	PP	76 x 20	100/sacc. • 500/cart.est.
	80.734.401	non sterile, con etichetta	PP bianco	76 x 20	100/sacc. • 500/cart.est.

Provette per feci, bianche, con tappo a vite marrone e palettina integrata

Figura	Codice articolo	Versione	Materiale provetta	Vol. ml	Lunghezza/Ø mm	Confezione
	80.9924.014	bianca con coperchio marrone ed etichetta	PP	25	54 x 28	50/sacc. • 500/cart.est.
	80.9924.027	bianca con coperchio marrone ed etichetta	PP	70	55 x 44	250/sacc. • 500/cart.est.

Provette per estrazione liquor

Figura	Codice articolo	Descrizione	Materiale provetta	Vol. ml	Lunghezza/ Ø mm	Confezione
	10.252.027	Monovette® liquor	PP	10	102 x 15	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili
	60.9924.952	Provette con tappo a vite assemblato, con graduazione stampata	SAN/ HD-PE	12	99 x 16	4/sacc. • 100/cart.est. set da 4 sterili
	62.610.018	Provette con tappo a vite assemblato, con graduazione stampata, "liquor"	PP	10	92 x 15,3	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili

Provette per estrazione liquido mediante paracentesi

Figura	Codice articolo	Descrizione	Materiale provette	Volumi ml	Lunghezza/Ø mm	Confezione
	62.554.502	Provette con tappo a vite rosso assemblato, fondo a punta, apirogene	PP	15	120 x 17	50/sacc. • 500/cart.est. sterile
	60.540.108	Provette con tappo a vite assemblato	PP	13	101 x 16,5	100/cart.int. • 500/cart.est. confez.singole sterili

Tampone per striscio neutro, sterile – da utilizzare su cute integra e in orifizi naturali

Figura	Codice articolo	Lunghezza/Ø mm	Mater.bastoncino/ lunghezza in mm	Materiale tampone	Confezione
	80.625	101 x 16,5	Plastica/85	Cotone	500/sacc. • 500/cart.est. sterile
	80.628	130 x 17	Legno/120	Cotone	100/sacc. • 500/cart.est. sterile
	80.1301.500	165 x 13	Plastica/150	Viscosa	500/cart.int. • 2.000/cart.est. sterile
	80.1303.500	165 x 13	Alu/150	Viscosa	500/cart.int. • 2.000/cart.est. sterile

Tampone per striscio con terreno di trasporto Amies, confezioni singole sterili

Figura	Codice articolo	Lunghezza/Ø mm	Mater.bastoncino/ lunghezza in mm	Materiale tampone	Confezione	
	80.1361.500	165 x 13	Plastica/150	Viscosa	100/cart.int. • 600/cart.est. confez.singole sterili	
	80.1363.500	165 x 13	Alu/150	Viscosa		
	<b>Tampone per striscio con terreno di trasporto Amies e aggiunta di carbone, confezioni singole sterili</b>					
	Codice articolo	Lunghezza/Ø mm	Mater.bastoncino/ lunghezza in mm	Materiale tampone	Confezione	
	80.1362.500	165 x 13	Plastica/150	Viscosa	100/cart.int. • 600/cart.est. confez.singole sterili	
80.1366.500	165 x 13	Alu/150	Viscosa			

Rack compatto con e senza manico

Figura	Codice articolo	Descrizione	Colore	Confezione
	93.852	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	grigio	20/cart. est.
	93.852.171	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	rosso	20/cart. est.
	93.852.172	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	giallo	20/cart. est.
	93.852.173	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	verde	20/cart. est.
	93.852.174	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	blu	20/cart. est.
	93.852.175	Rack compatto D17 - per provette fino a Ø 17 mm	arancione	20/cart. est.
	93.851	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	grigio	12/cart. est.
	93.851.171	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	rosso	12/cart. est.
	93.851.172	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	giallo	12/cart. est.
	93.851.173	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	verde	12/cart. est.
	93.851.174	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	blu	12/cart. est.
	93.851.175	Rack compatto D17 - con manico per provette fino a Ø 17 mm	arancione	12/cart. est.

Altri modelli disponibili, vedere anche brochure 10.225 e 10.458.

Protezione antievaporazione

Figura	Codice articolo	Descrizione	Confezione
	93.857	Calotta di copertura per rack compatto D17, grigio chiaro	25/cart. est.
	65.648	Cappuccio di protezione antievaporazione per S-Monovette® Ø 15 mm	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.
	65.1379	Tappo universale per provette Ø da 12 a 16 mm, naturale (disponibili altri colori su richiesta)	1.000/sacc. • 10.000/cart.est.
	65.647	Tappo archiviazione per provette Ø da 13 a 16 mm, celeste	1.000/sacc. • 5.000/cart.est.

Scatola di conservazione in materiale cartonato resistente alle basse temperature (fino a -80°C) con coperchio e inserto grigliato

Figura	Codice articolo	Capacità	Formato	Dimensioni in mm	Per Ø max. provette	Per lunghezza mm	Confezione
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 per provette da 1,5 e 2 ml	12 mm	36 - 45	120/cart. est.
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 per provette da 1,5 e 2 ml	13 mm	36 - 45	120/cart. est.
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (versione alta)	13 mm	35 - 56	96/cart. est.
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 per contenitori da 0,2 ml	9,5 mm	19 - 26	216/cart. est.
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 per contenitori da 0,5 ml	12 mm	29 - 34	156/cart. est.
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 per provette da 15 ml	20 mm	88,5 - 129	27/cart. est.
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 per provette da 50 ml	34 mm	89 - 115	30/cart. est.

Ordine minimo: 10 pezzi.






Per trasporto provette all'interno della struttura

Figura	Codice articolo	Descrizione	Confezione/cartone
	95.1720	Valigetta di trasporto 360 x 310 x 275 mm con inserto per 2 rack compatti D13 o D17 per max. 100 campioni	1
	95.1720.011	Valigetta di trasporto 270 x 170 x 215 mm con coperchio trasparente e parte inferiore grigio chiaro, adatta a 1 rack compatto D17 per 50 campioni	1


Altri sistemi di trasporto e spedizione: vedere brochure 10.458.

Sequenza raccomandata di prelievo\*Etichettatura codice a barre

**Emocoltura**

-  Citrato
-  Siero / siero gel
-  Eparina / eparina gel
-  EDTA
-  Fluoruro / GlucoEXACT

Linee del codice a barre



\*Si raccomanda di prelevare una provetta vuota qualora si debba utilizzare per prima una provetta con citrato.  
 \*Raccomandazioni ai sensi della norma CLSI H3-A6: "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition"

Gestione dei campioni

Riempimento **CORRETTO** per risultati esatti



Capovolgere 8 - 10 volte  
 Eparina / EDTA / fluoruro / citrato



Conservare **CORRETTAMENTE** dopo il prelievo ematico:  
 Conservare S-Monovette® siero/siero gel in posizione verticale per 30 minuti



Potrebbero interessarla anche i seguenti argomenti ...

				
Prospetto: 453	Prospetto: 219	Prospetto: 412	Prospetto: 419	Prospetto: 458

*In caso di domande,  
non esiti a contattarci!*

*Visiti anche la nostra pagina Internet:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)*

 **SARSTEDT**

60\_656\_0000\_601

Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi

Con riserva di modifiche tecniche

Sarstedt S.r.l.  
Via della Siderurgia, 12  
37139 VERONA  
Tel: +39 045 8510 114  
Fax: +39 045 8510 118  
[info.it@sarstedt.com](mailto:info.it@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

