

Veteriner Hekimliđi

Veteriner hekimliđinde numune alımı iin komple ozümler





Köpek ve kedi gibi küçük hayvanlara yönelik laboratuvar tetkikleri artık veterinerlik faaliyetlerinin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sarstedt, ister küçük, ister büyük olsun, tüm hastalarınız için tüm konularda en farklı koşullara uyum sağlayan ideal çözümler sunmaktadır.

Örneğin S-Monovette®, büyük köpeklerden nazik bir şekilde venöz kan almak için mükemmel çözümdür.

Alternatif olarak önceden hazırlanmış numune kaplarında damlatma yöntemiyle de kan toplayabilirsiniz.





Büyük hayvanlara ve çiftlik hayvanlarına yönelik laboratuvar tetkikleri uzun zamandır standart yöntemler arasında yer almaktadır. S-Monovette® veya Monovette® Luer ile bu amaca yönelik nazik kan alım işlemleri en yüksek numune kalitesinin garantisidir.

Gerek atlar, gerek çiftlik hayvanları için hem tehlikesiz ve güvenli bir alım hem de temiz kullanım olanağı sunan uygun çözümler bulunmaktadır.

Çiftlik hayvanlarında resmi daireler tarafından yapılan muayeneler için kesin ve hızlı bir tanımlama olanağı sunan, çift barkodlu Monovette® VetMed geliştirilmiştir.

Veteriner hekimliği için optimize edilmiş High Speed Sorter (tasnifleyici) numunelerin hızlı bir şekilde hazırlanmasına ve daha sonra arşivlenmesine olanak sağlar.





En küçük hastalar için dahi en doğru seçim: Sarstedt, küçük memelilerde, kuşlarda ve sürüngenlerde kan alımına ilişkin özel talepleri karşılayan pek çok çözüm sunmaktadır:

- Mikro iğne ile kombineli olarak da kullanılabilen Microvette®
- Kendi kendine dolum yoluyla basit venöz kan alımı için Multivette® 600
- Mikro iğne ile kombineli, önceden hazırlanmış mikro numune kabı





Pratik toplama kapları ile kolayca yeterli miktarda dışkı alımı.



İdrar analizlerine ilişkin farklı talepleri karşılayan, ayrıca sediment elde etme olanağı da sunan, amaca uygun, hijyenik idrar alımı ürünü Urin-Monovette®'in yanı sıra bakteriyolojik idrar analizi için stabilizatör içeren bir Urin-Monovette® ürünü de bulunmaktadır.

Konik tabanlı idrar tüpleri ve kapları gibi klasik ürünler ideal olarak portföyü tamamlar.





Punktat ve BOS gibi özel numune materyalleri için en iyi laboratuvar sonuçlarını garantileyen uygun numune kapları kullanılmalıdır.

Bertaraf etme, rasyonel numune saklama, arşivleme ve transfer için komple çözümler.



S-Monovette®

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Uzunluk/Çap	Renk kodu	Ambalaj
	01.1601.100	koagülasyon aktivatörü, serum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	03.1397.100		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1934.100		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1924.100		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1904.100		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	01.1602.001	koagülasyon aktivatörü, serum jel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	03.1524.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1935.001		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1905.001		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/İçK • 500/Koli
	01.1604.100	lityum-heparin, plazma	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	03.1628.100		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1936.100		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1929.100		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1906.100		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1106.100		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	01.1634.100	lityum-heparin jel plazma jel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	03.1631.100		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1940.100		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1928.100		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1907.100		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	06.1669.100		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/İçK • 500/Koli
	01.1605.100	EDTA, hematoloji	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	03.1068.100		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1931.100		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1914.100		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1917.100		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1901.100		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1167.100	florür, glikoz	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	06.1664.100		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1918.100		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1903.100		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1073.100		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	06.1665.100		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/İçK • 500/Koli
	01.1606.100	sitrat, koagülasyon	8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1919.100		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1922.100		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	04.1902.100		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1071.100		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1165.100		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
06.1668.100	1,4 ml	66 mm x 8 mm	50/İçK • 500/Koli			

Özel S-Monovette®

	01.1604.400**	Metal analizi	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli

* 8 mm tüpler için: Lab. otomasyonuna adaptasyon için taşıyıcı tüpler 55.1570, 55.1572, 55.1571.

** Yalnızca güvenlik iğnesi 85.1162.600 ile kullanılması önerilir.

Monovette® Luer

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Uzunluk/Çap	Renk kodu	Ambalaj
	02.263.160	koagülasyon aktivatörü, serum	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.274.160		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	02.261	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/İçK • 500/Koli
	09.315.001	lityum-heparin, plazma	25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/Kont • 210/Koli
	02.265.160		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/İçK • 500/Koli
	05.276.160		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/İçK • 500/Koli
	02.267.101	EDTA, hematoloji	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/İçK • 500/Koli
	09.225	yok	25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/Poş • 250/Koli

Çift barkod etiketli Monovette® VetMed, Tıp 128

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Uzunluk/Çap	Renk kodu	Ambalaj
	09.207.xxx	koagülasyon aktivatörü, serum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli
	09.208.xxx	EDTA, hematoloji	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/İçK • 500/Koli

ESR için S-Sedivette®

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Uzunluk/Çap	Renk kodu	Ambalaj
	06.1690.100	sitrat, ESR	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/İçK • 500/Koli
S-Sedivette® için sedimantasyon yerleştirme standı						
	90.1090	Açıklama				Ambalaj
		Ölçekli arka duvarlı sedimantasyon yerleştirme standı				1/İçK • 1/Koli

Kan gazı Monovette®, Luer

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Renk kodu	Ambalaj
	05.1146	Ca ²⁺ dengeli heparin, kan gazı	1 ml		50/İçK • 500/Koli
	05.1146.020	Ca ²⁺ dengeli heparin, kan gazı	1 ml		100/İçK • 500/Koli, tekli steril
	05.1147	Ca ²⁺ dengeli heparin, kan gazı	2 ml		50/İçK • 500/Koli
	05.1147.020	Ca ²⁺ dengeli heparin, kan gazı	2 ml		100/İçK • 500/Koli, tekli steril
	05.1147.028	Ca ²⁺ dengeli heparin, kan gazı, membran adaptörü	2 ml		100/İçK • 500/Koli, tekli steril

Luer iğne

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Çap/uzunluk	Renk kodu	Ambalaj
	85.993	Luer iğne, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/İçK • 2.000/Koli
	85.926	Luer iğne, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/İçK • 2.000/Koli
	Bize başvurunuz	Luer iğne	2 mm/100 mm		Bize başvurunuz

Diğer tüp boyutları ve güvenli iğneler için bize başvurunuz.

S-Monovette® için diğer sistemlere adaptör – bağlantı

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Ambalaj
	14.1112	Membran adaptör ile S-Monovette® iğne veya Multifly® iğne, örneğin kan gazı Monovette® gibi bir luer sistemine güvenli şekilde adapte edilebilir	100/İçK • 1.000/Koli tekli steril
	14.1205	Multi-Adaptör Luer ile bir luer sistemi (kateter, kelebek vs.) S-Monovette®'e adapte edilebilir	100/İçK • 1.000/Koli tekli steril
	14.1205.100	Multi-Adaptör Luer-Lock ile bir luer sistemi (kateter, kelebek vs.) S-Monovette®'e adapte edilebilir	100/İçK • 1.000/Koli tekli steril

S-Monovette® için (güvenlikli) iğne

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	mm cinsinden çap/uzunluk	Renk kodu	Ambalaj
	85.1372	iğne 20G x 1", No. 1	0,9/25		100/İÇK • 1.000/Koli, tekli steril
	85.1160.200	Güvenlikli iğne 20G x 1½", No. 1	0,9/38		50/İÇK • 500/Koli, tekli steril
	85.1160	iğne 20G x 1½", No. 1	0,9/38		100/İÇK • 1.000/Koli, tekli steril
	85.1373	iğne 21G x 1", No. 2	0,8/25		100/İÇK • 1.000/Koli, tekli steril
	85.1162.200	Güvenlikli iğne 21G x 1½", No. 2	0,8/38		50/İÇK • 500/Koli, tekli steril
	85.1162	iğne 21G x 1½", No. 2	0,8/38		100/İÇK • 1.000/Koli, tekli steril
	85.1162.600*	Güvenlikli iğne 21G x 1½", No. 2 metal analizi için	0,8/38		50/İÇK • 500/Koli, tekli steril
	85.1441	iğne 22G x 1", No. 12	0,7/25		100/İÇK • 1.000/Koli, tekli steril

* Yalnızca metal analizine yönelik S-Monovette® 01.1604.400 ile kombine edilmesi önerilir.

S-Monovette® için (Safety)-Multifly® iğne

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	mm cinsinden çap/uzunluk	Hortum uzunluğu	Renk kodu	Ambalaj
	85.1637.235	Safety-Multifly® iğne 20 G x ¾", No. 1	0,9/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1637.035	Multifly® iğne 20 G x ¾", No. 1	0,9/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1638.235	Safety-Multifly® iğne 21 G x ¾", No. 2	0,8/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1638.035	Multifly® iğne 21 G x ¾", No. 2	0,8/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1640.235	Safety-Multifly® iğne 23 G x ¾", No. 16	0,6/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1640.035	Multifly® iğne 23 G x ¾", No. 16	0,6/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril
	85.1642.235	Safety-Multifly® iğne 25 G x ¾", No. 18	0,5/19	200 mm		100/İÇK • 400/Koli, tekli steril

Hortum uzunluğu 80 mm olan Multifly® ve Safety-Multifly® iğneleri de temin edilebilir.

Mikro iğne

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Çap/uzunluk	Renk kodu	Ambalaj
	85.921	Mikro iğne 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (delme derinliği 19 mm)		50/İÇK • 500/Koli
	85.923	Mikro iğne 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (delme derinliği 19 mm)		50/İÇK • 500/Koli
	85.925	Mikro iğne 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (delme derinliği 19 mm)		50/İÇK • 500/Koli

PP'den yuvarlak tabanlı, bastırma kapaklı ve baskılı / etiketli numune tüpleri

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	Renk kodu	Ambalaj
	26.367.100	koagülasyon aktivatörü, serum	7 ml	100 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	32.329.100	koagülasyon aktivatörü, serum	4,5 ml	75 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	32.311.100	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	4,4 ml	75 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	32.331.100	lityum-heparin, plazma	4,5 ml	75 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	32.332.100	EDTA, hematoloji	5 ml	75 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	38.346.100	EDTA, hematoloji	2 ml	55 x 12		100/Poş • 2.000/Koli
	32.333.100	florür, glikoz	2 ml	75 x 13		100/Poş • 1.000/Koli
	32.525.326	sitrat, koagülasyon	5 ml	75 x 13		100/Kont • 500/Koli

Daha başka tüpler için bize başvurunuz.

PP'den kapağı ekli reaksiyon kabı

Şekil	Sipariş no.	Hac.	mm cinsinden uzunluk/çap	Renk	Ambalaj
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	renksiz	500/Poş • 5.000/Koli

Daha başka kaplar için kataloğa bakınız.

Ekli ve bastırma kapaklı ve saydam etiketli mikro numune kabı

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hac.	mm cinsinden uzunluk/çap	Renk kodu	Ambalaj
	41.1501.105*	koagülasyon aktivatörü, serum	1,3 ml	40 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1500.105*	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	1,1 ml	40 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1503.105*	lityum-heparin, plazma	1,3 ml	40 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1504.105*	EDTA, hematoloji	1,3 ml	40 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1505.105*	florür, glikoz	1,3 ml	40 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1506.105 41.1506.100 41.1506.102	sitrat, koagülasyon	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/Kont • 1.000/Koli

* Ayrıca kağıt etiketli versiyonu da bulunmaktadır. Sonu .015 ile biten numaralar.

Vidalı kapaklı ve kağıt etiketli mikro numune kapları


















Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hac.	mm cinsinden uzunluk/çap	Renk kodu	Ambalaj
	41.1392.105	koagülasyon aktivatörü, serum	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1378.105	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	1,1 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1393.105	lityum-heparin, plazma	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1395.105	EDTA, hematoloji	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.3395.105	EDTA, hematoloji Doğrudan adaptasyon için membranlı vidalı kapak	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1394.105	florür, glikoz	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli
	41.1350.105	sitrat, koagülasyon	1,3 ml	45 x 10,8		100/Poş • 1.000/Koli

Laboratuvar otomasyonuna adaptasyon için 55.525.003, 55.1571 sipariş numaralı taşıyıcı tüpler.

Minivette® POCT

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Renk kodu	Ambalaj
	17.2111.010	yok	10 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2111.020	yok	20 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2111.050	yok	50 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2111.100	yok	100 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2111.200	yok	200 µl		150/İÇK • 1.500/Koli
	17.2112.120	lityum-heparin, plazma	20 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2112.150	lityum-heparin, plazma	50 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2112.101	lityum-heparin, plazma	100 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2112.201	lityum-heparin, plazma	200 µl		150/İÇK • 1.500/Koli
	17.2113.120	EDTA, hematoloji	20 µl		200/İÇK • 2.000/Koli
	17.2113.150	EDTA, hematoloji	50 µl		200/İÇK • 2.000/Koli

Microvette® 100, 200, 300, 500








Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Kap şekli, iç	Renk kodu	Ambalaj
	20.1280.100	Koagülasyon aktivatörü, serum	100 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1282.100	lityum-heparin, plazma	100 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1278.100	EDTA, hematoloji	100 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1290.100	koagülasyon aktivatörü, serum	200 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1291	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	200 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1292.100	lityum-heparin, plazma	200 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1288.100	EDTA, hematoloji	200 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1289.100	florür, glikoz	200 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1308.100	koagülasyon aktivatörü, serum	300 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1309.100	lityum-heparin, plazma	300 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1307.100	florür, glikoz	300 µl	konik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1343.100	koagülasyon aktivatörü, serum	500 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1344.100	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	500 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1345.100	lityum-heparin, plazma	500 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1346.100	lityum-heparin, plazma jeli	500 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli
	20.1341.100	EDTA, hematoloji	500 µl	silindirik		100/İçK • 1.000/Koli

Laboratuvar otomasyonuna adaptasyon için 55.525.003, 55.1571 sipariş numaralı taşıyıcı tüpler.

Microvette® CB 200 ESR

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Renk kodu	Ambalaj
	18.1325.100	sitrat, ESR	200 µl		50/İçK • 500/Koli
Microvette® CB 200 ESR için ESR sedimantasyon yerleştirme standı					
	Sipariş no.	Açıklama			Ambalaj
	90.1091	Ölçekli arka duvarlı sedimantasyon yerleştirme standı			1/İçK • 1/Koli

Multivette® 600

Şekil	Sipariş no.	Preparasyon	Hacim	Renk kodu	Ambalaj
	15.1670.100	koagülasyon aktivatörü, serum	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli
	15.1674	koagülasyon aktivatörü, serum jeli	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli
	15.1673.100	lityum-heparin, plazma	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli
	15.1675.100	lityum-heparin, plazma jeli	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli
	15.1671.100	EDTA, hematoloji	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli
	15.1672.100	florür, glikoz	600 µl		100/İçK • 1.000/Koli

Laboratuvar otomasyonuna adaptasyon: taşıyıcı tüp Sipariş No. 55.1577.

Ara tabanlı tüpler

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Hac.	mm cinsinden uzunluk/çap	Tüp tabanı	Ambalaj
	60.614.010	kapaksız	2,5 ml	75 x 13	yuvarlak	1.000/Poş • 2.000/Koli
	60.614.011	kapağı takılı	2,5 ml	75 x 13	yuvarlak	100/Poş • 1.000/Koli
	60.617.010*	kapaksız, baskısız	3,5 ml	92 x 13	yuvarlak	100/Poş • 1.000/Koli
	62.617*	kapağı takılı, baskılı	3,5 ml	92 x 13	yuvarlak	100/Poş • 1.000/Koli
	60.612.010*	kapaksız, baskısız	5,0 ml	92 x 15,3	yuvarlak	100/Poş • 1.000/Koli
	62.612*	kapağı takılı, baskılı	5,0 ml	92 x 15,3	yuvarlak	100/Poş • 1.000/Koli

*Tabanı düz çeşitleri de bulunmaktadır. Ayrıca bkz. katalog

Ara tabanlı tüplere uygun kapaklar / vidalı kapaklar


Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Uyduğu boylar	Ambalaj
	65.647	Arşivleme kapakları	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.647.020	Filtreli arşivleme kapakları	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.806	Bastırmalı kapaklar	2,5 ml / 3,5 ml	1.000/Poş • 10.000/Koli
	65.803	Bastırmalı kapaklar	5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.1379	Üniversal kapaklar	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1.000/Poş • 10.000/Koli
	65.163	Vidalı kapak	2,5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.728	Vidalı kapak	3,5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.645	Vidalı kapak	5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.729	Vidalı kapak	5 ml	1.000/Poş • 5.000/Koli

Multi-Safe çoklu güvenli imha kutuları

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Hacim	Ambalaj
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/Koli
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/Koli
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/Koli
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/Koli
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6, saplı	6 l	576/Pal

Daha başka boylar için bize başvurunuz, ayr. bkz. broşürde 15.636.



İdrar Monovette®

Şekil	Sipariş no.	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	Ambalaj
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/Poş • 512/Koli
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/İçK • 500/Koli tekli steril
	10.252	10 ml	102 x 15	64/Poş • 512/Koli
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/İçK • 500/Koli tekli steril


İdrar Monovette®, stabilizatörlü

Şekil	Sipariş no.	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	Ambalaj
	10.253	10 ml	102 x 15	64/Poş • 512/Koli
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/İçK • 500/Koli tekli steril


Konik tabanlı tüpler, bastırma kapaklı

Şekil	Sipariş no.	Materyal	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	kapaklar (ayrıca sipariş edilir)	Ambalaj
	57.462 ölçekli	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/Poş • 1.000/Koli
	57.527 ölçekli	PP			65.816	
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500/Poş • 1.000/Koli
	57.519	PP			65.816	
					65.720	


Konik tabanlı tüpler, vidalı kapaklı, taksimatlı ve yazı alanlı

Şekil	Sipariş no.	Materyal	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	Versiyon	Ambalaj
	62.553.001	PS	15 ml	120 x 17	sarı kapaklı, kapağı takılı	50/Poş • 500/Koli
	62.553.205	PS	15 ml	120 x 17	sarı kapaklı, kapağı takılı, steril, pirojensiz	50/Poş • 500/Koli
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	sarı kapaklı, kapağı takılı, steril	100/Poş • 1.000/Koli

Konik tabanlı, etekli tüpler, vidalı kapaklı

Şekil	Sipariş no.	Materyal	Hacim	mm cinsinden uzunluk/çap	Versiyon	Ambalaj
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	sarı kapaklı, kapağı takılı	100/Poş • 1.000/Koli
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	sarı kapaklı, kapağı takılı, steril	100/Poş • 1.000/Koli


125 ml kap, yüksek ölçüde saydam

Şekil	Sipariş no.	Materyal	mm cinsinden yükseklik/çap	Ambalaj
	75.1355	PP	67 x 66	1.000 Poş/Koli
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/Poş • 1.000/Koli


Geçmeli kapak, kırmızı

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Materyal	Adet/poşet	Ambalaj
	76.1477	ağızlıklı	PE	1.000	1.000 Poş/Koli
	76.1477.100	ağızlıklı	PE	100	
	76.1414	ağızlıksız	PE	1.000	
	76.1414.100	ağızlıksız	PE	100	

100 ml kap, saydam, vidalı kapaklı, yeşil

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Materyal	mm cinsinden yükseklik/çap	Ambalaj
	75.1355.002	Kap, kapağı yanında	PP/HD-PE	74 x 58	Kapak 100/Poş. Kap 25/İstif


100 ml kap, saydam, vidalı kapaklı, renksiz

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Materyal	mm cinsinden yükseklik/çap	Ambalaj
	75.563	Kapaklı salt kap	PP	72 x 62	50/Poş • 500/Koli
	76.564	Kapak, ayrı	HD-PE	14 x 62	50/Poş • 500/Koli
	75.562.105	Kap, kapağı takılı, steril, güvenlik etiketli	PP/HD-PE	73 x 62	5/Poş • 200/Koli
	75.562.005	Kap, kapağı takılı, güvenlik etiketli	PP/HD-PE	73 x 62	5/Poş • 200/Koli
	75.562.300	Kap, kapağı yanında	PP/HD-PE	72 x 62	50/Poş • 250/Koli

70 ml kap, saydam, vidalı kapağı takılı, sarı

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Materyal	mm cinsinden yükseklik/çap	Ambalaj
	75.9922.744	kapağı takılı	PP/HD-PE	55 x 44	250/Poş • 500/Koli
	75.9922.745	kapağı takılı, standart etiketli	PP/HD-PE	55 x 44	250/Poş • 500/Koli
	75.9922.721	kapağı takılı, standart etiketli	PP/HD-PE	55 x 44	25/Poş • 100/Koli tekli steril


Dışkı tüpleri, saydam, kahverengi ve entegre kaşıklı vidalı kapaklı

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Tüp materyali	mm cinsinden uzunluk/çap	Ambalaj
	80.622	steril	PP	107 x 25	50/Poş • 400/Koli
	80.622.111	steril değil	PP	107 x 25	250/Poş • 500/Koli
	80.623	steril	PP	101 x 16,5	500/Poş • 500/Koli
	80.623.111	steril değil	PP	101 x 16,5	500/Poş • 500/Koli
	80.734.001	steril	PP	76 x 20	100/Poş • 500/Koli
	80.734	steril değil	PP	76 x 20	100/Poş • 500/Koli
	80.734.311	steril, etiketli	PP	76 x 20	100/Poş • 500/Koli
	80.734.301	steril değil, etiketli	PP	76 x 20	100/Poş • 500/Koli
	80.734.401	steril değil, etiketli	PP beyaz	76 x 20	100/Poş • 500/Koli


Dışkı tüpleri, beyaz, kahverengi ve entegre kaşıklı vidalı kapaklı

Şekil	Sipariş no.	Versiyon	Tüp materyali	Hac. ml	mm cinsinden uzunluk/çap	Ambalaj
	80.9924.014	beyaz, kahverengi kapaklı ve etiketli	PP	25	54 x 28	50/Poş • 500/Koli
	80.9924.027	beyaz, kahverengi kapaklı ve etiketli	PP	70	55 x 44	250/Poş • 500/Koli


BOS alımı için tüpler

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Tüp materyali	Hac. ml	mm cinsinden uzunluk / çap	Ambalaj
	10.252.027	Monovette® Liquor (BOS)	PP	10	102 x 15	100 / İçK • 500 / Koli tekli steril
	60.9924.952	Tüp, vidalı kapağı takılı, üzerinde ölçek ve çarpıyla işaretlemek üzere numaralı kutucuklar basılı	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4/Poş • 100/Koli her bir 4'lü set steril
	62.610.018	Tüp, vidalı kapağı takılı, üzerinde ölçek basılı, "BOS"	PP	10	92 x 15,3	100 / İçK • 500 / Koli tekli steril


Punktat alımı için tüpler

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Tüp materyali	Hacim ml	mm cinsinden uzunluk / çap	Ambalaj
	62.554.205	Tüp, vidalı kapağı takılı, kırmızı, sivri tabanlı, pirojensiz	PP	15	120 x 17	50/Poş. • 500/Koli steril
	60.540.108	Tüp, vidalı kapağı takılı	PP	13	101 x 16,5	100 / İçK • 500 / Koli tekli steril

Eküvyon çubuğu, nötr, steril – Sağlam deri üzerinde ve doğal vücut deliklerinde uygulama amaçlı

Şekil	Sipariş no.	mm cinsinden uzunluk/çap	Çubuk mat./uzunluk mm	Uç materyali	Ambalaj
	80.625	101 x 16,5	plastik/85	pamuk	500/Poş • 500/Koli steril
	80.628	130 x 17	ahşap/120	pamuk	100/Poş • 500/Koli steril
	80.1301.500	165 x 13	plastik/150	viskoz	500 / İçK • 2.000/Koli steril
	80.1303.500	165 x 13	alüminyum/150	viskoz	500 / İçK • 2.000/Koli steril

Eküvyon çubuğu, Amies taşıma besiyerli, tekli steril

Şekil	Sipariş no.	mm cinsinden uzunluk/çap	Çubuk mat./uzunluk mm	Uç materyali	Ambalaj
	80.1361.500	165 x 13	plastik/150	viskoz	100 / İçK • 600/Koli tekli steril
	80.1363.500	165 x 13	alüminyum/150	viskoz	

Eküvyon çubuğu, Amies taşıma besiyerli ve karbon katkılı, tekli steril


Sipariş no.	mm cinsinden uzunluk/çap	Çubuk mat./uzunluk mm	Uç materyali	Ambalaj
80.1362.500	165 x 13	plastik/150	viskoz	100 / İçK • 600/Koli tekli steril
80.1366.500	165 x 13	alüminyum/150	viskoz	

Tutma kenarlı ve kenarsız blok raklar

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Renk	Ambalaj
	93.852	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.852.171	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.852.172	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.852.173	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.852.174	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.852.175	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için		20/Koli
	93.851	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli
	93.851.171	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli
	93.851.172	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli
	93.851.173	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli
	93.851.174	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli
	93.851.175	Blok rak D17 - 17 mm'ye kadar çapında tüpler için tutma kenarlı		12/Koli

Daha başka modeller bulunmaktadır, ayr. bkz. broşürde 10.225 ve 10.458.

Buharlaştırma önleyiciler


Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Ambalaj
	93.857	Blok rak D17 için kapak, açık gri	25/Koli
	65.648	S-Monovette® Ø 15 mm için buharlaşmayı önleyici kapak	1.000/Poş • 5.000/Koli
	65.1379	12 ilâ 16 mm çapındaki tüpler için üniversal kapak, doğal (daha başka renkler için lütfen bize başvurunuz)	1.000/Poş • 10.000/Koli
	65.647	13 ilâ 16 mm çapındaki tüpler için arşivleme kapağı, açık mavi	1.000/Poş • 5.000/Koli

Soğuğa dayanıklı karton materyalden (-80°C'ye kadar) kapaklı ve bölümlere ayrılmış saklama kutuları

Şekil	Sipariş no.	Adet kapasitesi	Biçim	mm cinsinden ölçüler	Maks. tüp çapı	Tüp uzunluğu mm	Ambalaj
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 1,5 ve 2 ml tüpler için	12 mm	36 - 45	120/Koli
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 1,5 ve 2 ml tüpler için	13 mm	36 - 45	120/Koli
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (yüksek versiyon)	13 mm	35 - 56	96/Koli
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 0,2 ml kaplar için	9,5 mm	19 - 26	216/Koli
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 0,5 ml kaplar için	12 mm	29 - 34	156/Koli
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 15 ml tüpler için	20 mm	88,5 - 129	27/Koli
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 50 ml tüpler için	34 mm	89 - 115	30/Koli

Minimum sipariş miktarı: 10 adet.


Kurum içi numune taşıma için

Şekil	Sipariş no.	Açıklama	Ambalaj/karton
	95.1720	Taşıma çantası 360 x 310 x 275 mm, 100 adede kadar numune kapasiteli, 2 adet D13 veya D17 blok rakı için gömme parçalı	1
	95.1720.011	Taşıma çantası 270 x 170 x 215 mm, 50 adede kadar numune kapasiteli, saydam kapaklı ve 1 adet D13 veya D17 blok rakı alan açık gri gövdeli	1

Daha başka taşıma ve gönderme sistemleri için: bkz. broşürde 10.458.

Kan alım sırası*Barkodla etiketleme

- K.Kültürü**
-  Sitrat-kan
 -  Serum/
Serum-jel-kan
 -  Heparin/
Heparin-jel-kan
 -  EDTA kan
 -  Florürlü kan /
GlucOEXACT



*İlk olarak bir sitrat tüpü alınması gerektiğinde, öncesinde boş bir tüple kan alınması önerilmektedir.
*Öneriler CLSI H3-A6 standardı doğrultusundadır: "Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition"

Numuneye yönelik işlemler

Doğru sonuçlar için dolun miktarından emin olun



S-Monovette®'yi kibarca alt üst edin

Heparin / EDTA / Fluoride / Citrate



Doğru saklama Kan aldıktan sonra: S-Monovette® Serum/serum-jeli 30 dk. dik olarak muhafaza edin



Şu hususlar da sizin için ilginç olabilir ...



Sipariş no: 20.453



Sipariş no: 10.219



Sipariş no: 90.412



Sipariş no: 10.419



Sipariş no: 10.458

*Sorularınız varsa: Yardımcı
olmaktan mutluluk duyarız!*

*Lütfen web sayfamızı ziyaret edin
www.sarstedt.com*



SARSTEDT

90_656_0100_9131

Bu yayın, her ülkede sağlanmayan ürünler hakkında bilgiler içerebilir. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Teknik değişikliği mahvuzdur.

SARSTEDT INTERNATIONAL GmbH TÜRKİYE
İRTİBAT BÜROSU
Mr. Alper Gezmiş
Acibadem Mh. Çeçen Sokak
Akasya Acibadem Sitesi Kent Kule A Giriş
Kat:27 Da:158
Kadıköy – İstanbul, TURKEY
Tel: + 90 216 290 18 65
Fax:+ 90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com