

Tubes à fond conique de 12 ml

De nombreuses applications de laboratoire et analyses précises nécessitent une inspection visuelle et une estimation du volume d'échantillon. En particulier pour cette application, Sarstedt offre des tubes de 12 ml, avec un fond conique, en polystyrène transparent, limpide.

La graduation moulée par paliers de 0,5 ml permet un contrôle sûr du volume même avec des liquides foncés ou opaques. Grâce à la forme conique, même les faibles volumes de sédiments avec une grande densité se rassemblent de façon fiable au fond du tube, après centrifugation.

Pour une utilisation optimale dans plusieurs applications, les tubes à centrifuger de 110 x 17 mm en polystyrène sont maintenant offerts pré-rangés (emballage StackPack) et en version stérile. Il est aussi possible d'utiliser les tubes à fond conique autoclavables et particulièrement résistants, en polypropylène, pour les applications avec une forte contrainte thermique, chimique et mécanique.

Cette gamme de produits élargie offre une alternative universelle aux tubes à fond conique de 105 x 16,8 mm et de 95 x 16,8 mm.

Synthèse des avantages du produit :

- Contrôle aisé du volume
- Économie d'espace de 40 % avec l'emballage StackPack pré-rangé
- Version stérile avec bouchon monté



CONSEIL

Essayez aussi notre tube à fond conique de 10 ml en polypropylène particulièrement transparent. Une large surface de marquage permet une inscription claire et durable. La graduation blanche imprimée est un avantage supplémentaire qui facilite le contrôle du niveau de remplissage.

Informations pour commande

Réf.	Matériau	Version	Bouchons compatibles	Conditionnement	Alternative à
57.462	Polystyrène	Sachet	65.793 65.816	1 000/carton 500/sachet	57.464.005 57.469
57.462.015	Polystyrène	StackPack pré-rangé	65.793 65.816	1 000/carton 250/boîte	57.464
57.462.001	Polystyrène	Stérile, avec bouchon monté	---	500/carton 100/sachet	57.464.001
57.527	Polypropylène	Sachet	65.793 65.816	1 000/carton 500/sachet	57.513 57.519

Informations pour commande Tubes à fond conique de 10 ml

Réf.	Matériau	Bouchons compatibles	Conditionnement
62.9924.272	Polypropylène	65.816 65.720 65.793	1 000/carton 500/sachet

SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 MARNAY
Tél: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com