

tubo de fundo cônico de 12 mL

Muitas análises laboratoriais e de precisão exigem uma inspeção visual e uma estimativa do volume da amostra. Especialmente para esta aplicação, a Sarstedt oferece tubos de fundo cônico de 12 mL de poliestireno transparente. A graduação injetada em incrementos de 0,5 mL permite um controle seguro da quantidade de enchimento, mesmo no caso de líquidos escuros ou turvos. Graças à forma cônica, até mesmo as menores quantidades de matéria sólida de grande densidade se acumulam no fundo do tubo durante a centrifugação. Para a utilização ideal em diversas áreas de aplicação, a Sarstedt oferece agora também os tubos de centrifugação de 110 x 17 mm de poliestireno na embalagem empilhável e em versão estéril. Como alternativa pode ser usado o tubo de fundo cônico particularmente resistente e autoclavável para aplicações exigentes em termos térmicos, químicos e mecânicos. Esta grande variedade de produtos proporciona uma alternativa universal aos tubos de fundo cônico de 105 x 16,8 mm e 95 x 16,8 mm.

Resumo das vantagens do produto:

- Controle simples do volume
- A embalagem empilhável permite economizar até 40% de espaço
- Versão estéril com tampa inclusa



DICA

Experimente também nossos tubos de fundo cônico de 10 mL de polipropileno transparente. O campo de escrita de grandes dimensões tem espaço suficiente para uma inscrição clara e resistente. A graduação impressa em branco facilita ainda mais o controle do nível de enchimento.

Informações para pedido

Código	Material	Versão	Tampa indicada	Embalagem	Alternativa a
57.462	Poliestireno	Pacote	65.793 65.816	1.000/caixa 500/ pacote	57.464.005 57.469
57.462.015	Poliestireno	Embalagem empilhável	65.793 65.816	1.000/caixa 250/ embalagem empilhável	57.464
57.462.001	Poliestireno	Estéril, com tampa inclusa	---	500/caixa 100/pacote	57.464.001
57.527	Polipropileno	Pacote	65.793 65.816	1.000/caixa 500/ pacote	57.513 57.519

Informação para pedido do tubo de fundo cônico de 10 mL

Código	Material	Tampa indicada	Embalagem
62.9924.272	Polipropileno	65.816 65.720 65.793	1.000/caixa 500/ pacote

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com