

Naczynie reakcyjne 5 ml

Rozmiar pośredni przeznaczony do laboratoriów



Naczynie reakcyjne o średniej pojemności:

- Do wygodnego przetwarzania zawartości o objętości od 2 do 5 ml
- Niezawodne zamknięcie typu SafeSeal
- Sprawdzona jakość PCR Performance do najbardziej wymagających zastosowań
- Biosphere® Plus zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem



Naczynie reakcyjne 5 ml

Wygodne przetwarzanie zawartości o objętości od 2 do 5 ml

Do zastosowań rutynowych w laboratoriach, np. do rozcieńczania seryjnego, rozkładu komórek lub przywracania próbek, które często wymagają użycia zawartości o objętości powyżej 2 ml. Naczynia o większych objętościach często nie są w tym celu optymalnie dostosowane, ponieważ mają wąską konstrukcję lub zakrętkę.

Nowe naczynie reakcyjne firmy Sarstedt łączy w sobie wszystkie zalety naczyń reakcyjnych z zamknięciem typu SafeSeal oraz probówek z zakrętkami o pojemności 5 ml. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwe otwieranie jedną ręką, a zatrzaskowe wieczko z uszczelnieniem oraz wycięciami blokującymi umożliwia bezpieczne zamknięcie nawet pod obciążeniem termicznym. Szeroka powierzchnia połączenia wieczka umożliwia łatwe i precyzyjne zamykanie. Zamiana poszczególnych zakrętek jest niemożliwa.



Zalety naczynia reakcyjnego 5 ml

- Wytrzymały polipropylen – można wirować do 21 000 x g i sterylizować w autoklawie
- Skalowanie pojedynczych wtrysków – łatwa regulacja objętości
- Pole do opisywania naczynia i matowe wieczko – bezpieczne oznaczanie i szybka identyfikacja
- Mała wysokość – małe ryzyko zanieczyszczenia, nie ma potrzeby zanurzania stożka pipety w naczyniu
- Kompaktowy rozmiar – oszczędność miejsca podczas przechowywania próbek, pożywek i kultur

Szczegóły zamówienia

Nr zamówienia	Oznaczenie	Opakowanie
72.701	Naczynie reakcyjne 5 ml	100 szt. / worek 800 szt. / karton
72.701.400	Naczynie reakcyjne 5 ml, sprawdzona jakość PCR Performance	100 szt. / worek 800 szt. / karton
95.1298	Adapter do wirowania naczynia reakcyjnego 5 ml	8 szt. / worek 96 szt. / karton



Akcesoria

Nr zamówienia	Oznaczenie	Format	Wymiary zewnętrzne (mm)	Opakowanie
93.850.001	Stojak z poliwęglanu na 18 szt. naczyń reakcyjnych 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (dł. x szer. x wys.)	1 szt. / karton
93.1431.001	Stojak z poliwęglanu na 48 szt. naczyń reakcyjnych 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (dł. x szer. x wys.)	1 szt. / karton

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com