

Σωληνάρια αντιδραστηρίου 5 ml

Το ενδιάμεσο μέγεθος για το εργαστήριο



Το σωληνάριο αντιδραστηρίου για μεσαίους όγκους:

- Εύκολος χειρισμός ποσοτήτων πλήρωσης μεταξύ 2 και 5 ml
- Αξιόπιστη σφράγιση SafeSeal
- Ποιότητα PCR Performance Tested για πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Biosphere® Plus για μέγιστη ασφάλεια έναντι κάθε μόλυνσης



Σωληνάρια αντιδραστηρίου 5 ml

Αξιόπιστη διαχείριση ποσοτήτων πλήρωσης μεταξύ 2 και 5 ml

Εφαρμογές ρουτίνας στο εργαστήριο όπως διαδοχικές αραιώσεις, λύση κυττάρων ή εφεδρική αποθήκευση συχνά απαιτούν ικανότητα πλήρωσης άνω των 2 ml. Σωληνάρια μεγαλύτερου όγκου συχνά δεν είναι ιδανικά για το σκοπό αυτό λόγω του λεπτού σχεδιασμού τους ή του βιδωτού πώματος.

Το νέο σωληνάριο της Sarstedt συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μικροσωληναρίων SafeSeal και των βιδωτών σωληναρίων 5 ml σε ένα φιαλίδιο. Με εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό τους, κουμπωτά πώματα με σφράγιση χείλους και δακτυλίους συγκράτησης παρέχουν ασφαλή σφράγιση ακόμα και υπό θερμική καταπόνηση. Η φαρδιά σύνδεση πώματος επιτρέπει το εύκολο και ακριβές κλείσιμο. Αποκλείεται η ανάμιξη ξεχωριστών βιδωτών πωμάτων.



Πλεονεκτήματα του σωληναρίου αντιδραστηρίου των 5 ml

- Ανθεκτικό πολυπροπυλένιο – με δυνατότητα φυγοκέντρησης έως 21.000 x g, με δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο
- Ανάγλυφες διαβαθμίσεις – εύκολος έλεγχος όγκου
- Πλαίσιο κειμένου και εσφυρισμένο πώμα – ασφαλής σήμανση και ταχεία ταυτοποίηση
- Χαμηλό ύψος – χαμηλός κίνδυνος μόλυνσης, ο κώνος της πιπέτας δεν χρειάζεται να βυθιστεί μέσα στο σωληνάριο
- Εξοικονόμηση χώρου για φύλαξη δειγμάτων, θρεπτικών μέσων ή καλλιιεργειών

Πληροφορίες παραγγελίας

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
72.701	Σωληνάριο αντιδραστηρίου 5 ml	100 / σακούλα 800 / κουτί
72.701.400	Σωληνάριο αντιδραστηρίου 5 ml, PCR Performance Tested	100 / σακούλα 800 / κουτί
95.1298	Προσαρμογέας φυγοκέντρησης για σωληνάριο αντιδραστηρίου 5 ml	8 / σακούλα 96 / κουτί

Παρελκόμενα

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Μορφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Συσκευασία
93.850.001	Βάση από πολυανθρακικό υλικό για 18 τμχ. σωληναρίων αντιδραστηρίου 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (Μ x Π x Υ)	1 / κουτί
93.1431.001	Βάση από πολυανθρακικό υλικό για 48 τμχ. σωληναρίων αντιδραστηρίου 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (Μ x Π x Υ)	1 / κουτί

SARSTEDT M.E.Π.E.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής
Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com