

Codificación por colores en los sistemas de extracción de sangre

Entre la recomendación y la práctica





Los colores de los tapones de los tubos de extracción de sangre desempeñan un papel esencial para identificar visualmente las preparaciones.

SARSTEDT incluye en su catálogo de productos el "código de color UE" (según BS 4851) y el "código de color EE.UU." (según ISO 6710), las dos variantes habituales de codificación por colores en la extracción de sangre. De esta forma, SARSTEDT garantiza el cumplimiento íntegro de los deseos y las preferencias individuales de los clientes.

La norma ISO 6710:2017, Anexo F, publicada en julio 2017, refleja la voluntad de normalización global de los colores de los tapones de los tubos de extracción de sangre. Según el documento ISO, el mercado decidirá en los próximos cinco años en qué medida la recomendación actual tendrá carácter vinculante en la siguiente revisión del documento.

Si ya tiene prevista una transición, SARSTEDT puede hacer realidad su proyecto. Como socio competente y orientado al servicio, SARSTEDT tiene para usted la gama completa de sistemas de extracción de sangre según la norma ISO 6710:2017.

Le asesoraremos paso a paso y le ayudaremos a emprender el cambio.



ISO 6710:2017 disponible en www.beuth-verlag.de

Descripción	ACTUALES		NUEVO
	"Código UE" Basado en BS 4851	"Código EEUU" Basado en ISO 6710	ISO 6710:2017
S-Monovette® Suero			
S-Monovette® Suero-Gel			
S-Monovette® Citrato (1:10)			
S-Sedivette® VSG (1:5)			
S-Monovette® Heparina de litio			
S-Monovette® Heparina de litio-Gel			
S-Monovette® EDTA KE			
S-Monovette® Glucosa FE/FH (fluoruro/EDTA)			
S-Monovette® GlucoEXACT (fluoruro/citrato)		-	
S-Monovette® Análisis de metales			



¿Le interesa ponerse al día con la norma ISO 6710:2017?

Beneficiéase de nuestra experiencia. No tiene más que contactar con su asesor de productos SARSTEDT. Estaremos encantados de acompañarle en una transición eficaz a la norma ISO 6710:2017.

Para una transición sin problemas, le recomendamos:

- Informar a todas las personas de contacto y a todos los servicios internos y externos. Así garantizará la inclusión de todo el proceso, desde la recepción de la mercancía, pasando por la extracción en el paciente, hasta el laboratorio.
- Prever el plazo de ejecución correspondiente.
- Contactar con los fabricantes de sus sistemas diagnósticos.
- Aprovechar la ocasión para optimizar su variedad de productos.

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valloriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com