

# Agulha de segurança Safety-Multifly® sem adaptador múltiplo

Ideal para a infusão de curta duração e adaptação a ligação Luer



A agulha de segurança Safety-Multifly® sem o Adaptador Múltiplo pré-acoplado pode ser utilizada diretamente para a infusão de curta duração assim como para a ligação a adaptadores Luer.

## Informações de encomenda

Referência	Descrição	Ø / comprimento	Versão	Código de cor	Comprimento do tubo	Unid./ caixa interna	Unid./ caixa
85.1637.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 20G longa sem adaptador	0,9 mm / 19 mm	20G x 3/4", N.º 1	amarelo	240 mm	120	480
85.1637.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 20G curta sem adaptador	0,9 mm / 19 mm	20G x 3/4", N.º 1	amarelo	80 mm	120	480
85.1638.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® comprimento 21G sem adaptador	0,8 mm / 19 mm	21G x 3/4", N.º 2	verde	240 mm	120	480
85.1638.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 21G curta sem adaptador	0,8 mm / 19 mm	21G x 3/4", N.º 2	verde	80 mm	120	480
85.1640.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 23G longa sem adaptador	0,6 mm / 19 mm	23G x 3/4", N.º 16	azul	240 mm	120	480
85.1640.203	Agulha de segurança Safety-Multifly® 23G curta sem adaptador	0,6 mm / 19 mm	23G x 3/4", N.º 16	azul	80 mm	120	480
85.1642.201	Agulha de segurança Safety-Multifly® 25G longa sem adaptador	0,5 mm / 19 mm	25G x 3/4", N.º 18	laranja	240 mm	120	480

SARSTEDT S.A.  
Estrada Nacional 249, Km 4,2  
Escritório B r/c - Nave 3  
Cabra Figa  
2635-047 Rio de Mouro  
Tel: +351 21 915 6010  
Fax: +351 21 915 6019  
info.pt@sarstedt.com  
www.sarstedt.com