

Automatic-Sarpette®

Neues Design für ein noch komfortableres Pipettieren



Die SARSTEDT Automatic-Sarpette® im neuen ergonomischen Design bietet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Pipettierserien:

Eigenschaften und Vorteile:

- Ergonomisches Design und optimale Gewichtsverteilung
- Ein-Hand-Bedienung für komfortables Arbeiten
- Pumpengeschwindigkeit in 3-Stufen einstellbar
- Präzise und feinfühliges Steuerung der Füll- und Abgabegeschwindigkeit mittels zwei Pipettierknöpfen
- Optimaler Sitz aller Kunststoff- und Glaspipetten dank mehrfach abgestuften Silikon-Pipettenhalter
- Befüllung einer 50 ml Pipette unter 10 sec. bei maximaler Motorleistung
- Geräuscharmer Pumpenmotor für angenehmes Arbeiten
- NiMH-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 8 Stunden
- LED-Anzeige zur Kontrolle der Akkuladung

Bestellinformation – Automatic-Sarpette®

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackung |
|-------------|--|---------------|
| 90.189.200 | Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät EU, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm) | 1 Stk./Karton |
| 90.189.202 | Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät GB, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm) | 1 Stk./Karton |
| 90.189.203 | Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät US, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm) | 1 Stk./Karton |
| 90.189.204 | Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät AUS, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm) | 1 Stk./Karton |
| 90.189.205 | Automatic-Sarpette® inkl. Ladegerät KR, Tischständer, Wandhalterung, 2 Ersatzfilter (0,45 µm und 0,20 µm) | 1 Stk./Karton |

Bestellinformation – Ersatzteile für Automatic-Sarpette®

| | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Verpackung |
|---|-------------|---|---------------|
|  | 90.189.220 | Ersatzfilter für Automatic-Sarpette®, Porengröße: 0,45 µm | 5 Stk./Beutel |
|  | 90.189.221 | Ersatzfilter für Automatic-Sarpette®, Porengröße: 0,2 µm | 5 Stk./Beutel |
|  | 90.189.222 | Silikonadapter für Automatic-Sarpette® | 1 Stk./Beutel |
|  | 90.189.223 | Ersatzakku für Automatic-Sarpette® | 2 Stk./Beutel |







Serologische Pipetten

- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Größeres Pipettivolumen durch Negativskalierung
- Variable Arbeitsweise durch Gegenskaliierung
- Optimierte Mundstücke für universellen Sitz in den gängigsten Pipettierhilfen
- Führungsrippen am Mundstück der 25 ml Pipetten bieten einen stabilen Sitz im Aufnahmeadapter von Pipettierhilfen
- Einfache Volumenidentifikation durch internationalen Farbcode auf jeder einzelnen Blisterverpackung
- Leicht zu öffnende, antistatische Verpackung
- Erhältlich einzeln steril* oder zu 25 Stück im Beutel verpackt



* Einzeln steril verpackte Pipetten sind als pyrogenfrei/endotoxinfrei und nicht-zytotoxisch zertifiziert.

Bestellinformation – Serologische Pipetten 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

| Bestell-Nr. | Gesamtvolumen/ Graduierung | | Ausführung | Farbcode | Verpackung Stück/Karton |
|-------------|-------------------------------|----------|------------------------------|---|----------------------------|
| 86.1251.001 | 1 ml | 1/100 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/1.000 |
| 86.1251.025 | 1 ml | 1/100 ml | wattiert, steril zu 25 Stück |  | 25/1.000 |
| 86.1252.001 | 2 ml | 1/100 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/1.000 |
| 86.1252.025 | 2 ml | 1/100 ml | wattiert, steril zu 25 Stück |  | 25/1.000 |
| 86.1253.001 | 5 ml | 1/10 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/500 |
| 86.1253.025 | 5 ml | 1/10 ml | wattiert, steril zu 25 Stück |  | 25/500 |
| 86.1254.001 | 10 ml | 1/10 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/500 |
| 86.1254.025 | 10 ml | 1/10 ml | wattiert, steril zu 25 Stück |  | 25/500 |
| 86.1685.001 | 25 ml | 2/10 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/200 |
| 86.1685.020 | 25 ml | 2/10 ml | wattiert, steril zu 20 Stück |  | 20/200 |
| 86.1256.001 | 50 ml | 1/2 ml | wattiert, einzeln steril |  | 1/90 |

SARSTEDT AG & Co. KG
 Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
 Telefon: +49 2293 305 0
 Telefax: +49 2293 305 3450
 Kundenservice Deutschland
 Telefon 0800 0 83 305 0
 info@sarstedt.com
 www.sarstedt.com