

# Automatic-Sarpette®

Novo design para uma pipetagem ainda mais confortável



O Automatic-Sarpette® da SARSTEDT com um novo design ergonômico permite trabalhar de forma confortável e sem cansaço, mesmo no caso de pipetagens em série prolongadas:


## Propriedades e vantagens:

- Design ergonômico e excelente distribuição do peso
- Operação com apenas uma mão para um trabalho confortável
- Velocidade da bomba regulável em 3 níveis
- Comando preciso e sensível da velocidade de enchimento e de débito através de dois botões de pipetagem
- Excelente assentamento de todas as pipetas de plástico e de vidro, graças ao suporte de pipetas de silicone de vários níveis
- Enchimento de uma pipeta de 50 ml em menos de 10 segundos com o motor à potência máxima
- Motor silencioso para um trabalho agradável
- Bateria NiMH com um tempo de operação de até 8 horas
- Indicador LED para controlar a carga da bateria

## Informação para pedidos – Automatic-Sarpette®

Ref.	Descrição	Embalagem
90.189.200	Automatic-Sarpette® incluindo carregador UE, suporte de mesa, Suporte de parede, 2 filtros de reposição (0,45 µm e 0,20 µm)	1 un./caixa
90.189.202	Automatic-Sarpette® incluindo carregador GB, suporte de mesa, Suporte de parede, 2 filtros de reposição (0,45 µm e 0,20 µm)	1 un./caixa
90.189.203	Automatic-Sarpette® incluindo carregador EUA, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros de reposição (0,45 µm e 0,20 µm)	1 un./caixa
90.189.204	Automatic-Sarpette® incluindo carregador AUS, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros de reposição (0,45 µm e 0,20 µm)	1 un./caixa
90.189.205	Automatic-Sarpette® incluindo carregador KR, suporte de mesa, suporte de parede, 2 filtros de reposição (0,45 µm e 0,20 µm)	1 un./caixa

## Informação para pedidos – peças de reposição para Automatic-Sarpette®

	Ref.	Descrição	Embalagem
	90.189.220	Filtro de reposição para Automatic-Sarpette®, tamanho do poro: 0,45 µm	5 un./pacote
	90.189.221	Filtro de reposição para Automatic-Sarpette®, tamanho do poro: 0,2 µm	5 un./pacote
	90.189.222	Adaptador de silicone para Automatic-Sarpette®	1 un./pacote
	90.189.223	Baterias de reposição para Automatic-Sarpette®	2 un./pacote

## Pipetas sorológicas

- Fabricadas em poliestireno transparente
- Maior volume de pipetagem graças à escala negativa
- Modo de trabalho variável graças à contraescala
- Bocais otimizados para encaixe universal nos pipetadores mais comuns
- As saliências de guia no bocal das pipetas de 25 ml proporcionam um encaixe estável no adaptador do pipetador
- Identificação fácil do volume graças ao código de cor internacional em todas as embalagens de blister
- Embalagem fácil de abrir, antiestática
- Disponível esterilizada individualmente\* ou 25 unidades embaladas em pacote



\* As pipetas sorológicas esterilizadas embaladas individualmente são certificadas como isentas de pirogênicos/endotoxinas e não-citotóxicas.

## Informação para pedidos – pipetas sorológicas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Ref.	Volume total/ Graduação	Versão	Código de cor	Embalagem unidade/caixa
86.1251.001	1 ml / 1/100 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/1.000
86.1251.025	1 ml / 1/100 ml	Com filtro, estéreis com 25 unidades		25/1.000
86.1252.001	2 ml / 1/100 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/1.000
86.1252.025	2 ml / 1/100 ml	Com filtro, estéreis com 25 unidades		25/1.000
86.1253.001	5 ml / 1/10 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/500
86.1253.025	5 ml / 1/10 ml	Com filtro, estéreis com 25 unidades		25/500
86.1254.001	10 ml / 1/10 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/500
86.1254.025	10 ml / 1/10 ml	Com filtro, estéreis com 25 unidades		25/500
86.1685.001	25 ml / 2/10 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/200
86.1685.020	25 ml / 2/10 ml	Com filtro, estéreis com 20 unidades		20/200
86.1256.001	50 ml / 1/2 ml	Com filtro, esterilizadas individualmente		1/90

SARSTEDT Ltda.  
Rodovia Marechal Rondon  
km 126, Soamim  
CEP 18540-000  
Porto Feliz – SP  
Tel: +55 11 4152 2233  
Fax: +55 11 4152 3198  
info.br@sarstedt.com  
www.sarstedt.com