

Automatic-Sarpette®

Νέος σχεδιασμός για ακόμα πιο άνετη χρήση



Η Automatic-Sarpette® της SARSTEDT με τον νέο εργονομικό σχεδιασμό προσφέρει άνετη εργασία χωρίς κόπο ακόμα και σε μεγάλες σειρές πιπεταρίσματος:

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Εργονομικός σχεδιασμός και βέλτιστη κατανομή βάρους
- Χειρισμός με το ένα χέρι για άνετη εργασία
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αντλίας σε 3 βαθμίδες
- Ακριβής και ευαίσθητος έλεγχος της ταχύτητας πλήρωσης και διανομής με τη βοήθεια δύο κουμπιών πιπεταρίσματος
- Βέλτιστη εφαρμογή όλων των πλαστικών και γυάλινων πιπετών χάρη στον συγκρατητήρα πιπέτας πολλαπλών διαβαθμίσεων από σιλικόνη
- Πλήρωση πιπέτας 50 ml σε κάτω από 10 δευτερόλεπτα με μέγιστη ισχύ κινητήρα
- Κινητήρας αντλίας χαμηλού θορύβου για ευχάριστες συνθήκες εργασίας
- Μπαταρία NiMH με διάρκεια λειτουργίας έως 8 ωρών
- Ένδειξη LED για έλεγχο του φορτίου της μπαταρίας

Πληροφορίες παραγγελιών – Automatic-Sarpette®

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
90.189.200	Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή EU, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)	1 τεμ./κουτί
90.189.202	Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή GB, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)	1 τεμ./κουτί
90.189.203	Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή US, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)	1 τεμ./κουτί
90.189.204	Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή AUS, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)	1 τεμ./κουτί
90.189.205	Automatic-Sarpette® συμπεριλ. φορτιστή KR, επιτραπέζιας βάσης, επιτοίχιου στηρίγματος, 2 ανταλλακτικών φίλτρων (0,45 μm και 0,20 μm)	1 τεμ./κουτί

Πληροφορίες παραγγελιών – Ανταλλακτικά για Automatic-Sarpette®

	Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
	90.189.220	Ανταλλακτικό φίλτρο για το Automatic-Sarpette®, μέγεθος πόρων: 0,45 μm	5 τεμ./σακούλα
	90.189.221	Ανταλλακτικό φίλτρο για το Automatic-Sarpette®, μέγεθος πόρων: 0,2 μm	5 τεμ./σακούλα
	90.189.222	Προσαρμογέας σιλικόνης για το Automatic-Sarpette®	1 τεμ./σακούλα
	90.189.223	Ανταλλακτικές μπαταρίες για το Automatic-Sarpette®	2 τεμ./σακούλα












Ορολογικές πιπέτες

- Κατασκευασμένες από διαφανές πολυστυρένιο
- Μεγαλύτερος όγκος πιπέτας μέσω αρνητικής κλίμακας
- Μεταβλητή μέθοδος εργασίας μέσω αντίστροφης κλίμακας
- Βελτιστοποιημένο ρύγχος για γενική εφαρμογή στα περισσότερα βοηθήματα πιπέτας
- Ραβδώσεις οδήγησης στο ρύγχος των πιπετών 25 ml παρέχουν σταθερή εφαρμογή στον προσαρμογέα συγκράτησης των βοηθημάτων πιπέτας
- Απλή αναγνώριση του όγκου χρησιμοποιώντας χρωματική κωδικοποίηση σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία
- Εύκολη στο άνοιγμα, αντιστατική συσκευασία
- Διαθέσιμες αποστειρωμένες* σε ατομική συσκευασία ή σε σακούλα των 25 τεμαχίων



* Οι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία πιπέτες είναι πιστοποιημένες ως ελεύθερες πυρετογόνων/ελεύθερες ενδοτοξινών και μη κυτταροτοξικές.

Πληροφορίες παραγγελιών – Ορολογικές πιπέτες 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

Αρ. παραγγελίας	Συνολικός όγκος/ κλίμακα		Τύπος	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
86.1251.001	1 ml	1/100 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/1.000
86.1251.025	1 ml	1/100 ml	με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια		25/1.000
86.1252.001	2 ml	1/100 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/1.000
86.1252.025	2 ml	1/100 ml	με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια		25/1.000
86.1253.001	5 ml	1/10 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/500
86.1253.025	5 ml	1/10 ml	με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια		25/500
86.1254.001	10 ml	1/10 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/500
86.1254.025	10 ml	1/10 ml	με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 25 τεμάχια		25/500
86.1685.001	25 ml	2/10 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/200
86.1685.020	25 ml	2/10 ml	με βαμβάκι, αποστειρωμένη ανά 20 τεμάχια		20/200
86.1256.001	50 ml	1/2 ml	με βαμβάκι, ατομικά αποστειρωμένη		1/90

SARSTEDT M.E.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
190 04 Σπάτα Αττικής
Τηλ. +30 210 6038274
Fax +30 210 6038276
info.gr@sarstedt.com
www.sarstedt.com