

HENm/HENm Cart

Étiquetage spécifique des tubes S-Monovette® avant le prélèvement de sang



Tube Labeler (étiqueteuse de tubes) HENm (dispositif de paillasse) et HENm Cart (version mobile)

- Étiquetage spécifique des tubes S-Monovette selon les informations du SIH ou du SIL
- 1 set par patient avec étiquettes supplémentaires et impression de bon
- Absence d'erreur d'étiquetage, aucun tube manquant
- Sécurité des processus au sein du laboratoire grâce au positionnement parfait des étiquettes

Sécurité du processus de prélèvement de sang au laboratoire

L'étiquetage manuel de tubes de prélèvement de sang s'accompagne de risques d'erreur. Les étiquettes peuvent être mal positionnées et provoquer des dysfonctionnements lors de l'analyse au sein du laboratoire, elles peuvent être appliquées sur le mauvais tube (code matériel erroné) ou des tubes peuvent être oubliés, nécessitant alors un prélèvement ultérieur et entraînant la perte d'un temps précieux.

HENm et HENm Cart permettent de disposer de sets pour patients complets composés de S-Monovette parfaitement étiquetés. L'utilisation au sein de l'hôpital ou du site de prélèvement peut se faire de manière centralisée ou mobile directement auprès du patient. Les informations provenant du SIH (système d'information hospitalier) ou du SIL (système d'information de laboratoire) définissent les S-Monovette nécessaires. Il est également possible d'imprimer des étiquettes et de les joindre au set pour d'autres types de prélèvement, comme un flacon à urine, un écouvillon, etc. La procédure s'achève par l'impression d'un bon résumant les informations nécessaires.

Le mélangeur à rouleaux intégré permet au HENm Cart d'assurer la qualité élevée des échantillons. Les tubes sont mélangés immédiatement après le prélèvement de sang. La batterie intégrée alimente le dispositif HENm, le mélangeur à rouleaux et le PC en toute sécurité pendant la tournée au sein du service.



Bac avec set pour patient



Mélangeur à rouleaux sur HENm Cart



Impression de bon

Caractéristiques techniques

	Tube Labeler (étiqueteuse de tubes) HENm	Tube Labeler (étiqueteuse de tubes) HENm Cart (version mobile)
RÉF. SARSTEDT	90.191.450	90.191.451
Débit	jusqu'à 1400 tubes/h ; env. 900/h en fonctionnement de routine	jusqu'à 1400 tubes/h ; env. 900/h en fonctionnement de routine
Types de S-Monovette®	Diamètre : 11–16 mm Longueur : 75–129 mm (avec bouchon et tige de piston)	Diamètre : 11–16 mm Longueur : 75–129 mm (avec bouchon et tige de piston)
Nombre de types S-Monovette®	max. 14	max. 14
Capacité du magasin	max. 140	max. 140
Amenée de tubes	à l'horizontale dans le compartiment, orientée	à l'horizontale dans le compartiment, orientée
Remise du set	Bac ouvert	Bac ouvert
Procédure d'impression	Thermodirecte	Thermodirecte
Taille d'étiquette	45x30 mm	45x30 mm
Type de code-barres	Tous les codes 1D ordinaires, Data Matrix	Tous les codes 1D ordinaires, Data Matrix
Imprimante d'appoint (intégrée)	pour étiquettes supplémentaires	pour étiquettes supplémentaires
Identification du type de tube	oui	oui
Identification de l'étiquette primaire	oui	oui
Batterie d'alimentation autonome du réseau	non	Oui – 13 h en veille
Mélangeur intégré	non	oui – mélangeur à rouleaux pour 4 tubes ; 24 tr/min
Dimensions l x p x h	199x599x396 mm	599x845x920 mm
Poids	20 kg	55 kg

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com