

# Umstellung Druckfiltrationseinheiten Filtropur L

## Jetzt mit PES Membran für eine effektivere Filtration

Die SARSTEDT Druckfiltrationseinheiten Filtropur L wurden hinsichtlich ihres Membranmaterials umgestellt. Sie besitzen statt einer Celluloseacetat (CA)-Membran eine Polyethersulfon (PES)-Membran.

Dies ermöglicht Ihnen eine noch effektivere Filtration wässriger Lösungen z.B. für die Verwendung in der Zellkultur. Die Effektivität wird hierbei durch eine höhere Durchflussrate und eine noch bessere Vermeidung von unerwünschten Proteinbindungen erreicht.

Nachfolgend finden Sie die betroffenen Artikelnummern mit den zugehörigen neuen Artikelnummern.



Bestell-Nr. ALT	Bestell-Nr. NEU	Produktbeschreibung	Verpackung Stück Innenkarton / Stück Umkarton
83.1827	<b>83.3944</b>	Druckfiltrationseinheit, Filtropur L 0.2 S, Vorfilter: GF, Membran: PES, Filtrationsfläche: 20 cm <sup>2</sup> , Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Schlaucholive, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel	10/50
83.1827.001	<b>83.3944.001</b>	Druckfiltrationseinheit, Filtropur L 0.2 S, Vorfilter: GF, Membran: PES, Filtrationsfläche: 20 cm <sup>2</sup> , Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Luer-Lock, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel	10/50

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

# Pressure filtration units Filtropur L conversion

## Now with PES membrane for more effective filtration results

The membrane material of SARSTEDT pressure filtration units Filtropur L has been changed from cellulose acetate (CA) to polyethersulfone (PES) to improve filtration results of aqueous solutions used in cell and tissue culture. Filtration is more effective due to a higher flow rate and even better prevention of unwanted protein binding.

The following overview is intended to help you identify the new article number for your pressure filtration unit of choice.



OLD Order No.	NEW Order No.	Product description	Units/inner box Units/case
83.1827	<b>83.3944</b>	Pressure filtration unit, Filtropur L 0.2 S, pre-filter: GF, membrane: PES, filtration surface: 20 cm <sup>2</sup> , pore size: 0.2 µm, for sterile filtration, connection: Tube connector, sterile, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 piece(s)/bag	10/50
83.1827.001	<b>83.3944.001</b>	Pressure filtration unit, Filtropur L 0.2 S, pre-filter: GF, membrane: PES, filtration surface: 20 cm <sup>2</sup> , pore size: 0.2 µm, for sterile filtration, connection: Luer lock, sterile, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, 1 piece(s)/bag	10/50