



BIOFLOAT™
3D cell culture
technology

Perfeitamente redondas

Culturas de células 3D
com BIOFLOAT™
placas de culturas celular




SARSTEDT

CULTURAS ESFEROIDES COM BIOFLOAT™

- ✓ **Mais redondo:** revestimento de superfície novo e altamente antiadesivo para facilitar a cultura celular.
- ✓ **Mais rápido:** Esferoides uniformes se formam mais rápido do que na maioria das superfícies antiadesivas e repelentes de células
- ✓ **Mais confiável:** esferoides uniformemente redondos - geralmente um por poço (> 95%) - garantem alta reprodutibilidade de seus resultados.



Com a BIOFLOAT™, seus problemas na área de cultura de esferoides são resolvidos



Convincente - mesmo com tipos de células desafiadoras

Mesmo com tipos de células "difíceis", como hepatócitos primários, o BIOFLOAT™ garante a formação de esferoides de forma confiável.

Robusto - revestimento resistente a lavagens e arranhões

Ao contrário dos produtos à base de hidrogel, o revestimento de polímero ultrafino do BIOFLOAT™ não é afetado pela lavagem e pela ação mecânica das ponteiros.

Simple - não é necessária a etapa de centrifugação

A eliminação da etapa de centrifugação após a inoculação das células não apenas economiza tempo, mas também causa menos estresse nas células.



Teste o excelente desempenho da tecnologia BIOFLOAT™ em seu ambiente de processo. Peça amostras grátis



biofloat.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126

Avecuia

CEP 18546-412

Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

Atendimento ao cliente na Alemanha

Tel: +49 (0) 800 0 83 305 0

info.br@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Mais informações,
vídeos e dispositivos
de teste:
biofloat.sarstedt.com

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com



SARSTEDT