


La nueva generación de placas Deep Well

Mayor calidad, diseño optimizado y más versiones



Excelente rendimiento en todas las aplicaciones estándar

Las nuevas placas Deep Well de SARSTEDT ofrecen un rendimiento excelente en todas las aplicaciones estándar.

Son perfectas para

- preparación,
- centrifugado,
- transporte,
- almacenamiento y mezcla de muestras.



La forma geométrica completamente optimizada ofrece numerosas prestaciones:

- Máxima capacidad con bajo aporte de material
- Mejor mezcla y recuperación optimizada de las muestras
- Apilable de forma segura, lo que mejora significativamente la capacidad de almacenamiento
- Esclusas de aire para descongelar muestras congeladas en baño María

Nuestros productos se entregan listos para usar y están certificados según nuestro elevado estándar de pureza PCR Performance Tested (libre de DNA humano y bacteriano, DNasas, RNasas e inhibidores de la PCR).

NOVEDAD**Placas Deep Well aptas para el aislamiento automatizado de muestras**

Puesto que la moderna tecnología de laboratorio impone unas exigencias justificadamente elevadas a los consumibles asociados, la nueva generación de placas Deep Well admite el aislamiento automatizado de muestras en KingFisher™ y en muchos otros instrumentos de aislamiento de muestras*.

Descripción	Color	Pureza	Material	Presentación	Referencia
Placa Deep Well, fondo en V, 2,2 ml	transparente		PP	4 unidades/bolsa y 24 unidades/caja	82.1972
Peine de puntas	transparente		PP	2 unidades/bolsa y 20 unidades/caja	82.1972.800

* Sistemas compatibles: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen) y Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

Placas Deep Well

Descripción	Color	Pureza	Material	Presentación	Referencia
Placa Deep Well, fondo redondo, 0,5 ml	transparente	Libre de DNA, DNAsas, RNAsas e inhibidores de la PCR,	PP	7 unidades/bolsa y 56 unidades/caja	82.1969.002
Placa Deep Well, fondo redondo, 1,2 ml	transparente	apirógena/libre de endotoxinas, no citotóxica	PS	4 unidades/bolsa y 32 unidades/caja	82.1970.002
Placa Deep Well, fondo redondo, 1,2 ml	transparente		PP	4 unidades/bolsa y 24 unidades/caja	82.1971.002

Láminas de sellado

Descripción	Color	Pureza	Perforable	Presentación	Referencia
Lámina de aluminio adhesiva	aluminio	Libre DNasa/ RNasa	sí	100 unidades/bolsa	95.1995
Lámina de sellado adhesiva	transparente	Libre de DNA, DNAsas, RNAsas e inhibidores de la PCR, apirógena/libre de endotoxinas, no citotóxica	no	100 unidades/bolsa	95.1992

Esterilla de cierre para placas Deep Well

Descripción	Color	Pureza	Presentación	Referencia
Esterilla de cierre para placas Deep Well de 0,5 ml y 1,2 ml	transparente	Libre de DNA, DNAsas, RNAsas e inhibidores de la PCR,	10 unidades/bolsa y 50 unidades/caja	95.1990.002
Esterilla de cierre para placas Deep Well de 2,2 ml	transparente	apirógena/libre de endotoxinas, no citotóxica	10 unidades/bolsa y 250 unidades/caja	95.1991.002

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.
 Alfredo B Nobel 3, Bodega 10
 Colonia Los Reyes Industrial
 54073 Tlalnepantla de Baz
 Estado de México
 Tel: +5255 8501 1577
 Fax: +5255 8501 1578
 info.mx@sarstedt.com
 www.sarstedt.com