




**Especificaciones del producto**  
**Filtro válvula Seraplas® , amarillo, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 53.428  
Descripción del artículo Filtro válvula Seraplas® , V15, amarillo, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación, 100 unidades/caja

**Características del producto**

Ámbito de aplicación extracción de sangre venosa  
Indicado para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación

**Dimensiones**

Longitud del producto 92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Filtro válvula Seraplas® , amarillo, para separación de suero/plasma del coágulo tras la centrifugación**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno (PE)  
Color del producto amarillo

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Ficha de seguridad no  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 75000  
Profundidad caja interior 140 mm  
Ancho de la caja interior 99 mm  
Altura de la caja interior 117 mm  
Profundidad de la caja 513 mm  
Ancho de la caja 293 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.021 cbm  
Peso del producto 0.002 kg  
Peso de la caja 2.61 kg  
EAN de la caja interna 4038917081528  
EAN de la caja 4038917000611

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**