



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 10 ml, cierre blanco, (LxØ): 101 x 16,5 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	46.361
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 10 ml, cierre blanco, preparación: Activador de coagulación, tapón de rosca, (LxØ): 101 x 16,5 mm, fondo redondo, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 10 ml, cierre blanco, (LxØ): 101 x 16,5 mm

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	101 mm
Longitud sin tapón	101 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0539 cbm
Peso del producto	0.0069 kg
Peso de la caja	7.58 kg
EAN de la caja interna	4038917081313
EAN de la caja	4038917000451

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT