



### Descripción del artículo

Número de pedido	18.1325.100
Descripción del artículo	Microvette® CB 200 NC, extracción de sangre capilar, preparación: Solución de citrato trisódico (1:4), volumen nominal: 200 µl, (LxØ) con tapón: 46 x 10,8 mm, cierre negra, tapón a presión, fondo plano, incl. pipeta de sedimentación, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Solución de citrato trisódico (1:4)
Código de color	ISO
Tipo de cierre	tapón a presión
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Microvette® CB 200 NC, 200 µl, cierre negra,  
tapón a presión, fondo plano**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	200 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud del producto	40 mm
Longitud incluido el tapón	46 mm
Longitud sin tapón	40 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	negra

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	15000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	32000
Profundidad caja interior	271 mm
Ancho de la caja interior	126 mm
Altura de la caja interior	36 mm
Profundidad de la caja	283 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	210 mm
Volumen de la caja	0.0159 cbm
Peso del producto	0.0036 kg
Peso de la caja	2.6 kg
EAN de la caja interna	4038917127653
EAN de la caja	4038917021333

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**