

Refill Devrimi

%70'e varan daha az depolama alanı
%64'e kadar daha az malzeme



Refill Devrimi



Ürünlerimizi maksimum hassasiyete, ileri düzey üretim kalitesine ve en yüksek saflığa sahip olacak şekilde üretiyoruz.

45 yıldan uzun süredir tam ayarlı pipet uçları üretiyoruz. Yılların getirdiği bu tecrübeyle, teknik yeterlilikle ve son teknolojiye sahip üretim makinelerimizle birlikte yenilikçi ve esnek bir yeni Refill sistemi geliştirdik. İhtiyaçlarınız ve uygulamalarınız için uygundur. Dayanıklısıdır ve kaynak verimliliği sağlar. Güvenli ve emniyetlidir.

Diğer sayfalara göz atın ve Refill devrimimizi yakından tanıyın. İnce detaylar karşısında şaşkırmaya hazır olun. Yeni özellikleri ve avantajları görün ve elbette bununla da yetinmeyin, bizzat kendiniz deneyin!

SARSTEDT Ekibiniz



**Maksimum
Hassasiyet**



**45 yıllık
tecrübe**



**Teknik
yeterlilik**



**Kaynak
verimliliği**

İçerik

Refill Devrimi	02
Tek sistem – dört opsiyon.	04
Kutu – çok amaçlı ve dayanıklı	06
SingleRefill – çevreye duyarlı ve saf.	08
StackPack – ekonomik ve yer tasarruflu	10
Dolu bir kutu – kolay ve hızlı.	12
Poşet – uygun fiyatlı ve alternatif	14
Refill Devrimi – sürdürülebilir ve çevre dostu	16
Konforlu ve onaylı	18
10 µl pipet uçları – küçük ve ince.	20
20 µl pipet uçları – uzun ve hassas	22
200 µl pipet uçları – güvenli ve etkili	24
300 µl pipet uçları – ince ve narin	26
1.000 µl pipet uçları – onaylı ve çeşitli	28
1.250 µl pipet uçları – uzun ve çok yönlü	30

Tek sistem – dört opsiyon

Atık hacmini %70 oranında azaltır

Kutu

Pipetleme her laboratuvarın merkezinde yer alır. Daha da geliştirilen SARSTEDT pipet uçları kutusu, çok amaçlı ve dayanıklı bir çözüm olarak yeni pipet uçları sistemimizin merkezinde yer alıyor. Tüm tepsilerde bulunan dayanıklı lazer işaretleme sayesinde hacim, parti numarası veya raf ömrü gibi önemli bilgileri güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Kutu, uç sistemimizin temel taşıdır.

S. 6



SingleRefill

Günümüzde en çok sürdürülebilirlik konusuna önem verilmektedir. Yeni SARSTEDT SingleRefill ile artık filtre uçlarınızı da kolayca ve kaynak verimliliği sağlayarak doldurabilirsiniz. Kapalı tasarım pipet uçlarınızı kirlenmeye karşı korur ve bu sayede hijyenik ve çevreye duyarlı bir doldurma yapılmasını mümkün kılar. Sürdürülebilir bir laboratuvar istiyorsanız çözüm SingleRefill.

S. 8



StackPack

Yüksek örnek kapasitesi için verimlilik gerekir. SARSTEDT StackPack, yüksek uç kapasitesi konusunda yıllardır ideal bir çözüm olmuştur. Yapacağınız tek bir el hareketiyle tepsileri tek tek kutuya yerleştirebilirsiniz. Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde uçları doğrudan StackPack'ten de alabilirsiniz. StackPack, verimli çalışmayı mümkün kılan bir yeniliktir.

S. 10



Poşet

Maksimum esneklik olmazsa olmazdır. SARSTEDT poşet ambalaj uygun fiyatlı bir alternatiftir. Herkesin aşına olduğu kilitli ağız sayesinde poşeti hijyenik bir şekilde açabilir ve kapatabilirsiniz. İlave olarak sunulan orijinallik kilidi sayesinde de uçların kullanıma kadar kirlenmeden korunacağını garantisini verir. Poşet, esnek işlemler için uygun fiyatlı bir çözümdür.

S. 14



Kutu

Çok amaçlı ve dayanıklı



Merkezi. Emniyetli. Konforlu.

Çok yönlü iş malzemesi

Sağlam yapılı kutu, laboratuvarınızın evrensel aracıdır. Doğrudan önceden monte edilmiş bir kutuyla çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Daha çok çevreye duyarlı doldurma sistemlerini mi kullanıyorsunuz? Yoksa uçlarınızı kendiniz mi takıyorsunuz? Kutu, tüm çalışma biçimlerine yöneliktir.



Yer tasarrufu sağlayan istif sistemi

Kapak ve taban parçasının üst üste geçecek şekilde tasarlanmış olması, birden fazla kutunun istiflenmesini kolaylaştırır. Kompakt ve sağlam yeni uç kutuları, stoklama ve depolama için mükemmel bir imkân sunar.



Güvenli kapak

Kutu, gövdeye tam oturan kapak mekanizması sayesinde günlük kullanımda güven verir. Sağlam kapatıldığında taşıma, depolama ve otoklavlama işlemlerinin zorlayıcı koşullarına da karşı koyar.



Tavsiye

Düz zeminler – kaygan kutular? O zaman ayrıca alınabilen kauçuk tabanlıkları bir deneyin! Tabanlıklar kutunun altına takılır ve tüm laboratuvar tezgahlarında maksimum tutuş sunar.



SingleRefill

çevreye duyarlı ve saf



Sürdürülebilir. Korunaklı. Hijyenik.


Maksimum koruma

Taban kısmı ile kapak arasındaki ideal bağlantı, ambalaj folyosu çıkarıldıktan sonra bile uçların etrafını çevreleyerek kirlenmeye karşı korur. Böylece SingleRefill kutuya son derece kolay bir şekilde yerleştirilebilir. Maksimum hijyen ve güvenlik sunar.



Maksimum saflık

Son derece saf doldurma sistemi, özellikle zorlu uygulamalarda kendini gösterir. En yüksek saflık Standartımız olan Biosphere® plus da dâhil olmak üzere filtre uçlarını da nihayet kolay şekilde doldurabilirsiniz!



Çevreye duyarlılıktan ödün vermez

Bu yenilikçi tasarımda kutuya kıyasla %41'e kadar daha az malzeme kullanılır. Hafif yapısı sayesinde enerji ve kaynak tasarrufu yapılır. SingleRefill'in tüm parçaları bertaraf için istiflenebilir ve bu sayede maksimum saflıkta daha da az atık hacmi oluşur!



Tavsiye

Hacim, parti numarası, raf ömrü. Tüm tepsilerde bulunan lazer işaretleme sayesinde bu önemli bilgiler kutuya yerleştirme sırasında gözden kaçmaz! Onaylı ve bilindik hacim renk kodlaması sayesinde aradığınız ucu ilk bakışta bulabilirsiniz.



StackPack

ekonomik ve yer tasarruflu



Verimli. Sağlam. Tasarruflu.

Ekonomik istif sistemi

İleri düzey tak-çıkâr sistemi 480 uç alabilir, hem de iki kutu yüksekliğinde. Bu sayede yalnızca bir kutuluk alan üzerinde depolama alanından %70 oranında tasarruf edilir!



Sağlam koruma

Kutuyu çevreleyen çerçeve, uçları kirlenmeye karşı korur. StackPack gücünü çerçevelerin sahip olduğu bu sağlam yapıdan alır. Kutunun yanlarında bulunan ve net bir şekilde belirtilmiş olan basınç noktaları sayesinde tepsiler kolayca çıkarılır.



Düşmeye karşı olağanüstü koruma

Tepsilerin sağlam şekilde birbirine kenetlenmesi ile StackPack, gün içinde yaşanabilecek küçük kazalarda da güvenlidir. Olağanüstü sağlamlığı sayesinde devrilme veya düşme ile sorunsuzca baş edebilir.



Tavsiye

Yüksek kapasite, bir sürü uç. Sorun değil! Uçları doğrudan StackPack'in içinden alabilirsiniz. Oturaklı duruşu ve sağlam çerçevesi sayesinde StackPack asla yerinden oynamaz.



Dolu bir kutu

kolay ve hızlı



Kutu – boş tepsiyi çıkarın



Yanlardaki klipslere basın.



Tepsiyi yukarı kaldırın ...



... ve yer kaplamadan bertaraf edin.

SingleRefill'i yerleştirin



SingleRefill'in tamamını kutuya yerleştirin.



Hafifçe bastırarak oturtun.



Kapağını çıkarın ve çalışmaya devam edin.

StackPack'ten doldurun



Ön ve arkadaki baskı noktalarına basın.



Yukarı kaldırıp çıkarın.



Kutuya yerleştirin ve oturtun. Kapağı çıkarın ve çalışmaya devam edin.

Poşet

ucuz ve alternatif



Hijyenik. Uygun fiyatlı. Esnek.

Konforlu kilitleme

Sağlam yapılı poşet hijyenik olarak tekrar kapatılabilir. Böylece uç kutularınızı gerektiği takdirde istediğiniz zaman elinizle doldurabilirsiniz.



Güvenli kapatma

İlaveten sunulan orijinallik kilidi sayesinde kullanıma kadar uçların içinde DNA, DNase, RNase ve PCR inhibitörleri olmadığından emin olursunuz.



Renkli versiyonlar

200 µl ve 1000 µl uçlarda kullanılan sarı ve mavi renkler, bu uçların hızlı bir şekilde tanımlanmasını daha da kolaylaştırır!



Tavsiye

Poşetteki uçlarla yeniden dolum yapmak için kutunun kapağındaki etiketler herhangi bir kalıntı bırakmadan çıkarılabilir. Bu sayede kutu, tüm uç versiyonları için çok amaçlı bir kutu haline getirilebilir.

Refill Devrimi

sürdürülebilir ve çevre dostu



Seçim sizin!

Size uygun sistemi seçerken daima esnek davranabilirsiniz. Sunduğumuz pratik, çevre dostu ve tasarruflu uç çözümleri arasından tamamen istek ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yapabilirsiniz.

Enerji tasarrufu

Sunduğumuz kutu sistemi, son derece yüksek sağlamlık ile minimum malzeme maliyetini birleştirir. İyi düşünülmüş tasarım sayesinde daha az plastik kullanılır ve bu sayede üretimde daha az enerji harcanır!



Yer tasarrufu

StackPack'te 480 uç, normalde 2 kutudaki 192 uç kadar yer kaplar. Böylece depolama alanından tasarruf edilirken lojistik (dolayısıyla nakliyedeki yakıt tüketimi de) optimize edilir!



Kaynak tasarrufu

İdeal ambalajıyla StackPack, kutuya göre %64'e kadar daha az malzeme kullanılarak üretilir. Böylece kaynaktan tasarruf edilir, plastik kullanımı en aza indirilir!




Atık tasarrufu

Kullanımdan sonra kutu sisteminin bileşenleri tek tek birbiri içine yerleştirilebilir. Bu özellik sayesinde bertaraf etme sürecinde atık oluşumu azaltılır!



What's next

Ham maddelerimiz.
Değerli ve yeniden kullanılabilir*



Konforlu ve iyi düşünölmüş bir sistem içinde bulunan hassas pipet uçları laboratuvarınızın olmazsa olmaz elemanlarıdır. Ancak onlara ihtiyacınız kalmadığı zaman kutuyu, tepsiyi ve diğer ambalaj malzemelerini nereye koyacaksınız?

Artık çok fazla efor sarf etmeden kaynaktan tasarruf edebilir, atık miktarınızı azaltabilir ve yüksek kaliteli plastikleri geri dönüştürebilirsiniz!

Neden?

Pipet uçlarımız ve bunların ambalajları yüksek kaliteli, homojen plastikten üretilmiştir. Geri dönüşüm yapmak için karmaşık bir ayrıştırma gerekmez. Malzemeler kolayca yenilenebilir ve yeni ürünler için tekrar kullanılabilir. İşte ürünlerimiz bu sayede çevre dostudur ve kaynakları korur!

Ne?

Pipet uçlarımızda kullanılan ambalaj malzemeleri değerlidir. Geri dönüşüm konseptimiz ile ambalaj malzemelerinin yeniden kullanımı hedeflenir. Lojistik ortaklarımızla iş birliği içinde öncelikle dış ambalajları merkezi olarak topluyoruz. Ardından plastikler yerel bir atık yönetim şirketine taşınır ve orada işlenir. Bunun sonucunda elde edilen regranülat yeni ürünlerin üretiminde kullanılır.

Nasıl?

Başarılı bir geri dönüşüm için gerekli adımları sizin yerinize atıyoruz! Yerden tasarruf edecek şekilde kutunun, SingleRefill'in ve StackPack'in bileşenlerini ayrı ayrı bir araya getirin ve uygun bir kartonun içine yerleştirin. Hazırladığınız pakete zararsızlık formunu* ekleyin ve paketi sizden ücretsiz olarak teslim almamızı talep edin. İşte kıymetli ham maddelerin tasarrufuna katkı sağlamanız bu kadar kolay!

* What's Next geri dönüşüm konseptinin ülkenizdeki mevcut durumu hakkında bilgi almak için lütfen SARSTEDT temsilcinizle iletişime geçin.

Konforlu ve onaylı



Çeşitli

Pipet uçlarımız da tıpkı sizin uygulama alanlarınız gibi çok yönlüdür. Filtre uçları, Low Retention uçlar ve filtresiz uçlar arasında seçim yapabilirsiniz. Tüm uygulamalar için uygun uç uzunluğunu ve formunu bizde mutlaka bulursunuz.

Çeşitli

Pipet uçlarımız da tıpkı sizin uygulama alanlarınız gibi çok yönlüdür. Filtre uçları, Low Retention uçlar ve filtresiz uçlar arasında seçim yapabilirsiniz. Tüm uygulamalar için uygun uç uzunluğunu ve formunu bizde mutlaka bulursunuz.

Uygun

Özellikle sertifikalı, akredite veya GMP laboratuvarlarında uluslararası test Standartı ISO 8655-2'ye uygun pipet uçlarının kullanılması önemlidir. Uygunluk sertifikalarımız bu doğruluğu düzenli olarak kontrol edildiğini kanıtlamaktadır.

Kayıtlı

SARSTEDT uçları CE işaretlidir ve in vitro tanı aracı olarak onaylanmıştır. Bu uçlar teşhis amacıyla numuneleri analiz etmek için kullanılabilir.

Uyumlu

SARSTEDT uçları, önde gelen üretici markaların pipetlerine evrensel olarak uyur. Bu uçlar sayesinde laboratuvarında birden fazla pipet tipi kullanmak artık sorun değil.

Sertifikalı ve emniyetli

Ödün vermeyen standart kalite.

İster kutuda, ister SingleRefill, StackPack veya poşette olsun, tüm yeni SARSTEDT uçları PCR Performance Tested damgasını taşıyor ve DNA ve RNA analizinin tüm alanlarında hemen kullanılabilir.

Daha fazla güvenlik

Şimdi yeni SingleRefill'de de mevcut.

Yeni Biosphere® plus SingleRefill, SARSTEDT uçlarının üst düzey saflığını konforlu ve ekonomik kutu sistemiyle bir araya getiriyor.



10 μ l pipet uçları

küçük ve ince



Hassas **DE-M**

10 µl pipet uçları küçük boyutları ve dolayısıyla düşük ölü hacimleri nedeniyle en küçük sıvı hacimlerinin hassas pipetlemesi için uygundur.

Yenilikçi

Bu uç, iyi düşünülmüş ve yeni ambalaj sistemi sayesinde tüm uygulamalarda kullanılabilir. Sistemimiz kendini sizin ihtiyaçlarınıza uyarlar. İster SingleRefill ile yüksek saflıkta çalışma, ister StackPack ile yüksek kapasite sağlama veya sadece dolu bir kutu olsun, her talebe uygun bir çözümümüz var.

**Sipariş bilgisi**


Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Saflık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
	70.3010.275	Low Retention filtre ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3010.375	Low Retention filtre ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3010.285	Low Retention filtre ucu, 2,5 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3010.385	Low Retention filtre ucu, 2,5 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3010.255	Filtre ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3010.355	Filtre ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3010.265	Filtre ucu, 2,5 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3010.365	Filtre ucu, 2,5 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
10 µl	70.3010.205	Pipet ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3010.305	Pipet ucu, 10 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3010.210	Low Retention pipet ucu, 10 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3010.110	Low Retention pipet ucu, 10 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3010.200	Pipet ucu, 10 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3010.100	Pipet ucu, 10 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3010	Pipet ucu, 10 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000

Tavsiye

Bir bakışta tanımlama! Tepsilerin üstündeki renk kodlarının yanı sıra artık uçlarla ilgili en önemli bilgileri doğrudan tüm tepsilerin üzerinde bulabilirsiniz.

20 μ l pipet uçları

uzun ve hassas



Emniyetli DE-M

Yenilikçi kutu sistemimizde kullanılan onaylı uç tasarımı, bilindik şekli ve devrim niteliğinde kullanımı bir araya getirir. Pipetlerle birlikte uçlarımızın hassasiyet ve güvenilirliğini uluslararası ISO 8655-2 kontrol normuna göre yapılmış uygunluk kontrollerinden geçirerek onaylıyoruz.

Tam ayarlı

Tam isabetli ve evrensel uçlar sayesinde hangi pipetörleri kullanmak istediğiniz tamamen size kalmıştır. Uçlarımız yaygın kullanılan pipetörlere mükemmel uyum sağlar. Pipetinize hangi ucun uygun olduğunu bulmak için www.sarstedt.com sitesini inceleyin!



Sipariş bilgisi























































Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Safılık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
20 µl	70.3020.275	Low Retention filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3020.375	Low Retention filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3020.255	Filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3020.355	Filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3020.205	Pipet ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3020.305	Pipet ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3020.210	Low Retention pipet ucu, 20 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3020.110	Low Retention pipet ucu, 20 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3020.200	Pipet ucu, 20 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3020.100	Pipet ucu, 20 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3020	Pipet ucu, 20 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000

200 μ l pipet uçları

güvenli ve etkili



Sipariş bilgisi

Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Safılık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
	70.3030.275	Low Retention filtre ucu, 100 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3030.375	Low Retention filtre ucu, 100 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3031.275	Low Retention filtre ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3031.375	Low Retention filtre ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3030.285	Low Retention filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3030.385	Low Retention filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3030.255	Filtre ucu, 100 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3030.355	Filtre ucu, 100 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3031.255	Filtre ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3031.355	Filtre ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3030.265	Filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3030.365	Filtre ucu, 20 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3030.205	Pipet ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3030.305	Pipet ucu, 200 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
200 µl	70.3031.205	Pipet ucu, 250 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3031.305	Pipet ucu, 250 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3030.210	Low Retention pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3030.110	Low Retention pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3031.210	Low Retention pipet ucu, 250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3031.110	Low Retention pipet ucu, 250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3030.200	Pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3030.100	Pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3031.200	Pipet ucu, 250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3031.100	Pipet ucu, 250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3031	Pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000
	70.3030	Pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000
	70.3030.020	Pipet ucu, 200 µl, PCR Performance Tested, sarı, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000

300 μ l pipet uçları

ince ve narin



Ergonomik

Yeni ekstra ince ucumuz her türden PCR tüpüne, vida kapaklı mikrotüplere ve küçük tüplere kap duvarına temas etmeden kolayca takılabilir. Sahip olduğu 60 mm uzunlukla tüpün tabanına kadar ulaşır ve güvenli pipetlemeyi daha da kolaylaştırır. Net dolum seviyesi halkaları sayesinde hacmi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.



Yenilikçi

Bu uç, iyi düşünülmüş ve yeni ambalaj sistemi sayesinde tüm uygulamalarda kullanılabilir. Sistemimiz kendini sizin ihtiyaçlarınıza uyarlar. İster SingleRefill ile yüksek saflıkta çalışma, ister StackPack ile yüksek kapasite sağlama veya sadece dolu bir kutu olsun, her talebe uygun bir çözümümüz var.



Sipariş bilgisi

Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Saflık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
300 µl	70.3040.275	Low Retention filtre ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3040.375	Low Retention filtre ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3040.255	Filtre ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3040.355	Filtre ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3040.205	Pipet ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3040.305	Pipet ucu, 300 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3040.210	Low Retention pipet ucu, 300 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3040.110	Low Retention pipet ucu, 300 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3040.200	Pipet ucu, 300 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3040.100	Pipet ucu, 300 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5 x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3040	Pipet ucu, 300 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 1.000 ad./poşet	-		Standart		10.000

Tavsiye

Özellikle viskoz veya değerli maddelerle mi çalışıyorsunuz? O halde daha da iyi bir geri kazanım için Low Retention uçlarımızı denemenizi öneriyoruz!

1.000 μ l pipet uçları

onaylı ve çeşitli



Evrensel

Şeffaf, mavi renkli, iletken, poşette, kutuda, SingleRefill'de veya StackPack'te olsun, 1.000 µl uç her konuda imdadımıza yetişir. Elbette son derece yüksek saflığa sahip Biosphere® plus ve Low Retention versiyonlarında da mevcuttur!

Genişletilmiş

Kutu ve poşet yeterli olmadığı için 1.000 µl uç artık StackPack tasarımızda da mevcuttur. Doğrudan StackPack'ten hızlı işlemeyi ve karmaşık olmayan yeniden dolumu sağlar. Uçlarda ileri düzey koruma ve en yüksek saflık sizin için büyük öneme mi sahip? O halde SingleRefill çözümümüzü deneyin!



Sipariş bilgisi


Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Saflık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
1.000 µl	70.3050.275	Low Retention filtre ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3050.375	Low Retention filtre ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3050.255	Filtre ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3050.355	Filtre ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3050.205	Pipet ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3050.305	Pipet ucu, 1.000 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
	70.3050.210	Low Retention pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3050.110	Low Retention pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3050.200	Pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3050.100	Pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3050	Pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 500 ad./poşet	-		Standart		5.000
	70.3050.020	Pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, mavi, 500 ad./poşet	-		Farbvariante		5.000
	70.3050.030	İletken pipet ucu, 1.000 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, siyah, 500 ad./poşet	-		Leitfähig		5.000

Tavsiye

Bir bakışta tanımlama! Tepsilerin üstündeki renk kodlarının yanı sıra artık uçlarla ilgili en önemli bilgileri doğrudan tüm tepsilerin üzerinde bulabilirsiniz.

1.250 μ l pipet uçları

uzun ve çok yönlü



Modern

Maksimum şeffaflığa sahip malzeme, net seviye halkaları, çok kanallı pipetler için ideal uygunluk, mükemmel uyum. Bunların hepsi yeni geliştirilen ekstra uzun ucumuzda bir araya getirildi. Ucumuz, çok kanallı ve tek kanallı pipetlerle birlikte hassasiyeti ve rahat kullanımıyla ön plana çıkar.

Yenilikçi

Bu uç, iyi düşünülmüş ve yeni ambalaj sistemi sayesinde tüm uygulamalarda kullanılabilir. Sistemimiz kendini sizin ihtiyaçlarınıza uyarlar. İster SingleRefill ile yüksek saflıkta çalışma, ister StackPack ile yüksek kapasite sağlama veya sadece dolu bir kutu olsun, her talebe uygun bir çözümümüz var.



















Sipariş bilgisi

Hac.	Sipariş No.	Ürün adı	Filtre	Saflık	Model	Ambalajlama	Ad./karton
	70.3060.275	Low Retention filtre ucu, 1.000 µl*, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Low Retention		1.920
	70.3060.375	Low Retention filtre ucu, 1.000 µl*, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Low Retention		1.920
	70.3060.255	Filtre ucu, 1.000 µl*, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	+		Standart		1.920
	70.3060.355	Filtre ucu, 1.000 µl*, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	+		Standart		1.920
	70.3060.205	Pipet ucu, 1.250 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3060.305	Pipet ucu, 1.250 µl, Biosphere® plus, şeffaf, 96 ad./SingleRefill	-		Standart		1.920
1.250 µl	70.3060.210	Low Retention pipet ucu, 1.250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Low Retention		1.920
	70.3060.110	Low Retention pipet ucu, 1.250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5x 96 ad./StackPack	-		Low Retention		1.920
	70.3060.200	Pipet ucu, 1.250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 96 ad./kutu	-		Standart		1.920
	70.3060.100	Pipet ucu, 1.250 µl, PCR Performance Tested, şeffaf, 5x 96 ad./StackPack	-		Standart		1.920
	70.3060	Pipet ucu, 1.250 µl, PCR Performance Tested, 500 ad./poşet	-		Standart		5.000

Tavsiye

Hangi SARSTEDT uçlarının pipetinize uygun olduğunu kolay ve rahat bir şekilde www.sarstedt.com internet sitemizde sunduğumuz çevrimiçi uygunluk tablomuzdan öğrenebilirsiniz.

Uyumluluk tablosu – Pipet uçları


		SARSTEDT pipetler					Eppendorf® pipetler																
		0,1–2 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	100–1.000 µl	0,5–10 µl MC	20–200 µl MC	40–300 µl MC	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	2–20 µl	10–100 µl	50–200 µl	100–1.000 µl	0,1–2,5 µl	0,5–10 µl	2–20 µl	10–100 µl	20–200 µl	30–300 µl MC	
Filtreli pipet uçları																							
2,5 µl		70.3010.265	70.3010.365																				
10 µl		70.3010.255	70.3010.355																				
20 µl		70.3020.255	70.3020.355																				
20 µl		70.3030.265	70.3030.365																				
100 µl		70.3030.255	70.3030.355																				
200 µl		70.3031.255	70.3031.355																				
300 µl		70.3040.255	70.3040.355																				
1.000 µl		70.3050.255	70.3050.355																				
1.000 µl		70.3060.255	70.3060.355																				
Filtresiz pipet uçları																							
10 µl		70.3010	70.3010.305																				
20 µl		70.3020	70.3020.210																				
200 µl		70.3030	70.3030.305																				
250 µl		70.3031	70.3031.305																				
300 µl		70.3040	70.3040.205																				
1.000 µl		70.3050	70.3050.200																				
1.250 µl		70.3060	70.3060.205																				

- = uyumlu
- 10 = sınırlı pipetleme hacmi
- ✘ = önerilmez


- = kontrol edilmedi
- MC = çok kanallı pipet

Pipet üreticileri, teknik değişiklik kapsamında pipetörlerinin pipet konilerini gözden geçirir veya değiştirir. Bu nedenle bizim sunduğumuz uyumluluk tablosu yalnızca bir yönlendirme olarak görülmelidir. Emin olmadığınız durumlarda pipetinizle uçlarımız arasındaki ideal oturma ve atım davranışını kontrol edebilmemiz için size ücretsiz örnek uçlar göndermekten memnuniyet duyarız.


Thermo® Finnpipette




Eppendorf Research® plus




Eppendorf Research® pro




Thermo® Finnpipette® Digital / F1 / F2



Finnpipette® Focus




Finnpipette® Novus




Bio Control


Eppendorf Research® plus




Eppendorf Research® pro



Thermo® Finnpipette® Digital / F1 / F2



Finnpipette® Focus



















Finnpipette® Novus



Bio Control

Uyumluluk tablosu – Pipet uçları

		Gilson® pipetler										Biohit-Sartorius® pipetler															
		PZ/U2 0,2-2 µl	P10/U10 0,1-10 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/U20 2-20 µl	P100/U100 20-100 µl	P200/U200 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1.000/U3.000 200-1.000 µl	P5.000/U5.000 1.000-5.000 µl	P10/U10 1-10 ml	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1.000 µl	100-5.000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl	5-50 µl MC	20-200 µl			
Filtreli pipet uçları		Pipetman® / Ultra / Concept										mLine® Mechanical					Proline®										
2,5 µl		70.3010.265	70.3010.365	70.3010.285	70.3010.385																						
10 µl		70.3010.255	70.3010.355	70.3010.275	70.3010.375																						
20 µl		70.3020.255	70.3020.355	70.3020.275	70.3020.375																						
20 µl		70.3030.265	70.3030.365	70.3030.285	70.3030.385																						
100 µl		70.3030.255	70.3030.355	70.3030.275	70.3030.375																						
200 µl		70.3031.255	70.3031.355	70.3031.275	70.3031.375																						
300 µl		70.3040.255	70.3040.355	70.3040.275	70.3040.375																						
1.000 µl		70.3050.255	70.3050.355	70.3050.275	70.3050.375																						
1.000 µl		70.3060.255	70.3060.355	70.3060.275	70.3060.375																						
Filtreli pipet uçları		Pipetman® / Ultra / Concept										mLine® Mechanical					Proline®										
10 µl		70.3010	70.3010.305	70.3010.200	70.3010.100	70.3010.210	70.3010.110	70.3010.205	70.3010.110																		
20 µl		70.3020	70.3020.210	70.3020.200	70.3020.100	70.3020.205	70.3020.110	70.3020.305	70.3020.110																		
200 µl		70.3030	70.3030.305	70.3030.020	70.3030.210	70.3030.200	70.3030.100	70.3030.205	70.3030.110																		
250 µl		70.3031	70.3031.305	70.3031.020	70.3031.210	70.3031.200	70.3031.100	70.3030.205	70.3031.110																		
300 µl		70.3040	70.3040.205	70.3040.100	70.3040.210	70.3040.110	70.3040.305	70.3040.200	70.3040.305																		
1.000 µl		70.3050	70.3050.200	70.3050.020	70.3050.205	70.3050.030	70.3050.210	70.3050.100	70.3050.305																		
1.250 µl		70.3060	70.3060.205	70.3060.100	70.3060.210	70.3060.110	70.3060.305	70.3060.200	70.3060.305																		

● = uyumlu
 10 = sınırlı pipetleme hacmi
 X = önerilmez

■ = kontrol edilmedi
 MC = çok kanallı pipet

Pipet üreticileri, teknik değişiklik kapsamında pipetörlarının pipet konilerini gözden geçirir veya değiştirir. Bu nedenle bizim sunduğumuz uyumluluk tablosu yalnızca bir yönlendirme olarak görülmelidir. Emin olmadığınız durumlarda pipetinizle uçlarımız arasındaki ideal oturma ve atım davranışını kontrol edebilmemiz için size ücretsiz örnek uçlar göndermekten memnuniyet duyarız.

Notlar

Lined writing area with horizontal lines.

Sorularınızın olması durumunda: Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Web sitemizi de ziyaret edin:
www.sarstedt.com

SARSTEDT International GmbH

Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Şimdi ürün videomuzu izleyin:
www.refillrevolution.tips