

Let's work together

Soluciones de 360° para su preanalítica






Flujo de trabajo preanalítico concebido por SARSTEDT

Soluciones de 360° para su preanalítica

El flujo de trabajo pre y postanalítico incluye los procesos previos y posteriores al análisis de laboratorio propiamente dicho: la toma de muestras, el transporte, la recepción de la muestra y su distribución en el laboratorio, así como el almacenamiento después del análisis. Todos los pasos de este flujo de trabajo son importantes para un resultado óptimo de la analítica.

SARSTEDT le ofrece productos y sistemas integrales y coordinados que se agrupan en la gama Preanalytic Workflow. Aproveche las sinergias de nuestros sistemas.

Let's work together.



Preanalytical Workflow made by SARSTEDT online workflow.sarstedt.com

Perfeccionamos su preanalítica

La optimización y validación de la preanalítica es particularmente importante, ya que dos tercios de los errores del laboratorio provienen de esta fase. Como consecuencia, se reduce la eficiencia del laboratorio.

Un mejor control de las variables de influencia y los factores perturbadores, así como una mayor estandarización de los procesos preanalíticos, pueden eliminar de forma permanente las deficiencias y los problemas del proceso. Esto se traduce en resultados de laboratorio válidos y fiables.

Como uno de los principales proveedores de sistemas de preanalítica del mundo, SARSTEDT ha contribuido de manera decisiva para hacer que la preanalítica sea más segura y fiable. Junto con nuestros clientes, en los últimos años, hemos perfeccionado el flujo de trabajo preanalítico con innovaciones específicas.

Le ofrecemos nuestro asesoramiento

Además de productos de alta calidad y soluciones de sistema coordinados entre sí, nos centramos en el asesoramiento individual y la formación de nuestros clientes.

Para ello, hemos desarrollado el SARSTEDT-Preanalytical-Consultancy-Program (SPCP), un concepto holístico que persigue la identificación cualitativa y cuantitativa de las fuentes de error en la fase de preanalítica y en la aplicación de un plan de acción posterior para una optimización sostenible.

CONVINCENTE

- > Soluciones para la manipulación de muestras, automatización y digitalización
- > Asesoramiento individual y formación
- > Décadas de experiencia y conocimiento



MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET workflow.sarstedt.com



Soluciones de 360°

Desde la toma hasta el archivo de muestras, en las mejores manos

Muestras con una calidad óptima

La toma de muestras óptima se lleva a cabo al principio del flujo de trabajo preanalítico. Si este paso se realiza correctamente, se sientan las bases para un análisis y una evaluación fiables en el laboratorio. Además de una aplicación correcta, los productos adecuados desempeñan aquí un papel crucial:

- Para la fase inicial de la toma de la muestra, nuestros **torniquetes de un solo uso** son la solución adecuada para sus estándares de higiene.
- Junto a la **S-Monovette®** para la extracción de sangre venosa y la **Microvette®** para la extracción de sangre capilar disponemos de otros **recipientes de muestra para recogida de saliva, orina, heces y líquido cefalorraquídeo**.
- Para la eliminación segura de agujas, nuestros **contenedores de eliminación de residuos Multi-Safe** están disponibles en varias versiones.
- Inmediatamente después de la toma, centrifugue el material sensible de la muestra con nuestra **centrífuga de sobremesa SC2700** con hasta 2.700 xg.

Transporte directo

Inmediatamente tras la toma de la muestra, tiene lugar su transporte. Factores como un embalaje apropiado y un envío rápido son cruciales. Una muestra que se transporta de forma rápida y segura sin daños al laboratorio es la base para el análisis impecable de los parámetros solicitados.

SARSTEDT ofrece productos adecuados tanto para el transporte desde la consulta local hasta el laboratorio como para el transporte interno:

- El **sistema de transporte Tempus600®** de última generación envía las muestras directamente al laboratorio inmediatamente después de la toma.
- Con nuestras **cajas de envío**, el transporte postal de muestras de diagnóstico se realiza de acuerdo con las directrices ADR/IATA.
- Nuestros **maletines de transporte** de diferentes tamaños y prestaciones, son perfectos para el transporte de muestras por mensajería conforme a la norma ADR/UN3373.



Únase a la dinámica SARSTEDT.

Confíe en los conocimientos y experiencia de un proveedor líder mundial.

Clasificación y distribución automatizadas

Con la llegada de las muestras al laboratorio empieza la fase previa al análisis. El objetivo es el procesamiento rápido, de alta calidad y económico del material de análisis.

La automatización adaptada a las necesidades específicas del laboratorio es un requisito previo esencial para un flujo de trabajo eficiente:

- Utilice nuestro **BulkSorter BL1200** para el registro automático de entrada de muestras y la distribución de tubos de muestras en función de la petición.
- El **alicotador AL-Flex** etiqueta el tubo secundario con una copia del código de barras primario y pipetea el volumen necesario.
- Puede configurar el **High Speed Sorter HSS** modularmente según sus necesidades. De este modo, el sistema HSS se adapta exactamente a las necesidades de su entorno de laboratorio.

Archivo seguro

El archivo de la muestra se realiza al final del flujo de trabajo del laboratorio. Aquí, son muy importantes los sistemas de almacenamiento que ofrecen una manipulación segura de las muestras y una utilización eficaz del espacio de almacenamiento disponible.

Utilice las soluciones y los sistemas SARSTEDT para diseñar su flujo de trabajo de forma óptima y eficiente:

- Tanto si es con fondo intermedio o sin él, nuestros **tubos secundarios** están hechos a medida para la automatización de laboratorios y sirven para un almacenamiento de muestras fiable.
- Nuestra **diversa gama de tapones roscados y a presión** es adecuada tanto para el cierre manual como automático de los tubos de muestras.
- Con **los racks SARSTEDT** puede almacenar muestras de forma segura y ahorrando espacio gracias a sus diferentes tamaños y colores.

Si tiene alguna duda, estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Más información,
vídeos y asesoramiento:
workflow.sarstedt.com