

Let's work together

Soluções completas para sua pré-análise





Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Soluções completas para sua pré-análise

O fluxo de trabalho pré e pós-analítico inclui os processos antes e depois da análise laboratorial propriamente dita: coleta da amostra, transporte da amostra, aceitação e distribuição da amostra no laboratório e armazenamento das amostras após a análise. Todas as etapas do processo deste fluxo de trabalho são importantes para um resultado ideal da análise.

A SARSTEDT oferece a você produtos e sistemas holísticos e coordenados que são combinados na linha de produtos Preanalytical Workflow. Use as sinergias de nossos sistemas.

Let's work together.



Preanalytical Workflow
made by SARSTEDT
online
workflow.sarstedt.com

Desenvolvemos ainda mais sua pré-análise

Isto é ainda mais importante, pois os erros pré-analíticos representam a maior proporção dos erros de laboratório, totalizando cerca de dois terços. A principal consequência desses erros no campo da pré-análise é a redução da eficiência da medicina laboratorial.

Um melhor controle de fatores de influência e fatores de interrupção, bem como uma maior padronização de processos pré-analíticos podem eliminar permanentemente defeitos e problemas ao longo do processo. Isso leva a resultados laboratoriais válidos e confiáveis.

Como fornecedor global líder no campo de soluções e sistemas pré-analíticos, a SARSTEDT trouxe uma contribuição decisiva para tornar a pré-análise mais segura e eficiente. Com nossos clientes, nos últimos anos desenvolvemos ainda mais o fluxo de trabalho pré-analítico com inovações direcionadas.

Permita-nos lhe oferecer uma consultoria

Além de produtos de alta qualidade e soluções de sistemas coordenados, nos concentramos em consultorias individuais e treinamento para nossos clientes.

Para isso desenvolvemos o SARSTEDT Preanalytical Consultancy Program (SPCP) – um conceito holístico que busca a identificação qualitativa e quantitativa de fontes de erro pré-analíticas e a aplicação de um plano de ação subsequente para uma otimização sustentável.

CONVINCENTE

- > Soluções para manuseio, automação e digitalização de amostras
- > Consultoria e treinamento para processos individuais
- > Décadas de experiência e conhecimento



INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
NA INTERNET
workflow.sarstedt.com



Soluções completas

Nas melhores mãos, da amostragem ao arquivamento

Excelente qualidade de amostras

A amostragem ideal está no início do fluxo de trabalho pré-analítico. Se tudo for feito corretamente nesta etapa, está lançada a base para uma análise e avaliação confiáveis em laboratório. Além da aplicação correta, os produtos certos são decisivos para que isso ocorra:

- Nossos **torniquetes descartáveis** já oferecem a solução certa para seus padrões de higiene durante o armazenamento.
- Além do **S-Monovette®** para amostragem de sangue venoso e o **Microvette®** para amostragem de sangue capilar, temos **recipientes de amostra adicionais para amostragem de saliva, urina, fezes e líquido**.
- Para o descarte seguro de agulhas, nossas **caixas de descarte Multi-Safe** estão disponíveis em diferentes designs.
- Imediatamente após a coleta, centrifugue o material de amostra sensível com nossa **SC2700 centrífuga de mesa** em até 2.700 x g

Transporte direto

As amostras são transportadas diretamente após a amostragem. Fatores como embalagens compatíveis e roteamento expresso são críticos. Uma amostra livre de danos e transportada com rapidez e segurança ao laboratório é fundamental para uma análise impecável dos parâmetros solicitados.

A SARSTEDT oferece os produtos certos para transporte da clínica local até o laboratório, bem como para rotas de transporte interno:

- O sistema de transporte de última geração **Tempus600®** envia amostras diretamente para o laboratório, imediatamente após terem sido colhidas.
- Com nossas **caixas de remessa**, o transporte postal de amostras de diagnóstico ocorre de acordo com as diretrizes da ADR/IATA.
- Nossas **caixas de transporte** em vários formatos e configurações são adequadas para o transporte de amostras por correio de acordo com a ADR/UN3373.



Fique no fluxo com SARSTEDT.

Confie na competência e experiência de um fornecedor líder global.

Classificação e distribuição automatizadas

Assim que as amostras são entregues ao laboratório, começam as etapas do processo preparatório para a análise. O objetivo é o processamento pontual do material de exame, com alta qualidade e economia.

A automação adaptada aos respectivos requisitos do laboratório é um pré-requisito essencial para um fluxo de trabalho eficiente:

- Use nosso **BulkSorter BL1200** para fazer o registro automático de entrada de amostra e da distribuição relacionada ao pedido dos tubos de amostra.
- O **AL-Flex Aliquoter** rotula cada tubo secundário com uma cópia do código de barras primário e pipeta o volume necessário para ele.
- O **High Speed Sorter HSS** pode ser montado modularmente de acordo com suas necessidades. Desta forma, o sistema HSS é adaptado com precisão aos requisitos do seu ambiente laboratorial.

Armazenamento seguro

O armazenamento da amostra ocorre no final do fluxo de trabalho do laboratório. Os sistemas de armazenamento, que oferecem um manuseamento seguro de amostras e uso eficaz do espaço de armazenamento disponível, desempenham um papel importante para isso.

Use soluções e sistemas da SARSTEDT para fazer o projeto ideal e eficiente do seu fluxo de trabalho:

- Com ou sem piso intermediário, nossos **tubos secundários** são feitos sob medida para automação de laboratório e são usados para fazer o armazenamento confiável das amostras.
- Nossas **diversas tampas**, como **tampas de rosca ou rolhas** são adequadas para vedação manual e automática dos diferentes tipos tubos de amostra.
- Com os **suportes de blocos** SARSTEDT, os diversos tamanhos e cores permitem que você armazene amostras com segurança e economia de espaço.

Se houver qualquer dúvida:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Mais informações,
vídeos e consultoria:
workflow.sarstedt.com