

Ganhar tempo

Excelente qualidade de amostras. Transporte direto.
Fluxo de trabalho inteligente.




Todos ganham.




„As novas tecnologias devem permitir sua fácil implementação, em infraestruturas já existentes, possibilitando, ao mesmo tempo, uma manutenção simples e econômica.“





„Amostras de baixa qualidade, devido a hemólise ou transporte tardio, prologam o Turn Around Time (TAT) e prejudicam meus colegas da enfermagem e, de forma indireta, os pacientes também.“



„Mesmo em caso de condições venosas mais complexas e na pediatria, um sistema de coleta de sangue confiável e suave facilita meu trabalho.“



„No meu caso, todos os departamentos funcionam em conjunto. Quando sistemas coordenados otimizam simultaneamente os processos no tratamento, no laboratório, na tecnologia e na logística, toda a atividade clínica sai beneficiada.“



S-Monovette®

Otimiza a qualidade das amostras devido á técnica de aspiração.
Reduz sua taxa de hemólise.



Um sistema, duas técnicas
O S-Monovette permite as técnicas de aspiração e vácuo em um único tubo.

Reduza a taxa de hemólise

Amostras altamente hemolisadas alteram de maneira relevante os resultados laboratoriais e podem tornar necessária a realização de uma nova coleta. Com a técnica de aspiração do S-Monovette® é possível reduzir significativamente a taxa de hemólise e melhorar a qualidade das amostras. Isso é decisivo para obtenção de resultados fidedignos a clínica do paciente, principalmente nas unidades de cuidados intensivos ou nos serviços de emergência.



Técnica de aspiração – uma solução para todas as condições venosas

Com a técnica de aspiração, o S-Monovette® oferece a solução ideal para cada paciente: jovem ou idoso, sadio ou com grave enfermidade. Ou seja, é a melhor opção para qualquer condição venosa. Além da técnica de aspiração, o sistema combinado do S-Monovette® oferece ainda a possibilidade de realizar o ativamento do vácuo convencional momentos antes da coleta.



Economize recursos valiosos e CO₂e

Custos de descarte e volume de resíduos são reduzidos devido ao design compacto do sistema S-Monovette® e à embalagem sustentável em papelão. A produção de um S-Monovette® necessita 32% menos material quando comparado a sistemas à vácuo convencional. Em comparação aos sistemas à vácuo é possível poupar em 200 coletas de sangue por dia, calculado para o ano, uma quantidade de CO₂e equivalente a aquela que 100 árvores conseguem armazenar por ano.

* para mais informações contacte-nos



Ganhar tempo com a qualidade perfeita das amostras

Reduzindo tempo, despesas com pessoal e material com o S-Monovette®

Tempus600®

Envie os tubos de amostras ao laboratório de modo simples, direto e seguro. Reduza o Turn Around Time (TAT).



Diretamente da enfermaria para o laboratório

Com o Tempus600®, você acelera o transporte de amostras, encurta o TAT para amostras clínicas e otimiza todo o fluxo de trabalho pré-analítico. Isso possibilita decisões mais rápidas, que levam a condutas terapêuticas mais assertivas. Tempus600® traz o laboratório para mais perto da enfermaria.

Um toque e começamos

Tempus600® é de utilização intuitiva e elevada eficiência. Com a capacidade de até 1.250 amostras/hora, é possível aliviar significativamente os sistemas de transporte já existentes. O Tempus600® pode ser instalado em duas semanas sem necessidade de alterações estruturais.



Saiba mais sobre a sinergia do S-Monovette® e Tempus600®

s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Desde o pedido do teste até ao resultado das análises – **Ganhe tempo com TATs mais curtos.**

S-Monovette® & Tempus600®

Juntos ainda melhor:
Seguro. Rápido. Sustentável.



Especialmente áreas críticas como p. ex. os serviços de emergência necessitam de soluções confiáveis

- Seguro devido à qualidade elevada e confiável das amostras
- Rápido devido ao transporte direto e calculável das amostras
- Sustentável devido ao fluxo de trabalho pré-analítico moderno

Ganhe com o S-Monovette®

- Reduza seu tempo, suas despesas com pessoal e material com uma taxa de hemólise mínima
- Tire proveito das vantagens de um sistema combinado para todas as condições venosas
- Reduza significativamente suas emissões de CO₂, seu volume de resíduos e seus custos de descarte.

Ganhe com o Tempus600®

- Encurte o tempo total de resposta (ToTAT) para amostras clínicas
- Poupe o tempo precioso de seu pessoal com o transporte simples e direto das amostras e alivie a carga sobre os sistemas de transporte existentes
- Dê o próximo passo em direção à automação do laboratório



Erfahren Sie mehr zur Synergie von S-Monovette® und Tempus600®
s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas coordenados.



Descubra as soluções de 360° para seus sistemas pré-analíticos da SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Para mais informações, vídeos
e dispositivos de teste:
s-monovette-tempus600.sarstedt.com