





Ganhar tempo

Excelente qualidade de amostras. Transporte direto.
Fluxo de trabalho inteligente



Todos ficam a ganhar.





S-Monovette®

Otimiza a qualidade das amostras devido à técnica de aspiração. Baixe a sua taxa de hemólise.



Um sistema, duas técnicas
O S-Monovette® reúne a técnica de aspiração e a técnica de vácuo num único sistema.

Reduza a taxa de hemólise

As amostras de hemólise intensa falsificam os valores de laboratório e podem tornar necessária uma dupla colheita de amostras. Com a técnica de aspiração do S-Monovette®, é possível reduzir significativamente a taxa de hemólise e otimizar a qualidade das amostras.

Uma qualidade de amostras particularmente fiável é decisiva, especialmente em unidades de cuidados intensivos ou nos serviços de urgências.



Técnica de aspiração - uma solução para todas as condições venosas

Com a técnica de aspiração, o S-Monovette® oferece para cada paciente, jovem ou idoso, saudável ou com doença grave, ou seja, para todas as condições venosas, uma solução ideal.

Para além da técnica de aspiração, o sistema dual do S-Monovette® oferece também a técnica de vácuo convencional para a colheita de sangue.



Economize recursos valiosos e CO₂e*

Os custos de eliminação e volume de resíduos são reduzidos devido ao design compacto das cânulas S-Monovette® e à embalagem sustentável em cartão.

A produção de um S-Monovette® necessita de menos 32% de material, quando comparado com sistemas de vácuo.

Em comparação com sistemas de vácuo, poupa-se em 200 colheitas de sangue por dia, calculado para o ano, tanto CO₂ como aquele que 100 árvores conseguem armazenar por ano.

* para mais informações contacte-nos




Ganhar tempo com a qualidade perfeita das amostras

Reduzir tempo, despesas com pessoal e material com o S-Monovette®

Tempus600®

Traz os tubos de amostras para o laboratório de modo simples, direto e seguro Reduza o seu tempo total de resposta (ToTAT).



Diretamente da enfermaria para o laboratório

Com o Tempus600®, acelera o transporte de amostras, encurta assim o tempo total de resposta (ToTAT) para amostras clínicas e otimiza todo o fluxo de trabalho pré-analítico.

O que possibilita decisões mais rápidas, que podem conduzir a uma melhor prestação de cuidados aos pacientes. Tempus600® traz o laboratório para mais perto da enfermaria.


Um toque e começamos

Tempus600® é de utilização intuitiva e elevada eficiência quando usado. Com a capacidade de até 1250 amostras/hora, é possível aliviar significativamente os sistemas de transporte existentes.

O sistema permite ser instalado no espaço de duas semanas sem necessitar de alterações construtivas.



Desde o pedido do teste até ao resultado das análises – **Ganhar tempo com tempos totais de resposta (ToTAT) mais curtos**



S-Monovette® & Tempus600®

Juntos, ainda melhor:
Seguro. Rápido. Sustentável.



Áreas críticas como, p. ex., os serviços de urgências necessitam de soluções fiáveis

- Seguro, devido à qualidade elevada e fiável das amostras
- Rápido, devido ao transporte direto e calculável das amostras
- Sustentável, devido ao fluxo de trabalho pré-analítico moderno

Ganhe com o S-Monovette®

- Reduza o seu tempo, as suas despesas com pessoal e material com uma taxa de hemólise mínima
- Tire proveito das vantagens de um sistema dual para todas as condições venosas
- Reduza significativamente as suas emissões de CO₂, o seu volume de resíduos e os seus custos de eliminação.

Ganhe com o Tempus600®

- Encurte o tempo total de resposta (ToTAT) para a mostras clínicas
- Poupe o tempo precioso do seu pessoal com o transporte simples e direto das amostras e alivie a carga sobre os sistemas de transporte existentes
- Dê o próximo passo em direção à automação do laboratório



Saiba mais sobre a sinergia do S-Monovette® e Tempus600® e s-monovette-tempus600.sarstedt.com

Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas coordenados.



Descubra as soluções de 360° para os seus sistemas pré-analíticos da SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

Se houver qualquer dúvida:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Para mais informações,
vídeos e aconselhamento:
s-monovette-tempus600.sarstedt.com