





# Κερδίστε χρόνο

Βέλτιστη ποιότητα δειγμάτων.  
Άμεση μεταφορά. Έξυπνη ροή εργασίας.



# Κέρδος για όλους.





# S-Monovette®

Βελτιστοποιεί την ποιότητα του δείγματος μέσω της τεχνικής αναρρόφησης. Μειώστε τον ρυθμό αιμόλυσης.



**Ένα σύστημα, δύο τεχνικές**  
Το S-Monovette® συνδυάζει την τεχνική αναρρόφησης και την τεχνική κενού σε ένα σύστημα.

## Μειώστε το ποσοστό αιμόλυσης

Τα δείγματα με υψηλή αιμόλυση αλλοιώνουν τις εργαστηριακές τιμές και ενδέχεται να απαιτούν διπλή δειγματοληψία. Με την τεχνική αναρρόφησης του S-Monovette®, μπορεί να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό αιμόλυσης και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του δείγματος.

Ειδικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, η μεγάλη αξιοπιστία της ποιότητας του δείγματος έχει καθοριστική σημασία.



## Τεχνική αναρρόφησης – μια λύση για όλες τις καταστάσεις φλεβών

Με την τεχνική αναρρόφησης, το S-Monovette® αποτελεί τη βέλτιστη λύση για κάθε ασθενή – νέο ή ηλικιωμένο, υγιή ή σοβαρά άρρωστο – για όλες τις φκαταστάσεις φλεβών.

Εκτός από την τεχνική αναρρόφησης, το διπλό σύστημα του S-Monovette® προσφέρει επίσης τη συμβατική τεχνική κενού για τη συλλογή αίματος.



## Εξοικονομήστε πολύτιμους πόρους και CO<sub>2</sub>e\*

Το κόστος απόρριψης και ο όγκος αποβλήτων μειώνονται χάρη στον σχεδιασμό εξοικονόμησης χώρου των βελόνων S-Monovette® και τη βιώσιμη συσκευασία από χαρτόνι.

Η παραγωγή ενός S-Monovette® απαιτεί 32% λιγότερο υλικό σε σύγκριση με τα συστήματα κενού.

Σε σύγκριση με τα συστήματα κενού, 200 δείγματα αίματος την ημέρα – κατ' έτος – εξοικονομούν όσο CO<sub>2</sub>e μπορούν να αποθηκεύσουν 100 δέντρα ετησίως.


\* Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.



**Κερδίστε χρόνο με τη βέλτιστη ποιότητα δείγματος**  
Μειώστε το κόστος που σχετίζεται με τον χρόνο, το προσωπικό και τα υλικά με το S-Monovette®

# Tempus600®

Μεταφέρετε τα σωληνάρια δειγμάτων στο εργαστήριο εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια. Μειώστε τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης (ToTAT).



## Απευθείας από την πτέρυγα στο εργαστήριο


Με το Tempus600® επιταχύνετε τη μεταφορά του δείγματος, μειώνοντας έτσι τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης (ToTAT) για τα κλινικά δείγματα και βελτιστοποιώντας ολόκληρη την προαναλυτική ροή εργασίας.

Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Το Tempus600® φέρνει το εργαστήριο πιο κοντά στην πτέρυγα.

## One Touch και είστε έτοιμοι

Το Tempus600® είναι διαισθητικό στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Με χωρητικότητα έως και 1.250 δειγμάτων/ώρα, τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς μπορούν να αποφορτιστούν σε σημαντικό βαθμό.

Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί εντός δύο εβδομάδων χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές.



Από το αίτημα διενέργειας δοκιμής έως το αποτέλεσμα της ανάλυσης – **Κερδίστε χρόνο με μικρότερους συνολικούς χρόνους διεκπεραίωσης (ToTAT)**

# S-Monovette® & Tempus600®

Η συνέργεια αποδίδει καλύτερο αποτέλεσμα.  
Με ασφάλεια. Γρήγορα. Βιώσιμα.



**Ιδιαίτερα κρίσιμοι τομείς, όπως τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, χρειάζονται αξιόπιστες λύσεις**

- Ασφάλεια χάρη στην υψηλή, αξιόπιστη ποιότητα του δείγματος
- Γρήγορη, άμεση, υπολογίσιμη μεταφορά δειγμάτων
- Βιωσιμότητα χάρη στην ταυτόχρονη προαναλυτική ροή εργασίας

**Ωφεληθείτε από τη χρήση του S-Monovette®**

- Μειώστε το κόστος που σχετίζεται με τον χρόνο, το προσωπικό και τα υλικά, ελαχιστοποιώντας τον ρυθμό αιμόλυσης
- Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του διπλού συστήματος για όλες τις φλεβικές συνθήκες
- Μειώστε σημαντικά τις εκπομπές CO<sub>2</sub>, τον όγκο των αποβλήτων και το κόστος απόρριψης

**Ωφεληθείτε από τη χρήση του Tempus600®**

- Μειώστε τον συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης (ToTAT) για κλινικά δείγματα
- Εξοικονομήστε τον πολύτιμο χρόνο του προσωπικού σας με την εύκολη, άμεση μεταφορά δειγμάτων και αποφορτίστε τα υφιστάμενα συστήματα μεταφοράς
- Πραγματοποιήστε το επόμενο βήμα προς τον εργαστηριακό αυτοματισμό automation



Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνέργεια του S-Monovette® & του Tempus600®  
[s-monovette-tempus600.sarstedt.com](http://s-monovette-tempus600.sarstedt.com)

# Προαναλυτική ροή εργασίας made by SARSTEDT

Επωφεληθείτε από τη συνεργεία των  
εναρμονισμένων μας συστημάτων.

Ανακαλύψτε τις  
λύσεις 360° της  
SARSTEDT για την  
προαναλυτική  
διαδικασία σας



[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)



Εάν έχετε ερωτήσεις:  
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT Μ.Ε.Π.Ε.**

Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής

Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276

[info.gr@sarstedt.com](mailto:info.gr@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Περισσότερες πληροφορίες,  
βίντεο και συμβουλές:  
[s-monovette-tempus600.sarstedt.com](http://s-monovette-tempus600.sarstedt.com)