



De nieuwe generatie diepwellplaten

Betere kwaliteit, geoptimaliseerd design en meer opties



Uitstekende performance bij alle standaardtoepassingen

De nieuwe deepwellplaten van SARSTEDT bieden een uitstekende performance bij alle soorten standaardtoepassingen.

Ze zijn perfect om monsters:

- te behandelen
- te centrifugeren
- te transporteren
- te bewaren en te mengen



De volledig geoptimaliseerde geometrie biedt vele features:

- Maximale inhoud bij gering materiaalgebruik
- Verbeterde monsterneming, alsook geoptimaliseerde monsterrecuperatie
- Kan veilig worden gestapeld, daarom duidelijk verbeterde opslagcapaciteit,
- luchtsluizen om bevroren monsters in het waterbad te ontdooien

Natuurlijk leveren we de producten – ready to use – gecertificeerd volgens onze hoge zuiverheidsstandaard PCR Performance Tested (vrij van menselijk en bacterieel DNA, DNases, RNases en PCR-remmers).

Deepwellplaten & tip comb geschikt voor de geautomatiseerde monsterisolatie

Aangezien moderne laboratoriumtechnologie terecht hoge eisen stelt aan de bijbehorende verbruiksmaterialen, ondersteunt de nieuwe generatie deepwellplaten de geautomatiseerde monsterisolatie op KingFisher™ en vele andere monsterisolatieapparaten*

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Materiaal	Verpakking	Bestelnr.
Deepwellplaat, V-bodem, 2,2 ml*	transparent		PP	4 stuks/zak en 24 stuks/karton	82.1972
Tip comb**	transparent		PP	2 stuks/zak en 20 stuks/karton	82.1972.800

* Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer), AKTA avant (Cytiva)

** Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

Deepwellplaten

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Materiaal	Verpakking	Bestelnr.
Deepwellplaat, ronde bodem, 0,5 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij,	PP	7 stuks/zak en 56 stuks/karton	82.1969.002
Deepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml	transparent	pyrogeenvrij/	PS	4 stuks/zak en 32 stuks/karton	82.1970.002
Deepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml	transparent	endotoxinevrij	PP	4 stuks/zak en 24 stuks/karton	82.1971.002

Afsluitfolie

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Doorprikbaar	Verpakking	Bestelnr.
Adhesief aluminium folie	aluminium	DNase-/RNase-vrij	ja	100 stuks/zak	95.1995
Adhesieve afsluitfolie	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/	nee	100 stuks/zak	95.1992
		endotoxinevrij			

Afsluitmat voor deepwellplaten

Benaming	Kleur	Zuiverheid	Verpakking	Bestelnr.
Afsluitmat, voor deepwellplaten 0,5 ml en 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/	10 stuks/zak en 50 stuks/karton	95.1990.002
Afsluitmat, voor deepwellplaten 2,2 ml	transparent	endotoxinevrij	10 stuks/zak en 250 stuks/karton	95.1991.002

SARSTEDT BV

Uitbreidingsstraat 84/3, 2600 Berchem
Tel +32 3 541 76 92, Fax +32 3 541 81 03
info.be@sarstedt.com, www.sarstedt.com

SARSTEDT BV

Rithmeesterpark 23 A, 4838 GZ Breda
Tel: +31 76 501 75 50, Fax: +31 76 501 76 26
info.nl@sarstedt.com, www.sarstedt.com