


全新一代深孔板

质量更佳, 设计更优, 选择更多



适用于样品的:

- > 制备
- > 离心
- > 运输
- > 储存和混合

适用于各种标准应用，尽显卓越性能

深孔板板型全面优化，具有诸多特点：

- 孔板通透，容量大
- 样品更易混匀，高效回收
- 方便堆叠，节省存储空间
- 气锁设计，便于水浴融化样本

可提供高洁净度标准 PCR Performance Tested 认证（不含人源性或细菌源性 DNA、无 DNA 酶和 RNA 酶、不含 PCR 抑制剂）。

适用于自动化提取样品的深孔板

日新月异的实验室技术设备对相关耗材提出了更高要求，我们的全新一代深孔板兼容 KingFisher™ 及其他诸多样品提取设备进行自动化样品提取。

名称	颜色	洁净度	材料	包装	订购货号
深孔板, V 型底, 2.2 ml*	透明		PP	4 块/袋, 24 块/箱	82.1972
深孔板, V 型底, 2.2 ml*	透明	 无菌	PP	1 块/袋, 24 块/箱	82.1972.005
深孔板 (低蛋白吸附), V型底, 2.2ml*	透明		PP	4 块/袋, 24 块/箱	82.1972.600
深孔板 (低DNA吸附), V型底, 2.2ml*	透明		PP	4 块/袋, 24 块/箱	82.1972.700
磁棒套**	透明		PP	2 块/袋, 20 块/箱	82.1972.800

* 兼容设备型号: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

**兼容设备型号: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

通用深孔板

名称	颜色	洁净度	材料	包装	订购货号
深孔板, 圆底, 0.5 ml	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	PP	7 块/袋, 56 块/箱	82.1969.002
深孔板, 圆底, 1.2 ml	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	PS	4 块/袋, 32 块/箱	82.1970.002
深孔板, 圆底, 1.2 ml	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	PP	4 块/袋, 24 块/箱	82.1971.002

封板膜

名称	颜色	洁净度	是否可穿刺	包装	订购货号
粘性铝膜	金属铝本色	不含 DNA 酶/RNA 酶	是	100 张/袋	95.1995
粘性封板膜	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	否	100 张/袋	95.1992

封板垫

名称	颜色	洁净度	包装	订购货号
封板垫, 用于 0.5 ml 和 1.2 ml 深孔板	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	10块/袋, 50块/箱	95.1990.002
封板垫, 用于 2.2 ml 深孔板	透明	不含 DNA/DNA 酶/RNA 酶、不含 PCR 抑制剂、不含热原/内毒素	10块/袋, 250块/箱	95.1991.002

莎斯特 (上海) 贸易有限公司

上海市东方路69号裕景国际商务 / 广场A座1706室 200120 / 电话: +86 21 50 62 01 81 / 传真: +86 21 50 58 07 00
info.cn@sarstedt.com / www.sarstedt.com