


차세대 딥 웰 플레이트

향상된 품질, 최적화된 디자인, 더 많은 옵션



다음에 적합합니다.

- > 검체 처리
- > 검체 원심분리
- > 검체 운반
- > 검체 보관과 혼합

표준 어플리케이션에서 뛰어난 성능

최적화된 형상으로 다음과 같은 많은 특징을 제공합니다.

- 적은 검체 사용량에서도 최적의 결과
- 개선된 검체 혼합 및 검체 회수
- 안전하게 쌓을 수 있어 보관 공간 최소화
- 수조에서 냉동 검체를 해동하기 위한 에어로크

높은 순도의 PCR Performance Tested(인간 및 박테리아 DNA, DNase, RNase 및 PCR inhibitors가 없는) 표준에 따라 인증된 제품을 제공 드립니다.

자동화 검체 분리에 적합한 딥 웰 플레이트

현대 실험실 기술은 관련 소모품에 대한 요구 사항이 높기 때문에 차세대 딥 웰 플레이트는 KingFisher™ 및 여러 검체 분리 장치에서 높은 호환성을 지원합니다.

명칭	색상	순도	재질	포장	주문 번호
딥 웰 플레이트, V자형 바닥, 2.2ml*	투명		PP	4개 / 파우치 & 24개 / 박스	82.1972
딥 웰 플레이트, V자형 바닥, 2.2ml*	투명	& 멸균	PP	1개 / Blister & 24개 / 박스	82.1972.005
딥 웰 플레이트, Protein Low Binding, V자형 바닥, 2.2 ml*	투명		PP	4개 / 파우치 & 24개 / 박스	82.1972.600
딥 웰 플레이트, DNA Low Binding, V자형 바닥, 2.2 ml*	투명		PP	4개 / 파우치 & 24개 / 박스	82.1972.700
Tim comb**	투명		PP	2개 / 파우치 & 20개 / 박스	82.1972.800

* 호환 시스템: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

**호환 시스템: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

딥 웰 플레이트

명칭	색상	순도	재질	포장	주문 번호
딥 웰 플레이트, 원형 바닥, 0.5ml	투명	Free from DNA/DNase/RNase	PP	7개 / 파우치 & 56개 / 박스	82.1969.002
딥 웰 플레이트, 원형 바닥, 1.2ml	투명	and PCR inhibitors, non-pyrogenic/	PS	4개 / 파우치 & 32개 / 박스	82.1970.002
딥 웰 플레이트, 원형 바닥, 1.2ml	투명	endotoxin-free	PP	4개 / 파우치 & 24개 / 박스	82.1971.002

밀봉 필름

명칭	색상	순도	친공 가능	포장	주문 번호
접착 알루미늄 필름	알루미늄	Free from DNase/RNase	예	100개 / 파우치	95.1995
접착 밀봉 필름	투명	Free from DNA/DNase/RNase and PCR inhibitors, non-pyrogenic/endotoxin-free	아니요	100개 / 파우치	95.1992

딥 웰 플레이트용 밀봉 매트

명칭	색상	순도	포장	주문 번호
밀봉 매트, 딥 웰 플레이트용, 0.5ml 및 1.2ml	투명	Free from DNA/DNase/RNase and PCR inhibitors, non-pyrogenic/endotoxin-free	10개 / 파우치 & 50개 / 박스	95.1990.002
밀봉 매트, 딥 웰 플레이트용, 2.2ml	투명		10개 / 파우치 & 250개 / 박스	95.1991.002

SARSTEDT International GmbH

Representation Office South Korea / Samhwan Hypex Building A 301-2, / 240 Pangyoeyeok-ro, Bundang-gu, / Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13493 / Tel: +82 31 602 9612 / Fax: +82 31 624 4912 / info.kr@sarstedt.com / www.sarstedt.com