


# 新世代型ディープウェルプレート

より高い品質、設計の最適化、より多くのオプション



検体の以下の用途に最適

- > 準備
- > 遠心分離
- > 輸送
- > 保管および混合

## あらゆる標準アプリケーションで卓越したパフォーマンスを発揮

すべてが最適化されたジオメトリで多くのメリットを提供:

- 材料の使用量を抑制しつつ最大限の容量を実現
- 最適化された検体の混合の改善と検体回収率
- 安全な積み重ねが可能で、収納力を大幅に向上
- 凍結した検体をウォーターバス内で解凍するためのエアロック

当社の製品はすぐに使用できる状態でありPCR Performance Testedとして認証済みです (ヒトおよび細菌の DNA、DNase、RNase、PCR フリー)。

## 自動検体分離に適したディープウェルプレート

最新のラボ技術では、関連する消耗品に当然のことながら高い要求が課せられるため、新世代型のディープウェルプレートは、KingFisher™ およびその他の多くの検体分離機器での自動検体分離をサポートします\*。

名称	色	グレード	材質	包装単位	注文番号
ディープウェルプレート、V底、2.2 ml*	透明		PP	4 個/袋 & 24 個/箱	82.1972
ディープウェルプレート、V底、2.2 ml*	透明	 および無菌	PP	1 個/ブリスターパック & 24 個/箱	82.1972.005
ディープウェルプレート、タンパク質低吸着、V底、2.2 ml*	透明		PP	4 個/袋 & 24 個/箱	82.1972.600
ディープウェルプレート、DNA低吸着、V底、2.2 ml*	透明		PP	4 個/袋 & 24 個/箱	82.1972.700
チップコーム**	透明		PP	2 個/袋 & 20 個/箱	82.1972.800

\* 互換性のあるシステム: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

\*\*互換性のあるシステム: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

## ディープウェルプレート

名称	色	グレード	材質	包装単位	注文番号
ディープウェルプレート、丸底、0.5 ml	透明	DNA/DNase/ RNase、PCR阻	PP	7 個/袋 & 56 個/箱	82.1969.002
ディープウェルプレート、丸底、1.2 ml	透明	害剤フリー、パイロジェンフリー/エンドトキシンフリー	PS	4 個/袋 & 32 個/箱	82.1970.002
ディープウェルプレート、丸底、1.2 ml	透明	害剤フリー、パイロジェンフリー/エンドトキシンフリー	PP	4 個/袋 & 24 個/箱	82.1971.002

## 密閉フィルム

名称	色	グレード	突刺し可能	包装単位	注文番号
粘着性アルミホイル	アルミニウム	DNase/RNaseフリー	あり	100 / 袋	95.1995
粘着性密閉フィルム	透明	DNA/DNase/RNase、PCR阻 害剤フリー、パイロジェンフリー/エンドトキシンフリー	なし	100 / 袋	95.1992

## ディープウェルプレート用密閉マット

名称	色	グレード	包装単位	注文番号
密閉マット、0.5 mlおよび1.2 mlのディープウェルプレート用	透明	DNA/DNase/RNase、PCR阻 害剤フリー、パイロジェンフリー/エンドトキシンフリー	10 個/袋 & 50 個/箱	95.1990.002
密閉マット、2.2 mlのディープウェルプレート用	透明	害剤フリー、パイロジェンフリー/エンドトキシンフリー	10 個/袋 & 250 個/箱	95.1991.002

## ザルスタット株式会社

〒101-0047 / 東京都千代田区内神田2-16-11 / 内神田渋谷ビル 8階 / Tel: (03)3526 3530  
Fax: (03)3526 0870 / info.jp@sarstedt.com / www.sarstedt.com