

# 細胞培養製品

SARSTEDT



READY.  
SET.  
GROW!

# SARSTEDT : 細胞培養に最適



これらの製品は、ご購入になる前に無料でお試しください！  
cellculture.  
sarstedt.com/jp

SARSTEDT で細胞培養に新たなスタンダードを！当社の革新的な製品ラインナップは、フラスコ、シャーレ、プレートおよび多数の付属品で構成され、あらゆるin vitro条件に多様な培養表面を提供し、多種多様な細胞タイプに対応します。当社の精密な成型技術と最高の品質スタンダードが、より優れた研究への道を拓きます。

SARSTEDT カラーコードによって、正しい容器をひと目で判別できます。SARSTEDT のノウハウとポートフォリオにお任せください。

## 細胞培養シャーレ

- SARSTEDT SUREGrip – アウターリングにより、**感触的なフィードバックとディッシュの確実な保持を実現**
- はっきりと見やすい矢印で、底面と蓋の**一環性のあるポジショニング**が可能
- 蓋の通気用ノッチにより、最適な**ガス交換**が可能
- スタッキング用エッジにより**安全な積み重ねが可能**
- 35 mmおよび60 mmのシャーレには、**クローニング実験用のグリッドオプション**を設定

## 細胞培養フラスコ

- **ピペットやスクレーパーがフラスコすみずみまでアクセス可能**
- 大きな記入欄
- **エンボス加工された目盛**
- スタッキング用エッジにより、**安全な積み重ねが可能**
- 斜のフラスコネックと液垂れ防止エッジによって、**コンタミのリスクを軽減**

## 細胞培養プレート

- 英数字がプレートエッジとウェル間に刻印され、分注時に**ウェルの位置が確認しやすい**
- へこみ部分で自立するようになっており、分注時の**コンタミのリスクを軽減**
- 握りやすいサイドラスターで**確実な保持**
- 側面が透明になっており、**培地の目視が可能**
- 通気用ノッチと凝縮リングを蓋に一体形成し、**ガス交換と蒸発の抑制を実現**

SARSTEDT カラーコードは、3つの表面処理を示すもので、これによって最適な細胞培養容器の選択が可能になります。

**赤** – 付着性細胞用の標準的な表面処理

**黄** – 難易度の高い付着性細胞、通常より少量の血清、もしくは血清を含まない条件下で培養される細胞用の SARSTEDT Cell+ 表面

**緑** – 浮遊細胞用の培養容器

お客様の細胞に適した培養容器については、右記QRコードからご確認頂けます。



当社は豊富な製品ラインナップをご用意し、細胞培養のワークフロー全体をサポートいたします。

概要は、[cellculture.sarstedt.com/jp](http://cellculture.sarstedt.com/jp) をご参照ください

**Let's grow! SARSTEDT**

## ザルスタット株式会社

〒101-0047

東京都千代田区内神田2-16-11

内神田渋谷ビル 8階

Tel: +81 3 3526 3530

Fax: +81 3 3526 0870

[info.jp@sarstedt.com](mailto:info.jp@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)