

Organize tudo!

Em segundos com o novo BL 3500 Bulksorter



Automação laboratorial



Forma compacta e design ergonómico

Graças às suas dimensões compactas de 1385 x 905 x 1455 mm, o BL 3500 também se adapta perfeitamente a pequenos laboratórios. O BL 3500 combina complexidade técnica com um design otimizado e compacto.

Número de amostras 3500 tubos/h

A rapidez e a fiabilidade são fatores fundamentais na classificação de amostras. O BL 3500 estabelece novos padrões também neste domínio.

Com um número de amostras de até 3500 tubos por hora, o BL 3500 é um dos mais rápidos do mercado e, por isso, faz parte do equipamento básico de todos os laboratórios modernos, sejam eles maiores ou mais pequenos.

Função inteligente de loop

Uma amostra do material a granel não é claramente identificável ou a ordem de ensaio ainda não está ativa no LIS? Com a função inteligente de loop do BL 3500, isso não é um problema. Isto porque a devolução da amostra ajuda a atribuir claramente a amostra durante uma repetição do ensaio. Se isso também não for possível, a amostra é ejetada para um recipiente separado de uma forma simples e descomplicada.



Aumente a eficiência do seu laboratório

O tempo é um fator fundamental na rotina diária do laboratório. Com o novo BL 3500, as equipas de laboratório têm ao seu lado um membro da equipa de confiança que fornece um apoio eficiente e livre de erros para a classificação de amostras – mais rapidamente do que nunca.

Rápido transporte e classificação de amostras



Reduz o tempo de resposta das amostras (TAT), alimentando as amostras diretamente no BL 3500 utilizando o sistema de transporte de amostras Tempus600®

Visão geral de todas as funcionalidades:
s-monovette-tempus600.sarstedt.com/#tempus600



Visão geral de todas as vantagens – o novo BL 3500



Eficiência e economia de tempo

- Fornecimento acelerado de resultados de análise para otimizar a prestação de cuidados aos pacientes
- As amostras urgentes podem ser processadas com prioridade, o que garante um diagnóstico rápido e o início célere do tratamento e da prestação de cuidados aos pacientes
- O design compacto cria um laboratório valioso e adapta-se perfeitamente aos conceitos de laboratório existentes



Facilidade de utilização

- A interface de utilizador intuitiva permite uma operação simples e eficiente, reduz os custos de formação e minimiza o risco de erros de operação
- Ambiente de trabalho otimizado: o design ergonómico reduz o esforço do pessoal e promove um ambiente de trabalho mais confortável e, por conseguinte, mais produtivo
- A visualização clara dos objetivos de distribuição contribui significativamente para minimizar os erros de operação



Precisão

- Minimização dos riscos: o processamento automatizado e a leitura de códigos de barras reduzem o risco de misturas de amostras e outros erros
- Aumento da segurança e fiabilidade na análise: as amostras incorretamente rotuladas são detectadas de forma fiável e não entram no analisador



Flexibilidade

- Adaptabilidade: devido à compatibilidade com vários tipos e tamanhos de amostras, os laboratórios podem utilizar tubos de amostras de diferentes fabricantes de forma flexível
- Personalização: vários critérios de classificação podem ser adaptados a diferentes rotinas diárias e definidos de forma flexível



Libertar recursos humanos

- Permite que o pessoal seja empregue de forma mais eficiente em tarefas prioritárias
- A redução dos controlos manuais das amostras reduz o volume de trabalho



O BL 3500 da SARSTEDT – o complemento indispensável para o trabalho diário no laboratório. Visão geral de todas as funcionalidades: bl3500.sarstedt.com



Tampão de amostras para um funcionamento contínuo e ininterrupto

Suporte para transporte* bloqueável para utilização com uma só mão



Alimentação de amostras possível através do Tempus600®

Alimentação de amostras urgentes (amostras STAT) através de inserção separada



Função de loop: devolução automática de amostras não reconhecidas ou de amostras sem ordem de ensaio ativada para a área a granel

Registo automatizado de amostras no Sistema de Informação Laboratorial (LIS)

* Patente registada



Operação intuitiva

Visualização clara e individual dos objetivos de distribuição na tela

Design ergonómico e compacto

Verificação de admissibilidade de códigos de barras e preparação de tubos

Compatível com todos os tipos de amostra comuns

Critérios de classificação personalizáveis

O fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas coordenados.



Descubra as soluções completas para pré-análise da SARSTEDT:

workflow.sarstedt.com



Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SintraP

Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Mais informações e vídeos:
bl3500.sarstedt.com