



Para o uso de consumíveis SARSTEDT em criopreservação

"Cryo Performance Tested" – os produtos estão em conformidade com os seguintes critérios de pureza certificados:

- ✓ Estéril
- ✓ Isento de pirogênios/endotoxinas
- ✓ Isento de DNA
- ✓ Isento de DNase/RNase
- ✓ Não citotóxico
- ✓ Não mutagênico
- ✓ CE IVD

Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:

Esterilidade validada em conformidade com a norma ISO 11137

Pirogênios/endotoxinas <0,06 EU/ml

DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl

DNase <1x10⁻⁵ U/μl, RNase <1x10⁻⁹ unidades Kunitz/μl

Não citotóxico em conformidade com a norma ISO 10993

Isenção de mutagênicos de acordo com o teste de Ames II