



Para el uso de material fungible SARSTEDT en criopreservación

Los artículos "Cryo Performance Tested" cumplen los siguientes criterios de pureza certificados:

- ✓ Estériles
- ✓ Apirógenos / libres de endotoxinas
- ✓ Libre de DNA
- ✓ Libre de DNasa / RNasa
- ✓ No citotóxicos
- ✓ No mutagénicos
- ✓ CE IVD

Garantizamos que se cumplen los valores límite siguientes:

Esterilidad validada según ISO 11137

Pirógenos / Endotoxinas <0,06 UE/ml

DNA humano <0,5 pg/μl, DNA bacteriano <0,02 pg/μl

DNasa <1x10⁻⁵ U/μl, RNasa <1x10⁻⁹ unidades Kunitz/μl

No citotóxicos según ISO 10993

Ausencia de mutagenicidad según la prueba de Ames II