



## Pour l'utilisation des consommables SARSTEDT en Cryoconservation

Les consommables « Cryo Performance Tested » satisfont les critères de pureté certifiés suivants:

- ✓ Stérile
- ✓ Exempt de pyrogènes / endotoxines
- ✓ Exempt d'ADN
- ✓ Exempt de DNase/RNase
- ✓ Non cytotoxique
- ✓ Non mutagène
- ✓ CE IVD

Nous vous garantissons que les valeurs limites suivantes sont respectées:

Stérilité validée selon la norme ISO 11137  
Pyrogènes / Endotoxines <0,06 UE/ml  
ADN humain <0,5 pg/μl, ADN bactérien <0,02 pg/μl  
DNase <1x10<sup>-5</sup> U/μl, RNase <1x10<sup>-9</sup> unités Kunitz/μl  
Non cytotoxique selon la norme ISO 10993  
Absence de mutagenicité selon le test d'Ames II