

Tabela de compatibilidade - Pontas de pipeta

Pipetas Gilson®		Pipetas Biohit-Sartorius®										Pipetas Brand®										Pipetas Socorex®																																														
P20/2 0,2-2 µl	P10/0,10 0,1-1 µl	C8/C12 1-10 µl	P20/0,20 2-20 µl	P100/0,100 20-100 µl	P200/0,200 20-200 µl	U8 20-300 µl	P1000/0,5000 100-1000 µl	P5000/0,50000 1000-5000 µl	P100/0,10 1-10 ml	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1000 µl	100-5000 µl	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	5-50 µl MC	20-200 µl	50-250 µl MC	50-300 µl MC	100-1000 µl	100-5000 µl	0,2-10 µl	10-300 µl	50-1000 µl	50-1200 µl MC	100-5000 µl	0,1-1 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	25-250 µl	100-1000 µl	0,1-1 µl	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl MC	100-1000 µl	1-10 ml	0,5-10 µl	0,5-10 µl MC	2-20 µl	1-20 µl MC	20-200 µl	100-1000 µl	0,1-2 µl	0,5-10 µl	1-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	10-200 µl	100-1000 µl	0,5-5 ml	1-10 ml	0,5-10 µl MC	5-50 µl MC	20-200 µl MC	40-300 µl MC

Pontas de pipetas com filtro

Volume	Imagem	Part. No. 1	Part. No. 2
2,5 µl		70.3010.265 70.3010.285	70.3010.365 70.3010.385
10 µl		70.3010.255 70.3010.275	70.3010.355 70.3010.375
20 µl		70.3020.255 70.3020.275	70.3020.355 70.3020.375
20 µl		70.3030.265 70.3030.285	70.3030.365 70.3030.385
100 µl		70.3030.255 70.3030.275	70.3030.355 70.3030.375
200 µl		70.1189.215	
200 µl		70.3031.255 70.3031.275	70.3031.355 70.3031.375
300 µl		70.3040.255 70.3040.275	70.3040.355 70.3040.375
1000 µl		70.3050.255 70.3050.275	70.3050.355 70.3050.375
1000 µl		70.3060.255 70.3060.275	70.3060.355 70.3060.375
1250 µl		70.1186.210 70.1186.410	

Pipetman®/Ultra/Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e
● 2,5 ● X	● 2,5 ● 2,5	● 2,5 ● 2,5	● 2,5	X ● 2,5 ● 2,5	X ● 2,5 ● 2,5	● 2,5 ● 2,5 ● 2,5 ● 2,5	● X		● 2,5
● ● X	● ●	● ●	●	X ● 10	X ● ●	● ● ● ●	● ●		●
● ●	●			● ●	X		● ●		
	X X X	● 20 ● 20 X X X	X	● ● ● 20 X X	● ● ● X	● 20	● ● ● ● X		● X
	X 100	● ● ● 100 X X	X	X X X X X	X 100 100 X	● 100	X X ● ● 100		● 100 100
● ● ●	● ● ●	● ● ●							
X X ● X	X ●	X X ● 200 200	X	X X X X X	X ● ● X	● 100	X X X X ●		X ● ●
X X ● ●	X ● ●	X X ● ● ●	●	X X X ● ●	X X ● ●	●	X X X X ●		X ● ●
			● X			●			
			●			●			
			X			●			

Pontas de pipeta sem filtro

Volume	Imagem	Part. No. 1	Part. No. 2
10 µl		70.3010 70.3010.200 70.3010.210 70.3010.205	70.3010.305 70.3010.100 70.3010.110
20 µl		70.3020 70.3020.200 70.3020.205 70.3020.305	70.3020.210 70.3020.100 70.3020.110
200 µl		70.3030 70.3030.020 70.3030.200 70.3030.205	70.3030.305 70.3030.210 70.3030.100 70.3030.110
200 µl		70.1189.105	
250 µl		70.3031 70.3031.020 70.3031.200 70.3031.205	70.3031.305 70.3031.210 70.3031.100 70.3031.110
300 µl		70.3040 70.3040.100 70.3040.110 70.3040.200	70.3040.205 70.3040.210 70.3040.305
1000 µl		70.3050 70.3050.020 70.3050.030 70.3050.100 70.3050.110	70.3050.200 70.3050.205 70.3050.210 70.3050.305
1250 µl		70.3060 70.3060.100 70.3060.110 70.3060.200	70.3060.205 70.3060.210 70.3060.305
1250 µl		70.1186 70.1186.100 70.1186.200	
5 ml		70.1183.001 70.1183.101	
5 ml		70.1183.002 70.1183.102	
10 ml		70.1187.001 70.1187.101	
10 ml		70.1187.002 70.1187.102	

Pipetman®/Ultra/Concept	mLine® Mechanical	Proline® Mechanical	eLine® Electronic	Transferpette® Digital	Transferpette® S	Transferpette® Electronic	Acura® Manual Micro 825 Acura® Electro Micro 925	A 835/ 935e	Acura® Multi 855/955e
● ● X	● ●	● ●	●	● ● ●	X ● ●	● ● ● ●	● ●		●
● ●	●			● ●			● ●		
● ● ● ● 200	X ● X	● ● X X X	X	● ● ● X X	● ● ● X	●	● ● ● ● ●		● ● ●
● ● ●									
X X ● 250	X ●	● ● ● ● 250	X	● ● ● X X	● ● ● X	●	X X X X ●		X ● ●
X X ● ●	X ● ●	X X ● ● ●	●	X X X ● ●	X X ● X	●	X X ● ● ●		X ● ●
			● X			●			
			●			●			
			X						X
X		●	●						●
						●			X
									●

Os fabricantes de pipetas examinam e modificam os cones das suas pipetas como parte de alterações técnicas. As nossas recomendações na tabela de compatibilidade podem, portanto, ser usadas apenas como um guia. Para poder verificar o ajuste e o procedimento ideais de ejeção das nossas pontas com a sua pipeta, em caso de dúvida, fornecemos gratuitamente pontas de amostra.

- = compatível
- 10 = volume de pipetagem limitado
- X = não recomendado
- = nenhuma verificação realizada
- MC = pipeta multicanal



Este documento contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países. Modificações técnicas reservadas. BRO_51_809_0500_6002-NF