

## Produktspezifikation Silikonadapter, für Automatic-Sarpette®

Seite 1



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.189.222

Artikelbeschreibung Silikonadapter, für Automatic-Sarpette®, transluzent,

Silikon, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für Automatic-Sarpette®

**Material & Farben** 

Material des Produktes Silikon Farbe des Produktes transluzent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Produktspezifikation** Silikonadapter, für Automatic-Sarpette®

0,014 kg

Seite 2

## Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)

Kleinste Unterverpackung **Beutel** 

Stück pro Innenkarton

Gewicht des Produktes

100 Stück pro Umkarton Stück pro Palette 32400 Tiefe des Umkartons 268 mm Breite des Umkartons 191 mm Höhe des Umkartons 100 mm Volumen des Umkartons 0,0051 cbm

Gewicht des Umkartons 1,65 kg

EAN des Innenkartons 4038917419086 EAN des Umkartons 4038917419079

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

