

Produktspezifikation CryoPure Röhre, 1,2 ml, QuickSeal Schraubverschluss, violett

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 72.377.007

Artikelbeschreibung CryoPure Röhre, 1,2 ml, Röhre: PP, QuickSeal

Schraubverschluss, Verschluss montiert, HD-PE, violett, Außengewinde, Nennvolumen: 1 ml, Cryo Performance

Tested, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften


Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett weiß
Graduierung ja

Verschluss QuickSeal Schraubverschluss

Verschlussart Schraubverschluss Gewinde Außengewinde

Arbeitsvolumen 1 ml Gefäßtyp Röhre

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.





Produktspezifikation CryoPure Röhre, 1,2 ml, QuickSeal Schraubverschluss, violett

Seite 2

Maße

Nennvolumen 1 ml
Volumen max 1,2 ml
Durchmesser 12,65 mm
Länge des Produktes 36,7 mm
Länge ohne Verschluss 29,8 mm

Material & Farben

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses violett

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE

Reinheitsstandard Cryo Performance Tested Sterilisation Elektronenbestrahlung

Pyrogenfreiheit ja Nicht zytotoxisch ja Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Beutel 500 Stück pro Innenkarton Stück pro Umkarton 2000 Stück pro Palette 104000 Tiefe des Innenkartons 293 mm Breite des Innenkartons 183 mm Höhe des Innenkartons 118 mm Tiefe des Umkartons 598 mm Breite des Umkartons 378 mm Höhe des Umkartons 135 mm Volumen des Umkartons 0,0305 cbm Gewicht des Produktes 0,0015 kg Gewicht des Umkartons 4,24 kg

EAN des Innenkartons 4038917106023

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation CryoPure Röhre, 1,2 ml, QuickSeal Schraubverschluss, violett

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917080545

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Unterschrift gültig.

