



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3910
Artikelbeschreibung	Zellkulturflasche, T-25, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, 2-Positionen-Schraubkappe, TC Tested, 10 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	2-Positionen-Schraubkappe
Zelltyp	adhärenente Zellen
Wachstumsfläche	25 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	7 ml - 12,5 ml
Gefäßtyp	Flasche
Codierung Farbe	rot

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	602 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0835 cbm
Gewicht des Produktes	0,0142 kg
Gewicht des Umkartons	6,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917337595
EAN des Umkartons	4038917337588

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

