



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 71.9921.316 |
| Descripción del artículo | Cubo, hasta 1 l, (ØxAl): 122 x 145 mm, blanco, cierre incluido, para recogida y conservación de muestras diagnósticas, 24 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|------------------------|--|
| Ámbito de aplicación | recogida y conservación de muestras diagnósticas |
| Autoclavable (máx. °C) | 121 °C |

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Volumen máx. | 1 l |
| Diámetro | 122 mm |
| Altura del producto | 145 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | blanco |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|--------------------|----|
| Libre de látex | sí |
| Apirógeno | no |
| Ficha de seguridad | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 24 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 24 |
| unidades / caja | 24 |
| unidades / pallet | 1152 |
| Profundidad de la caja | 428 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 234 mm |
| Volumen de la caja | 0.0357 cbm |
| Peso de la caja | 2.7 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917150620 |
| EAN de la caja | 4038917038195 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

