



Descripción del artículo

Número de pedido	84.1412.033
Descripción del artículo	Etiqueta adhesiva, (LxAn): 145 x 98,5 mm, blanco, "MUESTRA MÉDICA AUTORIZADA", impresión: blanco/negro, desmontable, 1.000 unidades/rollo

Características del producto

Color impresión/etiqueta	blanco/negro
--------------------------	--------------

Dimensiones

Ancho del producto	98.5 mm
Longitud del producto	145 mm

Material y colores

Color del producto	blanco
--------------------	--------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	rollo
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	144000
Profundidad de la caja	323 mm
Ancho de la caja	213 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.01 cbm
Peso del producto	0.0022 kg
Peso de la caja	2.5 kg
EAN de la caja interna	4038917223119
EAN de la caja	4038917223102

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

