



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1123
Descripción del artículo Contenedor de envío refrigerado, inglés

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión
Color impresión/etiqueta rojo
Ámbito de aplicación Envío refrigerado
Plantilla absorbente no

Dimensiones

Ancho del producto 71 mm
Altura del producto 170 mm
Longitud del producto 140 mm

Material y colores

Material del producto Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color del producto blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	6
unidades / pallet	648
Profundidad de la caja	308 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0134 cbm
Peso del producto	0.3448 kg
Peso de la caja	2.3 kg
EAN de la caja interna	4038917085403
EAN de la caja	4038917004084

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

