



## Descripción del artículo

Número de pedido	95.1124
Descripción del artículo	Contenedor de envío refrigerado, francés

## Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Ámbito de aplicación	Envío refrigerado
Plantilla absorbente	no

## Dimensiones

Ancho del producto	71 mm
Altura del producto	170 mm
Longitud del producto	140 mm

## Material y colores

Material del producto	Acrylonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	6
unidades / pallet	648
Profundidad de la caja	308 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0134 cbm
Peso del producto	0.3448 kg
Peso de la caja	2.3 kg
EAN de la caja interna	4038917085410
EAN de la caja	4038917004091

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

