



Descripción del artículo

Número de pedido	95.902
Descripción del artículo	Embalaje de transporte correo postal, aplicación p. ej.: embalaje externo según P 650/ ADR, diseño plano, (LxAnxAI): 220 x 170 x 40 mm, para muestras diagnósticas, volumen 1 a 4 contenedores/botellas de hasta 30 mm de diámetro, bolsa de lámina de espuma incluida, 50 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	negra
Versión	diseño plano
Ejemplo de aplicación	embalaje externo según P 650/ ADR
Indicado para	muestras diagnósticas

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Embalaje de transporte correo postal, 220 x 170 x 40 mm, para muestras diagnósticas

Página 2

Dimensiones

Ancho del producto	170 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	220 mm

Material y colores

Material del producto	cartón
Color del producto	marrón

Pureza y certificación

Cumple el requisito	P 650, ADR, IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	50
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	488 mm
Ancho de la caja	401 mm
Altura de la caja	145 mm
Volumen de la caja	0.0284 cbm
Peso del producto	0.0679 kg
Peso de la caja	3.86 kg
EAN de la caja interna	4038917084574
EAN de la caja	4038917069854

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT